


Периферические вмешательства

Каталог продукции

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™



4

Катетеры

1
Проводники

2
Баллонные
катетеры

3
Специальные
баллонные
катетеры

4
Катетеры

5
Аксессуары

6
Стенты

7
Инструменты
с лекарственным
покрытием

8
Периферическая
тромбэктомия

9
Защита
от эмболии

10
Эмболизация
в периферических
интервенциях

11
Внесосудистые
вмешательства



4. Катетеры

4.1 Диагностические катетеры Imager II™

4.2 Направляющие катетеры Mach1™

4.3 Поддерживающие катетеры Rubicon™



1

Проводники

2

Баллонные
катетеры

3

Специальные
баллонные
катетеры

4

Катетеры

5

Аксессуары

6

Стенты

7

Инструменты
с лекарственным
покрытием

8

Периферическая
тромбэктомия

9

Защита
от эмболии

10

Эмболизация
в периферических
интервенциях

11


Внесудистые
вмешательства




Imager™ II

Формы кончика


Болюсные катетеры



Церебральные селективные катетеры



Висцеральные селективные катетеры



4.1 Диагностические катетеры

Imager™ II

БОЛЮСНЫЕ КАТЕТЕРЫ – кончик «Tennis racquet»

Номер для заказа	Размер (F)	Размер (мм)	Форма кончика	Длина (см)	Совместимость с проводником (дюйм)	Совместимость с проводником (мм)	Максимальная скорость потока (мл/сек.)
M001315001	4	1.33	Tennis racquet	65	0.035	0.89	20
M001315011	4	1.33	Tennis racquet	90	0.035	0.89	17
M001315021	4	1.33	Tennis racquet	100	0.035	0.89	17
M001315031	5	1.70	Tennis racquet	65	0.035	0.89	32
M001315041	5	1.70	Tennis racquet	90	0.035	0.89	29
M001315051	5	1.70	Tennis racquet	100	0.035	0.89	26
M001315061	5	1.70	Tennis racquet	65	0.038	0.97	32
M001315071	5	1.70	Tennis racquet	90	0.038	0.97	29
M001315081	5	1.70	Tennis racquet	100	0.038	0.97	26

Упакованы по 5 шт./коробка

БОЛЮСНЫЕ КАТЕТЕРЫ – кончик Pigtail/Straight, высокопоточные

Номер для заказа	Размер (F)	Размер (мм)	Форма кончика	Длина (см)	Совместимость с проводником (дюйм)	Совместимость с проводником (мм)	Максимальная скорость потока (мл/сек.)
M001315091	4	1.33	Pigtail	65	0.035	0.89	20
M001315101	4	1.33	Straight	65	0.035	0.89	20
M001315111	4	1.33	Pigtail	90	0.035	0.89	17
M001315121	4	1.33	Straight	90	0.035	0.89	17
M001315131	5	1.70	Pigtail	65	0.038	0.97	32
M001315141	5	1.70	Pigtail	90	0.038	0.97	29
M001315151	5	1.70	Pigtail	100	0.038	0.97	26
M001315161	5	1.70	Straight	65	0.038	0.97	32
M001315171	5	1.70	Straight	90	0.038	0.97	29
M001315181	5	1.70	Straight	100	0.038	0.97	26
M001315191	5	1.70	Pigtail	65	0.035	0.89	32
M001315201	5	1.70	Straight	65	0.035	0.89	32
M001315211	5	1.70	Pigtail	90	0.035	0.89	29
M001315221	5	1.70	Straight	90	0.035	0.89	29
M001315231	5	1.70	Pigtail	100	0.035	0.89	26
M001315241	5	1.70	Straight	100	0.035	0.89	26

Упакованы по 5 шт./коробка

БОЛЮСНЫЕ КАТЕТЕРЫ – кончик Contralateral, высокопоточные

Номер для заказа	Размер (F)	Размер (мм)	Форма кончика	Длина (см)	Совместимость с проводником (дюйм)	Совместимость с проводником (мм)	Максимальная скорость потока (мл/сек.)
M001315251	4	1.33	Contralateral	65	0.035	0.89	20
M001315261	4	1.33	Contralateral	90	0.035	0.89	17
M001315271	4	1.33	Contralateral	100	0.035	0.89	17
M001315281	5	1.70	Contralateral	65	0.035	0.89	32
M001315291	5	1.70	Contralateral	90	0.035	0.89	29
M001315301	5	1.70	Contralateral	100	0.035	0.89	26
M001315311	5	1.70	Contralateral	65	0.038	0.97	32
M001315321	5	1.70	Contralateral	90	0.038	0.97	29
M001315331	5	1.70	Contralateral	100	0.038	0.97	26

Упакованы по 5 шт./коробка

1
Проводники

2
Баллонные катетеры

3
Специальные баллонные катетеры

4
Катетеры

5
Аксессуары

6
Стенты

7
Инструменты с лекарственным покрытием

8
Периферическая тромбэктомия

9
Защита от эмболии

10
Эмболизация в периферических интервенциях

11
Внесосудистые вмешательства



Информация для заказа – 33
Периферические вмешательства

Boston
Scientific

Imager™ II

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ КАТЕТЕРЫ, армированные

Номер для заказа	Размер (F) (мм)		Форма кончика	Длина (см)	Совместимость с проводником (дюйм) (мм)		Максимальная скорость потока (мл/сек.)
M001316041	4	1.33	BARN	100	0.035	0.89	10
M001316061	4	1.33	BERN	100	0.035	0.89	10
M001316071	4	1.33	BERN	40	0.035	0.89	10
M001316091	4	1.33	BERN	65	0.035	0.89	10
M001316121	4	1.33	WEIN	100	0.035	0.89	10
M001316131	4	1.33	H1	65	0.035	0.89	10
M001316151	4	1.33	H1	100	0.035	0.89	10
M001316191	4	1.33	H1H	100	0.035	0.89	10
M001316231	4	1.33	JB1	100	0.035	0.89	10
M001316251	4	1.33	JB2	100	0.035	0.89	10
M001316311	4	1.33	SIM1	65	0.035	0.89	12
M001316331	4	1.33	SIM1	100	0.035	0.89	12
M001316351	4	1.33	SIM2	100	0.035	0.89	12
M001316371	4	1.33	SIM3	100	0.035	0.89	12
M001314041	5	1.70	BARN	100	0.038	0.97	18
M001314051	5	1.70	BERN	100	0.038	0.97	18
M001314061	5	1.70	BERN	100	0.035	0.89	18
M001314071	5	1.70	BERN	40	0.035	0.89	20
M001314081	5	1.70	BERN	40	0.038	0.97	20
M001314091	5	1.70	BERN	65	0.035	0.89	20
M001314101	5	1.70	BERN	65	0.038	0.97	20
M001314111	5	1.70	WEIN	100	0.038	0.97	12
M001314121	5	1.70	WEIN	100	0.035	0.89	12
M001314131	5	1.70	H1	65	0.038	0.97	20
M001314141	5	1.70	H1	100	0.038	0.97	12
M001314151	5	1.70	H1	100	0.035	0.89	12
M001314161	5	1.70	H3	100	0.038	0.97	12
M001314171	5	1.70	H3	100	0.035	0.89	12
M001314181	5	1.70	H1H	100	0.038	0.97	12
M001314191	5	1.70	H1H	100	0.035	0.89	12
M001314211	5	1.70	JB1	65	0.038	0.97	20
M001314221	5	1.70	JB1	100	0.038	0.97	12
M001314231	5	1.70	JB1	100	0.035	0.89	12
M001314241	5	1.70	JB2	100	0.038	0.97	12
M001314251	5	1.70	JB2	100	0.035	0.89	12
M001314261	5	1.70	JB3	100	0.038	0.97	12
M001314271	5	1.70	JB3	100	0.035	0.89	12

Упакованы по 5 шт./коробка

Продолжение на следующей странице >



Imager™ II (продолжение)

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ КАТЕТЕРЫ, армированные

Номер для заказа	Размер (F) (мм)		Форма кончика	Длина (см)	Совместимость с проводником (дюйм) (мм)		Максимальная скорость потока (мл/сек.)
M001314301	5	1.70	SIM1	65	0.038	0.97	20
M001314311	5	1.70	SIM1	65	0.035	0.89	20
M001314321	5	1.70	SIM1	100	0.038	0.97	20
M001314331	5	1.70	SIM1	100	0.035	0.89	20
M001314341	5	1.70	SIM2	100	0.038	0.97	20
M001314351	5	1.70	SIM2	100	0.035	0.89	20
M001314361	5	1.70	SIM3	100	0.038	0.97	20
M001314371	5	1.70	SIM3	100	0.035	0.89	20
M001314391	5	1.70	HN1	100	0.038	0.97	10
M001314401	5	1.70	HN1	100	0.035	0.89	10
M001314411	5	1.70	HN2	100	0.038	0.97	10
M001314421	5	1.70	HN2	100	0.035	0.89	10
M001314431	5	1.70	HN3	100	0.038	0.97	10
M001314441	5	1.70	HN3	100	0.035	0.89	10
M001314451	5	1.70	HN4	100	0.038	0.97	10
M001314461	5	1.70	HN4	100	0.035	0.89	10
M001314471	5	1.70	HN5	100	0.038	0.97	10
M001314481	5	1.70	HN5	100	0.035	0.89	10

Упакованы по 5 шт./коробка

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ КАТЕТЕРЫ, универсальные, армированные

Номер для заказа	Размер (F) (мм)		Форма кончика	Длина (см)	Совместимость с проводником (дюйм) (мм)		Максимальная скорость потока (мл/сек.)
M001316021	4	1.33	ST	65	0.035	0.89	10
M001316031	4	1.33	ST	100	0.035	0.89	10
M001314001	5	1.70	ST	65	0.038	0.97	20
M001314011	5	1.70	ST	100	0.038	0.97	18
M001314021	5	1.70	ST	65	0.035	0.89	20
M001314031	5	1.70	ST	100	0.035	0.89	18
M001314501	5	1.70	GEN	100	0.035	0.89	18

Упакованы по 5 шт./коробка



Imager™ II

ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ КАТЕТЕРЫ, армированные

Номер для заказа	Размер (F)	Размер (мм)	Форма кончика	Длина (см)	Совместимость с проводником (дюйм)	Совместимость с проводником (мм)	Максимальная скорость потока (мл/сек.)
M001316581	4	1.33	CONTRA 2	65	0.035	0.89	6
M001316631	4	1.33	C1	65	0.035	0.89	10
M001316671	4	1.33	C2	65	0.035	0.89	10
M001316691	4	1.33	C2*	65	0.035	0.89	10
M001316711	4	1.33	C3	65	0.035	0.89	10
M001316751	4	1.33	TRAIN	65	0.035	0.89	10
M001316771	4	1.33	MIK	65	0.035	0.89	6
M001316791	4	1.33	HK1.0	65	0.035	0.89	6
M001316811	4	1.33	SHK0.8	65	0.035	0.89	6
M001316831	4	1.33	SHK1.0	65	0.035	0.89	6
M001316851	4	1.33	RC1	65	0.035	0.89	6
M001316871	4	1.33	RC2	65	0.035	0.89	6
M001316891	4	1.33	RDC	65	0.035	0.89	10
M001314521	5	1.70	CHGB	65	0.038	0.97	10
M001314531	5	1.70	CHGB	65	0.035	0.89	10
M001314541	5	1.70	CHGC	65	0.038	0.97	10
M001314551	5	1.70	CHGC	65	0.035	0.89	10
M001314561	5	1.70	CHG2.5	65	0.038	0.97	10
M001314571	5	1.70	CHG2.5	65	0.035	0.89	10
M001314581	5	1.70	CONTRA 2	65	0.038	0.97	10
M001314591	5	1.70	CONTRA 2	65	0.035	0.89	10
M001314621	5	1.70	C1	65	0.038	0.97	20
M001314631	5	1.70	C1	65	0.035	0.89	20
M001314641	5	1.70	C1*	65	0.038	0.97	20
M001314651	5	1.70	C1*	65	0.035	0.89	20
M001314661	5	1.70	C2	65	0.038	0.97	20
M001314671	5	1.70	C2	65	0.035	0.89	20
M001314681	5	1.70	C2*	65	0.038	0.97	20
M001314691	5	1.70	C2*	65	0.035	0.89	20
M001314701	5	1.70	C3	65	0.038	0.97	20
M001314711	5	1.70	C3	65	0.035	0.89	20
M001314751	5	1.70	TRAIN	65	0.038	0.97	20
M001314761	5	1.70	MIK	65	0.038	0.97	10
M001314771	5	1.70	MIK	65	0.035	0.89	10
M001314781	5	1.70	HK1.0	65	0.038	0.97	10
M001314791	5	1.70	HK1.0	65	0.035	0.89	10
M001314801	5	1.70	SHK0.8	65	0.038	0.97	10
M001314811	5	1.70	SHK0.8	65	0.035	0.89	10
M001314821	5	1.70	SHK1.0	65	0.038	0.97	10
M001314831	5	1.70	SHK1.0	65	0.035	0.89	10
M001314841	5	1.70	RC1	65	0.038	0.97	10
M001314851	5	1.70	RC1	65	0.035	0.89	10
M001314861	5	1.70	RC2	65	0.038	0.97	10
M001314871	5	1.70	RC2	65	0.035	0.89	10
M001314881	5	1.70	RDC	65	0.038	0.97	20
M001314891	5	1.70	RDC	65	0.035	0.89	20
M001314901	5	1.70	RDC*	65	0.038	0.97	20
M001314911	5	1.70	RDC*	65	0.035	0.89	20






Упакованы по 5 шт./коробка

* С двумя боковыми отверстиями. Остальные без боковых отверстий.



Mach1™

Формы кончика периферического направляющего катетера



1
Проводники

2
Баллонные
катетеры

3
Специальные
баллонные
катетеры

4
Катетеры

5
Аксессуары

6
Стенты

7
Инструменты
с лекарственным
покрытием

8
Периферическая
тромбэктомия

9
Защита
от эмболии

10
Эмболизация
в периферических
интервенциях

11
Внесосудистые
вмешательства



4.2 Направляющие катетеры

Mach1™

Периферический направляющий катетер

Внешний диаметр/Внутренний диаметр
6F (2.0 мм) / 0.070" (1.7 мм)

Номер для заказа	Форма кончика	Длина (см)
M001196000	HS	55
M001196660	RDC	55
M001196960	RDC 1	55
M001196040	RE-S	55
M001196080	RE-SS	55
M001196120	RE-L	55
M001196160	C1	55
M001196200	C2	55
M001196230	MP1	55
M001196260	MP1	90
M001196300	MP2	55
M001196330	MP2	90
M001196450	ST	55
M001196480	ST	90
M001196530	CROSSOVER 1	55
M001196560	CROSSOVER 2	55
M001196620	LIMA	55
M001196700	BATES 1	55
M001196800	BATES 2	55
M001196380	40°	90

Внешний диаметр/Внутренний диаметр
7F (2.33 мм) / 0.081" (2.0 мм)

Номер для заказа	Форма кончика	Длина (см)
M001197000	HS	55
M001197660	RDC	55
M001197960	RDC 1	55
M001197040	RE-S	55
M001197080	RE-SS	55
M001197120	RE-L	55
M001197160	C1	55
M001197200	C2	55
M001197230	MP1	55
M001197260	MP1	90
M001197300	MP2	55
M001197330	MP2	90
M001197450	ST	55
M001197480	ST	90
M001197530	CROSSOVER 1	55
M001197560	CROSSOVER 2	55
M001197620	LIMA	55
M001197700	BATES 1	55
M001197800	BATES 2	55
M001197380	40°	90

Внешний диаметр/Внутренний диаметр
8F (2.7 мм) / 0.091" (2.3 мм)

Номер для заказа	Форма кончика	Длина (см)
M001198000	HS	55
M001198660	RDC	55
M001198960	RDC 1	55
M001198040	RE-S	55
M001198080	RE-SS	55
M001198120	RE-L	55
M001198160	C1	55
M001198200	C2	55
M001198230	MP1	55
M001198260	MP1	90
M001198300	MP2	55
M001198330	MP2	90
M001198450	ST	55
M001198480	ST	90
M001198530	CROSSOVER 1	55
M001198560	CROSSOVER 2	55
M001198620	LIMA	55
M001198700	BATES 1	55
M001198800	BATES 2	55
M001198380	40°	90

Упакованы по 1 шт./коробка

1
Проводники

2
Баллонные
катетеры

3
Специальные
баллонные
катетеры

4
Катетеры

5
Аксессуары

6
Стенты

7
Инструменты
с лекарственным
покрытием

8
Периферическая
тромбэктомия

9
Защита
от эмболии

10
Эмболизация
в периферических
интервенциях

11
Внесосудистые
вмешательства



Информация для заказа – 38
Периферические вмешательства

Boston
Scientific


4.3 Поддерживающие катетеры

Rubicon™

Поддерживающие катетеры

- Облегчает доступ к поражению и вход в поражение
- Облегчает прохождение окклюзий и извитостей
- Обеспечивает доставку и смену 0,014" (0,36 мм), 0,018" (0,46 мм) и 0,035" (0,89 мм) проводников

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КАТЕТЕР RUBICON 14



Rubicon 14

Номер для заказа	Совместимость с проводником (дюйм/мм)	Совместимость с интродьюсером	Длина (см)	Форма кончика	Профиль кончика	Диаметр проксимальной части shaft	Расстояние между метками
H74939212014131	0.014" (0.36 мм)	4F*	135	Прямой	1.4F*	3.4F*	15 мм
H74939212014151	0.014" (0.36 мм)	4F*	150	Прямой	1.4F*	3.4F*	15 мм

Упакованы по 5 шт/коробка

Rubicon 18

Номер для заказа	Совместимость с проводником (дюйм/мм)	Совместимость с интродьюсером	Длина (см)	Форма кончика	Профиль кончика	Диаметр проксимальной части shaft	Расстояние между метками
H74939239018091	0.018" (0.46 мм)	4F*	90	Прямой	1.7F*	4F*	15 мм
H74939239018131	0.018" (0.46 мм)	4F*	135	Прямой	1.7F*	4F*	15 мм
H74939239018151	0.018" (0.46 мм)	4F*	150	Прямой	1.7F*	4F*	15 мм

Упакованы по 5 шт/коробка

Rubicon 35

Номер для заказа	Совместимость с проводником (дюйм/мм)	Совместимость с интродьюсером	Длина (см)	Форма кончика	Профиль кончика	Диаметр проксимальной части shaft	Расстояние между метками
H74939240035061	0.035" (0.89 мм)	5F*	65	Прямой	2.84F*	5.1F*	50 мм
H74939240035091	0.035" (0.89 мм)	5F*	90	Прямой	2.84F*	5.1F*	50 мм
H74939240035131	0.035" (0.89 мм)	5F*	135	Прямой	2.84F*	5.1F*	50 мм
H74939240035151	0.035" (0.89 мм)	5F*	150	Прямой	2.84F*	5.1F*	50 мм

Упакованы по 5 шт/коробка



* 1.4F = 0.47 мм (0.019")
 1.7F = 0.57 мм (0.022")
 2.84F = 0.95 мм (0.037")
 3.4F = 1.13 мм (0.044")
 4F = 1.33 мм (0.052")
 5F = 1.67 мм (0.066")
 5.1F = 1.7 мм (0.067")



1
Проводники

2
Баллонные катетеры

3
Специальные баллонные катетеры

4
Катетеры

5
Аксессуары

6
Стенты

7
Инструменты с лекарственным покрытием

8
Периферическая тромбэктомия

9
Защита от эмболии

10
Эмболизация в периферических интервенциях

11
Внесосудистые вмешательства