

Урология и женское здоровье

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

Каталог продукции

Проводники
и мочеточниковые кожухи



Инструменты для удаления
камней



Визуализация



Перкутанная хирургия



Мочеточниковые стенты и
катетеры



Инструменты для биопсии



Лазеры



Женское здоровье



1. Проводники и мочеточниковые кожухи

Sensor™ проводники

- Sensor™ Dual-Flex ПТФЭ-нителиновый проводник с гидрофильным концом (а также с гибким проксимальным концом – 10 см) 3
- Sensor™ ПТФЭ-нителиновый проводник с гидрофильным концом 3

Проводники с гидрофильным покрытием

- ZIPwire™ гидрофильный проводник 3

Zebra™ проводники

- Zebra™ проводники 4

Проводники с PTFE покрытием

- Проводник с покрытием ПТФЭ (фиксированный сердечник) 4
- Проводник с покрытием ПТФЭ (фиксированный сердечник, жесткий) 4
- Проводник с покрытием ПТФЭ (подвижный сердечник) 5
- Amplatz™ сверхжесткий проводник с ПТФЭ покрытием 5

Кожухи для доступа в мочеточник

- Navigator™ HD кожух с двойным гидрофильным покрытием 6
- Navigator™ кожух с гидрофильным покрытием 6

2. Визуализация

lithoVue™ система

- lithoVue™ – одноразовый цифровой гибкий уретероскоп 7

3. Мочеточниковые стенты и катетеры

Мочеточниковые стенты

- Polaris™ Loop мочеточниковый стент (из материала Percuflex™ с разной жесткостью и HydroPlus™ покрытием) 9
- Polaris™ Ultra мочеточниковый стент (из материала Percuflex™ с разной жесткостью и HydroPlus™ покрытием) 10
- Percuflex™ Plus мочеточниковый стент (с HydroPlus™ покрытием) 11
- Contour VL™ мочеточниковый стент универсальной длины (из материала Percuflex™ и HydroPlus™ покрытием) 12
- Contour™ VL мочеточниковый стент для инъекций в наборе (из материала Percuflex™ и HydroPlus™ покрытием) 13

Принадлежности к стентам

- Толкатель к мочеточниковым стентам 13

Мочеточниковые катетеры

- Axxcess™ 6 Fr мочеточниковый катетер 13

4. Лазеры

Лазерные системы

- Auriga™ XL 50 Watt гольмиевый лазер 15

5. Инструменты для удаления камней

Нитиновые инструменты для удаления камней

- Stone Cone™ Нитиновая спираль 17
- OptiFlex™ Нитиновая корзина для удаления камней 17

- Escape™ Нитиновая корзина для удаления камней 17
- Graspit™ Нитиновые щипцы для удаления камней 18
- Zero Tip™ Нитиновая корзина для удаления камней 18

Стальные инструменты для удаления камней

- Gemini™ спиралевидная корзина с парными струнами 19
- Segura Hemisphere™ корзина для удаления камней 20
- Tricер™ крючковидные щипцы для захвата камней 20
- Leslie Parachute™ многострунная корзина для удаления камней 21

6. Перкутанная хирургия

Наборы для нефростомии

- Jinro™ набор для нефростомии с катетером типа Pigtail 23
- Jinro™ набор для нефростомии с катетером типа Pigtail для замены 23
- Jinro™ Набор для нефростомии с катетером Flexima типа Pigtail 23

Расширители и тубусы

- Amplatz тубус для нефростомии прозрачный 24
- Amplatz расширитель для нефростомии, отдельные размеры 24
- Amplatz тубус для нефростомии, отдельные размеры 25
- Расширитель/тубус 8/10 для нефростомии 25

Обеспечение доступа

- Иглы для чрескожного доступа 26

Катетеры для дренажа

- Набор для нефростомии с катетером типа Малек 27
- Re-Entry™ набор для нефростомии с катетером типа Малек 27
- Percuflex™ Locking Loop универсальный катетер с кончиком 28
- Percuflex™ Locking Loop нефростомический катетер с кончиком 28
- Percuflex™ набор стент/нефростомический катетер 29
- Percuflex™ Locking Loop нефростомический катетер 29

7. Инструменты для биопсии

Щипцы

- Piranha™ 3 Fr/1,0 мм уретероскопические биопсийные щипцы 31

8. Женское здоровье

Системы для коррекции стрессового недержания мочи

- Advantage™ трансвагинальная система 33
- Advantage Fit™ трансвагинальная система 33
- Obtryx™ II трансобтураторная среднеуретральная слинговая система 33


Хирургия тазового дна

- SKW Deep Scrotal Retract SYS Стерильный набор – ранорасширитель 34

Френч (F)	мм
1.0	0.333
2.4	0.80
2.6	0.87
2.7	0.90
2.8	0.93
2.9	0.97
3.0	1.00
3.3	1.10
3.4	1.13
3.7	1.23
4.0	1.33
4.5	1.50
5.0	1.66
6.0	2.00
7.0	2.33
8.0	2.66
9.0	3.00
10.0	3.33
11.5	3.83
15.5	5.17
18.0	6.00
22.0	7.33
24.0	8.00
26.0	8.66
28.0	9.33
30.0	10.00
32.0	10.66
34.0	11.33

Дюйм (")	мм
.008	0.20
.010	0.25
.012	0.30
.014	0.36
.018	0.46
.020	0.51
.021	0.53
.025	0.64
.026	0.66
.027	0.69
.028	0.71
.029	0.74
.030	0.76
.031	0.79
.032	0.81
.033	0.84
.034	0.86
.035	0.89
.036	0.91
.037	0.94
.038	0.97
.039	0.99
.040	1.02
.041	1.04
.042	1.07


Дюйм (")	мм
.043	1.09
.044	1.12
.045	1.14
.046	1.17
.047	1.19
.048	1.22
.050	1.27
.052	1.32
.054	1.37
.056	1.42
.059	1.50
.061	1.55
.063	1.60
.064	1.63
.068	1.73
.071	1.80
.072	1.83
.074	1.88
.076	1.93
.077	1.96
.079	2.01
.082	2.08
.086	2.18
.092	2.34
.107	2.72



Френч (F)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
мм в	1.0	1.33	1.66	2.0	2.33	2.66	3.0	3.33	3.66	4.0	4.33	4.66	5.0	5.33	5.66
дюйм (")	.039	.053	.066	.079	.092	.105	.118	.144	.144	.156	.170	.184	.197	.210	.223



Френч (F)	18	19	20	22	24	26	28	30	32	34
мм в	6.0	6.33	6.66	7.33	8.0	8.66	9.33	10.0	10.66	11.33
дюйм (")	.236	.249	.263	.288	.315	.341	.367	.393	.419	.445



1

Проводники
и мочеточниковые кожухи

Sensor™ проводники

Проводники с гидрофильным покрытием

Zebra™ проводники

Проводники с PTFE покрытием

Navigator™ Мочеточниковые кожухи



Sensor™ проводники

Sensor™ Dual-Flex ПТФЭ-нителиновый проводник с гидрофильным концом (а также с гибким проксимальным концом – 10 см)



Номер для заказа	Диаметр		Длина (см)	Кончик	
	(дюймы)	(мм)		(Форма)	(Тип)
M0066703081	0,035	0,89	150	Прямой	3 см гибкий
M0066703011	0,035	0,89	150	Изогнутый	3 см гибкий
M0066703121	0,038	0,97	150	Прямой	3 см гибкий
M0066703021	0,038	0,97	150	Изогнутый	3 см гибкий

5 шт. в упаковке

Sensor™ ПТФЭ-нителиновый проводник с гидрофильным концом

Номер для заказа	Диаметр		Длина (см)	Кончик	
	(дюймы)	(мм)		(Форма)	(Тип)
M0066703051	0,035	0,89	150	Прямой	3 см гибкий
M0066703061	0,035	0,89	150	Изогнутый	3 см гибкий
M0066703091	0,038	0,97	150	Прямой	3 см гибкий
M0066703101	0,038	0,97	150	Изогнутый	3 см гибкий

5 шт. в упаковке

Гидрофильные проводники

ZIPwire™ гидрофильный проводник




Номер для заказа	Диаметр (дюймы)	Диаметр (мм)	Длина (см)	Форма кончика	Жесткость проводника
M006630201B1	0.025	0.64	150	прямой	стандартный
M006630216B1	0.025	0.64	150	прямой	жесткий
M006630205B1	0.035	0.89	150	прямой	стандартный
M006630206B1	0.035	0.89	150	изогнутый	стандартный
M006630222B1	0.035	0.89	150	прямой	жесткий
M006630223B1	0.035	0.89	150	изогнутый	жесткий
M006630208B1	0.038	0.97	150	прямой	стандартный
M006630209B1	0.038	0.97	150	изогнутый	стандартный
M006630225B1	0.038	0.97	150	прямой	жесткий
M006630210B1	0.038	0.97	260	прямой	стандартный
M006630214B1	0.035	0.89	150	прямой длинный	стандартный
M006630215B1	0.038	0.97	150	прямой длинный	стандартный
M006630203B1	0.035	0.89	150	изогнутый длинный	стандартный

5 шт. в упаковке

Zebra™ проводники

Zebra™ проводник



Номер для заказа	Диаметр		Длина (см)	Кончик	
	(дюймы)	(мм)		(Форма)	(Тип)
M0066701081	0,025	0,64	150	Прямой	3 см гибкий
M0066701091	0,025	0,64	150	Изогнутый	3 см гибкий
M0066701101	0,032	0,81	150	Прямой	3 см гибкий
M0066701111	0,032	0,81	150	Изогнутый	3 см гибкий
M0066701121	0,035	0,89	150	Прямой	3 см гибкий
M0066701131	0,035	0,89	150	Изогнутый	3 см гибкий
M0066701141	0,038	0,97	150	Прямой	3 см гибкий
M0066701151	0,038	0,97	150	Изогнутый	3 см гибкий

Упаковано в жесткий чехол. 5 шт в упаковке

ПТФЭ - проводники

Проводник с покрытием ПТФЭ (фиксированный сердечник)



Номер для заказа	Диаметр		Длина (см)	Кончик	
	(дюймы)	(мм)		(Форма)	(Тип)
M0066201070	0,025	0,64	150	прямой	3 см гибкий
M0066201200	0,035	0,89	150	прямой	3 см гибкий
M0066201250	0,035	0,89	150	прямой	15 см гибкий, Bentson-тип
M0066201000	0,038	0,97	150	прямой	3 см гибкий
M0066201050	0,038	0,97	260	прямой	15 см гибкий, Bentson-тип

Проводник с покрытием ПТФЭ (фиксированный сердечник, жесткий)

Номер для заказа	Диаметр		Длина (см)	Кончик	
	(дюймы)	(мм)		(Форма)	(Тип)
M0066201080	0,025	0,64	150	прямой	3 см гибкий
M0066201100	0,035	0,89	150	прямой	3 см гибкий
M0066201110	0,035	0,89	150	3 мм «J»	
M0066201010	0,038	0,97	150	прямой	3 см гибкий
M0066201020	0,038	0,97	260	3 мм «J»	

ПТФЭ - проводники (продолжение)

Проводник с покрытием ПТФЭ (подвижный сердечник)



Номер для заказа	Диаметр		Длина (см)	Кончик	
	(дюймы)	(мм)		(Форма)	(Тип)
M0066201030	0,038	0,97	150	прямой	3 см гибкий
M0066201210	0,035	0,89	150	3 мм «J»	3 см гибкий
M0066201300	0,035	0,89	150	прямой	3 см гибкий


5 шт. в упаковке

Amplatz™ сверхжесткий проводник с покрытием ПТФЭ

Номер для заказа	Диаметр		Длина (см)	Кончик	
	(дюймы)	(мм)		(Форма)	(Тип)
M0066401041	0,035	0,89	145	Прямой	7 см гибкий, Bentson-тип
M0066401051	0,035	0,89	145	3 мм «J»	
M0066401081	0,035	0,89	145	Прямой	3,5 см гибкий
M0066401061	0,038	0,97	145	Прямой	6 см гибкий, Bentson-тип
M0066401071	0,038	0,97	145	3 мм «J»	
M0066401091	0,038	0,97	145	Прямой	3,5 см гибкий

Кожухи для доступа в мочеточник

Navigator™ HD кожух с двойным гидрофильным покрытием



Номер для заказа	Описание
M0062502210	11/13Fr/3.67/4.33 мм x 28 см
M0062502220	11/13Fr/3.67/4.33 мм x 36 см
M0062502230	11/13Fr/3.67/4.33 мм x 46 см
M0062502240	12/14Fr/4/4.67 мм x 28 см
M0062502250	12/14Fr/4/4.67 мм x 36 см
M0062502260	12/14Fr/4/4.67 мм x 46 см
M0062502270	13/15Fr/4.33/5 мм x 28 см
M0062502280	13/15Fr/4.33/5 мм x 36 см
M0062502290	13/15Fr/4.33/5 мм x 46 см

Navigator™ кожух с гидрофильным покрытием

Номер для заказа	Описание
M0062502000	1/13Fr/3.7/4.3 мм x 28 см
M0062502020	11/13Fr/3.7/4.3 мм x 36 см
M0062502040	11/13Fr/3.7/4.3 мм x 46 см
M0062502060	13/15Fr/4.3/5.0 мм x 28 см
M0062502080	13/15Fr/4.3/5.0 мм x 36 см
M0062502100	13/15Fr/4.3/5.0 мм x 46 см
M0062502031*	11/13Fr/3.7/4.3 мм x 36 см


* 5 шт в упаковке

2 Визуализация
LithoVue™ система



LithoVue™ система

LithoVue™ – одноразовый цифровой гибкий уретероскоп




Номер для заказа	Описание
M0067913500	LithoVue – одноразовый гибкий уретероскоп, прямое управление изгибом
M0067913600	LithoVue – одноразовый гибкий уретероскоп, обратное управление изгибом
M0067911000	Рабочая станция LithoVue
M0067911440	DVI Видео кабель
M0067912100	Кабель питания

3 Мочеточниковые стенды и катетеры

Мочеточниковые стенды


Принадлежности к стендам

Мочеточниковые катетеры



Мочеточниковые стенты

*Polaris™ Loop мочеточниковый стент
(из материала Percuflex™ с разной жесткостью и покрытием HydroPlus™)*



Номер для заказа	Описание	Диаметр (Fr/мм)	Длина (см)
M0061552110	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	10
M0061552120	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	12
M0061552130	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	14
M0061552140	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	16
M0061552150	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	18
M0061552200	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	20
M0061552210	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	22
M0061552220	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	24
M0061552230	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	26
M0061552240	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	28
M0061552250	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	30
M0061552300	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	20
M0061552310	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	22
M0061552320	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	24
M0061552330	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	26
M0061552340	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	28
M0061552350	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	30
M0061552400	Мочеточниковый стент без проводника	7,0 / 2,3	20
M0061552410	Мочеточниковый стент без проводника	7,0 / 2,3	22
M0061552420	Мочеточниковый стент без проводника	7,0 / 2,3	24
M0061552430	Мочеточниковый стент без проводника	7,0 / 2,3	26
M0061552440	Мочеточниковый стент без проводника	7,0 / 2,3	28
M0061552450	Мочеточниковый стент без проводника	7,0 / 2,3	30
M0061552500	Мочеточниковый стент без проводника	8,0 / 2,7	20
M0061552510	Мочеточниковый стент без проводника	8,0 / 2,7	22
M0061552520	Мочеточниковый стент без проводника	8,0 / 2,7	24
M0061552530	Мочеточниковый стент без проводника	8,0 / 2,7	26
M0061552540	Мочеточниковый стент без проводника	8,0 / 2,7	28
M0061552550	Мочеточниковый стент без проводника	8,0 / 2,7	30

Каждый стент поставляется с толкателем и нитью для удаления

Мочеточниковые стенты (продолжение)

Polaris™ Ultra мочеточниковый стент
(из материала Percuflex™ с разной жесткостью и покрытием HydroPlus™)




Номер для заказа	Описание	Диаметр (Fr/мм)	Длина (см)
M0061921110	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	10
M0061921120	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	12
M0061921130	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	14
M0061921140	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	16
M0061921150	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	18
M0061921200	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	20
M0061921210	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	22
M0061921220	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	24
M0061921230	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	26
M0061921240	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	28
M0061921250	Мочеточниковый стент без проводника	5,0 / 1,7	30
M0061921300	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	20
M0061921310	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	22
M0061921320	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	24
M0061921330	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	26
M0061921340	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	28
M0061921350	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	30
M0061921410	Мочеточниковый стент без проводника	7,0 / 2,3	22
M0061921420	Мочеточниковый стент без проводника	7,0 / 2,3	24
M0061921430	Мочеточниковый стент без проводника	7,0 / 2,3	26
M0061921440	Мочеточниковый стент без проводника	7,0 / 2,3	28
M0061921450	Мочеточниковый стент без проводника	7,0 / 2,3	30
M0061921500	Мочеточниковый стент без проводника	8,0 / 2,7	20
M0061921510	Мочеточниковый стент без проводника	8,0 / 2,7	22
M0061921520	Мочеточниковый стент без проводника	8,0 / 2,7	24
M0061921530	Мочеточниковый стент без проводника	8,0 / 2,7	26
M0061921540	Мочеточниковый стент без проводника	8,0 / 2,7	28
M0061921550	Мочеточниковый стент без проводника	8,0 / 2,7	30

Каждый стент поставляется с толкателем и нитью для удаления

Мочеточниковые стенты (продолжение)

Percuflex™ Plus мочеточниковый стент (с покрытием HydroPlus™)




Номер для заказа	Описание	Диаметр (Fr/мм)	Длина (см)
M0061751950	Мочеточниковый стент без проводника	4,8 / 1,6	10
M0061751960	Мочеточниковый стент без проводника	4,8 / 1,6	12
M0061751970	Мочеточниковый стент без проводника	4,8 / 1,6	14
M0061751980	Мочеточниковый стент без проводника	4,8 / 1,6	16
M0061752510	Мочеточниковый стент без проводника	4,8 / 1,6	22
M0061752520	Мочеточниковый стент без проводника	4,8 / 1,6	24
M0061752530	Мочеточниковый стент без проводника	4,8 / 1,6	26
M0061752540	Мочеточниковый стент без проводника	4,8 / 1,6	28
M0061752550	Мочеточниковый стент без проводника	4,8 / 1,6	30
M0061752600	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	20
M0061752610	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	22
M0061752620	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	24
M0061752630	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	26
M0061752640	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	28
M0061752650	Мочеточниковый стент без проводника	6,0 / 2,0	30
M0061752700	Мочеточниковый стент без проводника	7,0 / 2,3	20
M0061752710	Мочеточниковый стент без проводника	7,0 / 2,3	22
M0061752720	Мочеточниковый стент без проводника	7,0 / 2,3	24
M0061752730	Мочеточниковый стент без проводника	7,0 / 2,3	26
M0061752740	Мочеточниковый стент без проводника	7,0 / 2,3	28
M0061752750	Мочеточниковый стент без проводника	7,0 / 2,3	30
M0061752800	Мочеточниковый стент без проводника	8,0 / 2,7	20
M0061752810	Мочеточниковый стент без проводника	8,0 / 2,7	22
M0061752820	Мочеточниковый стент без проводника	8,0 / 2,7	24
M0061752830	Мочеточниковый стент без проводника	8,0 / 2,7	26
M0061752840	Мочеточниковый стент без проводника	8,0 / 2,7	28

Каждый стент поставляется с толкателем и нитью для удаления

Мочеточниковые стенты (продолжение)

Contour VL™ мочеточниковый стент универсальной длины (из материала Percuflex™ с покрытием HydroPlus™)



Диаметр (Fr/мм)	Длина (см)	Без проводника	0.038" жесткий ПТФЭ-проводник с 3-см прямым гибким концом	0.035" жесткий ПТФЭ-проводник с 3-см прямым гибким концом
4,8 / 1,6	x 22–30	M0061801550	NA	M006180155050
6,0 / 2,0	x 22–30	M0061801560	M006180156010	NA
7,0 / 2,3	x 22–30	M0061801570	M006180157010	NA

Каждый стент поставляется с толкателем и нитью для извлечения
Набор включает: стент Contour VL™, указанный проводник, уретральный катетер Axxcess™ 6 Fr/2,0 мм
NA – недоступно


Contour VL™ мочеточниковый стент универсальной длины (из материала Percuflex™ с покрытием HydroPlus™)

Диаметр (Fr/мм)	Длина (см)	0.035" проводник Sensor™ Dual-Flex	0.038" гидрофильный проводник ZIPWire™ с 3-см прямым гибким концом	0.035" жесткий гидрофильный проводник ZIPWire™ с 3-см прямым гибким концом	0.035" гидрофильный проводник ZIPWire™ с 3-см прямым гибким концом
4,8 / 1,6	x 22–30	M006180155090	NA	M006180155180	M006180155190
6,0 / 2,0	x 22–30	M006180156090	M006180156170	M006180156180	M006180156190
7,0 / 2,3	x 22–30	NA	M006180157170	M006180157180	M006180157190

Каждый набор включает: стент Contour VL™ с нитью для извлечения, толкатель стента, указанный проводник, уретральный катетер Axxcess™ 6 Fr/2,0 мм
NA – недоступно

Мочеточниковые стенты (продолжение)

Contour VL™ Injection мочеточниковый стент в наборах (из материала Percuflex™ с покрытием HydroPlus™)



Номер для заказа	Диаметр (Fr/мм)	Расстояние между завитками (см)
M0061856290*	4,8 / 1,6	22–30
M0061856300	6,0 / 2,0	22–30
M0061856310	7,0 / 2,3	22–30

Каждый стент поставляется в наборе с нитью для удаления, с ПТФЭ-проводником 0,038"/0,97 мм, устройством для инъекций с соединением типа Люэр и интродьюсером для инъекций
* 4,8 Fr/1,6 мм стенты доступны только с ПТФЭ-проводником 0,035"/0,89 мм

Принадлежности к стентам


Толкатель мочеточниковых стентов

Номер для заказа	Диаметр (Fr/мм)	Длина (см)
M0061802001	4,8 / 1,6	45
M0061802011	6,0 / 2,0	45

По 10 шт. в упаковке

Мочеточниковые катетеры

Axxcess™ 6 Fr мочеточниковый катетер



Номер для заказа	Внешний диаметр (Fr)	(мм)	Рабочая длина (см)
M0064001161	6	2,0	70

По 10 шт. в упаковке

4 Лазеры

AurigaXL™ лазерная система



Лазерные системы

Auriga™ XL 50 Вт гольмиевый лазер

Гольмиевый лазер		
Номер для заказа	Описание	Кол-во
M0068FS4007G0	Auriga™ XL 50 Вт гольмиевый лазер	1

Лазерные волокна		
Номер для заказа	Описание	Кол-во
M0068F64500	LightTrail™ Одноразовое лазерное волокно, 230 мкм	1
M0068F64520	LightTrail™ Одноразовое лазерное волокно, 365 мкм	1
M0068F64540	LightTrail™ Одноразовое лазерное волокно, 600 мкм	1
M0068F64560	LightTrail™ Одноразовое лазерное волокно, 800 мкм	1
M0068F64640	LightTrail™ Одноразовое лазерное волокно, 270 мкм	1
M0068F64510	LightTrail™ Многоразовое лазерное волокно, 230 мкм	1
M0068F64530	LightTrail™ Многоразовое лазерное волокно, 365 мкм	1
M0068F64550	LightTrail™ Многоразовое лазерное волокно, 600 мкм	1
M0068F64570	LightTrail™ Многоразовое лазерное волокно, 800 мкм	1
M0068F64630	LightTrail™ Многоразовое лазерное волокно, 270 мкм	1

Аксессуары		
Номер для заказа	Описание	Кол-во
M0068F91023012W0	Экстрактор лазерного волокна	1
M0068F72220012B0	Алмазный резак для лазерного волокна	1
M0068F61000	Очки для защиты от лазерного излучения	1

Кабель питания для лазера	
Описание	
M0068F0001PC0	Кабель питания Конфигурация 1 Страны ЕС, Индонезия, Турция, Египет, Тунис, Перу, Россия

Технические характеристики*	
Параметры лазера	
Описание	
Тип лазерного излучения	Гольмиевый лазер (HO:YAG)
Длина волны	Приблизительно 2.1 мкм
Максимальная выходная мощность	50 Вт
Целевая выходная мощность луча	532 nm, < 1 мВт
Частота импульса	5–25 Гц
Импульсная энергия	200–4200 мДж

Данные об устройстве	
Описание	
Подключение к сети электропитания	220 V – 240 В переменного тока, 50 Гц / 220 В, 60 Гц 16 А (макс. 3 кВт)
Размеры (Ш / Г /В)	84 x 35 x 104 см
Вес	Базовое устройство: Приблизительно 90 кг
Охлаждение	Встроенная система водно-воздушного охлаждения


Стандарты	
Описание	
Класс лазера	4 (EN/IEC 60825-1)

* Изменения в технических характеристиках защищены

5 *Инструменты для удаления камней*

*Нитиновые инструменты
для удаления камней*

*Стальные инструменты
для удаления камней*



Нитиновые инструменты для удаления камней

Stone Cone™ Нитиновая спираль




Номер для заказа	Описание	Внешний диаметр тубуса (Fr) (мм)		Рабочая длина (см)	Диаметр (мм)	Материал тубуса
M0063903100	Нитиновая спираль	3	1,0	115	7	ПТФЭ
M0063903200	Нитиновая спираль	3	1,0	115	10	ПТФЭ

OptiFlex™ Нитиновая корзина для удаления камней



Номер для заказа	Описание	Внешний диаметр тубуса (Fr) (мм)		Рабочая длина (см)	Диаметр корзины (мм)
M0063903000	Нитиновая корзина для удаления камней	1,3	0,43	90	11
M0063903010	Нитиновая корзина для удаления камней	1,3	0,43	120	11

Escape™ Нитиновая корзина для удаления камней




Номер для заказа	Описание	Внешний диаметр тубуса (Fr) (мм)		Рабочая длина (см)	Диаметр корзины (мм)
M0063902000	Нитиновая корзина для удаления камней	1,9	0,63	90	11–15
M0063902010	Нитиновая корзина для удаления камней	1,9	0,63	120	11–15

В комплекте Y-адаптер


Нитиновые инструменты для удаления камней (продолжение)

Graspit™ Нитиновые щипцы для удаления камней



Номер для заказа	Описание	Внешний диаметр тубуса		Рабочая длина (см)	Диаметр (мм)	Материал тубуса
		(Fr)	(мм)			
M0063204000	Щипцы нитиновые, 2 бранши	2,6	0,87	90	8	Полиамид/ПТФЭ
M0063204010	Щипцы нитиновые, 2 бранши	2,6	0,87	120	8	Полиамид/ПТФЭ
M0063204020	Щипцы нитиновые, 2 бранши	3,3	1,1	90	10	Полиамид/ПТФЭ
M0063204030	Щипцы нитиновые, 2 бранши	3,3	1,1	120	10	Полиамид/ПТФЭ

Zero Tip™ Нитиновая корзина для удаления камней




Номер для заказа	Описание	Внешний диаметр тубуса		Рабочая длина (см)	Диаметр (мм)	Материал тубуса
		(Fr)	(мм)			
M0063901040	Нитиновая корзина, 4 нити, без кончика	1,9	0,63	90	12	Полиамид/ПТФЭ
M0063901050	Нитиновая корзина, 4 нити, без кончика	1,9	0,63	120	12	Полиамид/ПТФЭ
M0063901000	Нитиновая корзина, 4 нити, без кончика	2,4	0,8	90	12	Полиамид/ПТФЭ
M0063901010	Нитиновая корзина, 4 нити, без кончика	2,4	0,8	120	12	Полиамид/ПТФЭ
M0063901020	Нитиновая корзина, 4 нити, без кончика	3,0	1,0	90	16	Полиамид/ПТФЭ
M0063901030	Нитиновая корзина, 4 нити, без кончика	3,0	1,0	120	16	Полиамид/ПТФЭ

В комплекте проводник-интродьюсер

Стальные инструменты для удаления камней


Gemini™ Спиралевидная корзина с парными струнами



Номер для заказа	Описание	Внешний диаметр тубуса		Рабочая длина (см)	Диаметр (мм)
		(Fr)	(мм)		
M0063303040	3-струнная, без наконечника	2,4	0,8	90	11
M0063303060	3-струнная, без наконечника	2,4	0,8	120	11
M0063303070	3-струнная, 5-см нитевидный наконечник	2,4	0,8	120	11
M0063301040	3-струнная, без наконечника	3,0	1,0	90	11
M0063301050	3-струнная, 5-см нитевидный наконечник	3,0	1,0	90	11
M0063301060	3-струнная, без наконечника	3,0	1,0	120	11
M0063301070	3-струнная, 5-см нитевидный наконечник	3,0	1,0	120	11
M0063301080	4-струнная, без наконечника	3,0	1,0	90	11
M0063301090	4-струнная, 5-см нитевидный наконечник	3,0	1,0	90	11
M0063301100	4-струнная, без наконечника	3,0	1,0	120	11
M0063301110	4-струнная, 5-см нитевидный наконечник	3,0	1,0	120	11
M0063301120	5-струнная, без наконечника	3,0	1,0	90	11
M0063301140	5-струнная, 5-см нитевидный наконечник	3,0	1,0	90	11
M0063301160	5-струнная, 5-см нитевидный наконечник	3,0	1,0	120	11
M0063302040	3-струнная, без наконечника	3,0	1,0	90	14
M0063302050	3-струнная, 5-см нитевидный наконечник	3,0	1,0	90	14
M0063302060	3-струнная, без наконечника	3,0	1,0	120	14
M0063302080	4-струнная, без наконечника	3,0	1,0	90	14
M0063302090	4-струнная, 5-см нитевидный наконечник	3,0	1,0	90	14
M0063302100	4-струнная, без наконечника	3,0	1,0	120	14
M0063302120	5-струнная, без наконечника	3,0	1,0	90	14


Стальные инструменты для удаления камней (продолжение)

Segura Hemisphere™ корзина для удаления камней



Номер для заказа	Описание	Внешний диаметр тубуса		Рабочая длина (см)	Диаметр (мм)	Материал тубуса
		(Fr)	(мм)			
M0063801060	4-струнная корзина, без наконечника	2,4	0,8	90	16	Полиамид
M0063801070	4-струнная корзина, без наконечника	2,4	0,8	120	16	Полиамид
M0063801020	4-струнная корзина, без наконечника	3,0	1,0	90	16	Полиамид
M0063801000	4-струнная корзина, без наконечника	3,0	1,0	120	16	Полиамид
M0063801120	4-струнная корзина, без наконечника	3,0	1,0	90	20	Полиамид
M0063801100	4-струнная корзина, без наконечника	3,0	1,0	120	20	Полиамид
M0063801160	4-струнная корзина, без наконечника	4,5	1,5	90	16	ПТФЭ
M0063801180	4-струнная корзина, без наконечника	4,5	1,5	90	20	ПТФЭ
M0063801190	4-струнная корзина, с нитевидным наконечником	4,5	1,5	90	20	ПТФЭ


Tricsep™ крючковидные щипцы для захвата камней



Номер для заказа	Описание	Внешний диаметр тубуса		Рабочая длина (см)	Материал тубуса
		(Fr)	(мм)		
M0063701100	Щипцы для захвата подвижные	2,4	0,8	90	ПТФЭ
M0063701110	Щипцы для захвата подвижные	2,4	0,8	120	ПТФЭ
M0063701000	Щипцы для захвата Mini-Throw	3,0	1,0	90	Полиамид
M0063701010	Щипцы для захвата Mini-Throw	3,0	1,0	120	Полиамид
M0063701140	Щипцы для захвата подвижные	3,0	1,0	90	ПТФЭ
M0063701150	Щипцы для захвата подвижные	3,0	1,0	120	ПТФЭ
M0063701220	Щипцы для захвата усиленные	3,0	1,0	90	Полиамид
M0063701230	Щипцы для захвата усиленные	3,0	1,0	120	Полиамид
M0063701180	Щипцы для захвата неподвижные	3,0	1,0	90	Полиамид
M0063701190	Щипцы для захвата неподвижные	3,0	1,0	120	Полиамид

Стальные инструменты для удаления камней (продолжение)

Leslie Parachute™ многострунная корзина для удаления камней



Номер для заказа	Описание	Внешний диаметр тубуса		Рабочая длина (см)	Диаметр (мм)
		(Fr)	(мм)		
M0063203000	Корзина Leslie Parachute, без наконечника	3,1	1,0	90	11,0
M0063203010	Корзина Leslie Parachute, 5-см нитевидный наконечник	3,1	1,0	90	11,0
M0063203020	Корзина Leslie Parachute, без наконечника	3,1	1,0	120	11,0
M0063203030	Корзина Leslie Parachute, 5-см нитевидный наконечник	3,1	1,0	120	11,0

6 Перкутанная хирургия

*Наборы для нефростомии
Расширители и тубусы
Катетеры для дренажа*



Наборы для нефростомии

Jinro™ набор для нефростомии с катетером типа Pigtail

Номер для заказа	Описание	Внешний диаметр тубуса		Рабочая длина (см)
		(Fr)	(мм)	
M0064202020	Набор для нефростомии	8.3	2.8	23
M0064202040*	Набор для нефростомии	10	3.3	23

Состав набора: Катетер Flexima типа пигтейл - 1шт., Канюля металлическая усиливающая с экзогенным кончиком – 1 шт, Игла диаметром 18ga (1,3мм) с экзогенным кончиком и стилетом – 1 шт, Игла диаметром 21ga (0,81мм) с экзогенным кончиком и стилетом – 1 шт, Проводник диаметром 0,038" (0.97мм), с J-образным кончиком – 1 шт, Трубка соединительная с запорным краном для дренажного мешка – 1 шт, Расширители фасциальные, размеры 5F (1,7≈мм), 6F (2,0 мм), 7F (2,3 мм), 8F (2,7 мм), 9F (3,0 мм), 10F (3,3 мм) - 6 шт, Скальпель – 1 шт.
*Набор также включает фасциальный расширитель 12 Шр (4 мм)

Jinro™ набор для нефростомии с катетером типа Pigtail для замены

Номер для заказа	Описание	Внешний диаметр тубуса		Рабочая длина (см)
		(Fr)	(мм)	
M0064202060	Набор для нефростомии	8.3	2.8	23
M0064202080	Набор для нефростомии	10	3.3	23

Состав набора: Катетер Flexima типа пигтейл – 1 шт, Канюля металлическая усиливающая с экзогенным кончиком – 1 шт, Проводник диаметром 0,038" (0.97мм), с J-образным кончиком – 1 шт, Трубка соединительная с запорным краном для дренажного мешка – 1 шт.

Jinro™ Набор для нефростомии с катетером Flexima типа Pigtail

Номер для заказа	Описание	Внешний диаметр тубуса		Рабочая длина (см)
		(Fr)	(мм)	
M0064202000	Набор для нефростомии	6.3	2.1	20

Состав набора: Катетер Flexima типа пигтейл –1 шт, Канюля металлическая усиливающая с экзогенным кончиком – 1 шт.


Расширители и тубусы

Amplatz тубус для нефростомии прозрачный



Номер для заказа	Внешний диаметр (Fr)	Внешний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (Fr)	Внутренний диаметр (мм)	Общая длина (см)
M0062601600	34	11.3	30	10.0	17

Amplatz расширитель для нефростомии, отдельные размеры



Номер для заказа	Внешний диаметр (Fr)	Внешний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (Fr)	Внутренний диаметр (мм)	Общая длина (см)
M0062601010	8	2.7	3	1.0	35
M0062601020	10	3.4	3	1.0	35
M0062601030	12	4.1	3	1.0	35
M0062601040	14	4.7	8	2.7	35
M0062601050	16	5.4	8	2.7	35
M0062601060	18	6.1	8	2.7	35
M0062601070	20	6.8	8	2.7	35
M0062601080	22	7.4	8	2.7	35
M0062601090	24	8.1	8	2.7	35
M0062601100	26	8.7	8	2.7	35
M0062601110	28	9.4	8	2.7	35
M0062601120	30	10.1	8	2.7	35

Расширители и тубусы (продолжение)

Amplatz тубус для нефростомии, отдельные размеры

24 Fr/8 мм внутренний диаметр, 28 Fr/9.3 мм внешний диаметр, 17 см длина
26 Fr/8.7 мм внутренний диаметр, 30 Fr/10 мм внешний диаметр, 17 см длина
28 Fr/9.3 мм внутренний диаметр, 32 Fr/10.6 мм внешний диаметр, 17 см длина
30 Fr/10 мм внутренний диаметр, 34 Fr/11.3 мм внешний диаметр, 17 см длина

Номер для заказа	Внутренний диаметр (Fr)	Внутренний диаметр (мм)	Общая длина (см)
M0062601450	14	4.7	17
M0062601460	16	5.3	17
M0062601470	18	6.0	17
M0062601480	20	6.7	17
M0062601490	22	7.3	17
M0062601510	24	8.0	17
M0062601520	26	8.7	17
M0062601530	28	9.3	17
M0062601540	30	10.0	17
M0069001230	30	10.0	20

Расширитель/тубус 8/10 для нефростомии



Номер для заказа	Описание
M0062601200	Стилет 8 Fr / 2.7 мм с тубусом 10 Fr / 3.3 мм (внешний диаметр) для безопасного проведения

Обеспечение доступа


Иглы для черскожного доступа



Номер для заказа	Описание	Размер (Gauge)	Внутренний диаметр	Наружный диаметр
M0067001200	Игла для чрескожного доступа и тубус TLA в сборе	19	1.067	0.686

Катетеры для дренажа

Набор для нефростомии с катетером типа Малеко



Номер для заказа	Внешний диаметр		Рабочая длина (см)
	(Fr)	(мм)	
M0064102020	8	2.7	19
M0064102030	10	3.3	19

Состав набора: Катетер для нефростомии типа Малеко (материал эластомерный C-Flex) – 1 шт, Стилеты гибкие – 2 шт, Трубка соединительная для дренажного мешка – 1 шт

Re-Entry™ набор для нефростомии с катетером типа Малеко




Номер для заказа	Внешний диаметр		Рабочая длина (см)	Внешний диаметр кончика катетера (Fr)	Длина кончика катетера (см)
	(Fr)	(мм)			
M0064101060	20	6.7	25	8	18
M0064101070	24	8.0	30	8	18

Состав набора: Катетер нефростомический для замены типа Малеко (материал эластомерный C-Flex) – 1 шт, Стилеты гибкие – 2 шт, Трубка соединительная для дренажного мешка – 1 шт.

Катетеры для дренажа (продолжение)


Percuflex™ Locking Loop универсальный катетер с кончиком tuna Fader Tip



Номер для заказа	Внешний диаметр		Рабочая длина (см)
	(Fr)	(мм)	
M0064102020	8	2.7	19
M0064102030	10	3.3	19

Состав набора: Катетер Percuflex Locking Loop с кончиком типа Fader Tip – 1 шт, Троакар стилет – 1 шт, Канюля усиливающая – 1 шт

Percuflex™ Locking Loop нефростомический катетер с кончиком tuna Fader Tip




Номер для заказа	Внешний диаметр		Рабочая длина (см)
	(Fr)	(мм)	
M0064102040	8	2.7	26
M0064102050	10	3.3	27.6
M0064102060	12	4.0	26

Состав набора: Катетер Percuflex Locking Loop с кончиком типа Fader Tip – 1 шт, Канюля усиливающая металлическая – 1 шт, Канюля усиливающая гибкая – 1 шт.

Катетеры для дренажа (продолжение)


Percuflex™ набор стент / нефростомический катетер



Номер для заказа	Внешний диаметр		Рабочая длина от втулки до петли (см)	Длина от петли до кончика (см)
	(Fr)	(мм)		
M0064101260	8	2.7	25	24

Состав набора: Стент/катетер Percuflex Locking Loop – 1 шт., Канюля усиливающая –1 шт., Колпачок –1 шт.

Percuflex™ Locking Loop нефростомический катетер



Номер для заказа	Внешний диаметр		Рабочая длина (см)
	(Fr)	(мм)	
M0064101110	8.3	2.8	26.5
M0064101120	10.3	3.4	28.3

7


Инструменты для биопсии

Щипцы



Щипцы


Piranha™ 3 Fr/1,0 мм уретероскопические биопсийные щипцы



Номер для заказа	Внешний диаметр браншей (Fr)	Длина (см)	Рекомендуемый рабочий канал (мм)
M0065051600	1,0	115	1,1


8 Женское здоровье

*Системы для коррекции стрессового
недержания мочи
Хирургия тазового дна*



Системы для коррекции стрессового недержания мочи


Advantage™ трансвагинальная система



Номер для заказа	Описание
M0068502000	Система Advantage, отдельное устройство

Каждая система включает: устройство доставки – 1 шт. сборный сетчатый имплантат – 1 шт

Advantage Fit™ трансвагинальная система



Номер для заказа	Описание
M0068502110	Система Advantage Fit, отдельное устройство

Каждая система включает: устройство доставки – 1 шт. сборный сетчатый имплантат – 1 шт.

Obtryx™ II трансобтураторная среднеуретральная slingовая система



Номер для заказа	Описание
M0068504110*	Трансобтураторная slingовая система – изогнутый
M0068505110*	Трансобтураторная slingовая система – гало

* Каждый набор включает два инструмента одного типа

Хирургия тазового дна

SKW Deep Scrotal Retract SYS Стерильный набор – ранорасширитель



Номер для заказа	Описание
72403867	SKW Deep Scrotal Retract SYS

Набор включает: ретрактор («Восьмерка»), набор стальных крючков на эластичных шнурах (7 тупых, 1 острый), 2 жестких пластиковых крючка «baby deavog»

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

www.BostonScientific.com/EU/Urology

ВНИМАНИЕ: Закон ограничивает продажу данных устройств врачом или по его указанию. Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции для использования можно найти в фирменной упаковке продукта, поставляемой с каждым устройством. Использование продукции разрешено только в тех странах, где были выданы регистрационные документы уполномоченными органами здравоохранения. Продукты показаны только в ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ целях и не могут применяться или продаваться в некоторых странах. Пожалуйста, уточняйте наличие у местного представителя.

Авторские права © 2019 принадлежат Boston Scientific Corporation или его филиалам. Все права защищены.