

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР MYTHIC 60



РУ РЗН № 2022/17116 от 13.05.2022

Производительность:	60 тестов в час
Объемы пробы:	15,6 мкл
Расход реагентов:	16,5 мкл
Технология:	импедансный метод, поглощающая фотометрия, измерение проточной цитометрии;
28 параметров:	LYM%, LYM#, MON%, MON#, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, ALY%*, ALY#*, IMM%*, IMM#*, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PCT*, PDW*, P-LCR*
Сенсорный экран	8,4 дюйма
Размеры:	405 мм x 405 мм x 270 мм
Вес:	13 кг

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА MYTHIC 60

<i>Кат. номер</i>	<i>Наименование реагентов</i>	<i>Фасовка</i>
HM22-003-10	DILUENT for Mythic 22 (изотонический разбавитель)	10 л
HM22-002-1	ONLYONE (лизирующий раствор)	0,5 л
HM22-001-1	CLEANER for Mythic 22 (чистящий раствор)	1 л
MYTCAL2	Калибровочная кровь	2 x 2,5 мл
MYT502	MYT-5D (контрольная кровь (набор из 3х уровней 2L, 2N, 2H).	6 x 3,0 мл

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1	Анализатор
1	Кабель внешнего источника питания
1	Кабель электропитания
1	Маленькая отвертка (для флюидической двери)
1	Трубка для слива с крышкой
1	Трубка для изотонического разбавителя (дилуэнта) с крышкой
1	Трубка подачи промывающего раствора
1	Трубка подачи лизирующего реагента
1	Внешний считыватель штрих-кодов
1	Клавиатура
1	Источник бесперебойного питания (приобретается отдельно)
1	Принтер (приобретается отдельно)