



Orphée



# Mythic™ 70

НОВИНКА

Гематологический анализатор с дифференцированием лейкоцитов по 5 субпопуляциям с автозагрузчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫМ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ.

 **CORMAY  
DIAGNOSTICS**

The lifeline to better health

# Mythic™ 70

Достоверные результаты. Высокая производительность.

- ▲ 29 Параметров
- ▲ До 70 образцов в час
- ▲ Автоматическая промывка
- ▲ Непрерывная загрузка
- ▲ Динамическая кластеризация
- ▲ Малый объем образца

Параметры	<ul style="list-style-type: none"><li>• Венозная кровь (21): WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV</li><li>• Научные параметры (8): ALY%, ALY#, LIC%, LIC#, <b>P_LCC (New)</b>, P_LCR, PCT, PDW</li></ul>	Максимальный фоновый счет	<ul style="list-style-type: none"><li>• WBC 0.2 (10<sup>3</sup>/ μL)</li><li>• RBC 0.02 (10<sup>6</sup>/ μL)</li><li>• HGB 0.1 (g/ dL)</li><li>• PLT 10 (10<sup>3</sup>/ μL)</li></ul>
Реагенты	<ul style="list-style-type: none"><li>• Дилуэнт</li><li>• Клинер</li><li>• OnlyOne Лизирующий</li></ul>	Перенос	<ul style="list-style-type: none"><li>• WBC, RBC, HGB &lt; 1%</li><li>• PLT &lt; 2%</li></ul>
Объем образца	17,5 μL + функция разведения	Точность	<ul style="list-style-type: none"><li>• WBC &lt; 2.5%</li><li>• RBC &lt; 2%</li><li>• HGB &lt; 1.5%</li><li>• PLT &lt; 5%</li></ul>
Производительность (тестов/час)	CBC + DIFF: 70	Вывод на печать	Внешний принтер
Автозагрузчик	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 штативов-5-образцов (50 образцов)</li><li>• Непрерывная загрузка</li><li>• Функция автоматического разведения</li></ul>	Хранение данных	<ul style="list-style-type: none"><li>• До 35000 результатов с флагами и диаграммами распределений</li><li>• 500 системных сообщений или ошибок</li><li>• 60 вводов реагентов</li></ul>
Контрольная кровь	MYT - 5D	Условия эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"><li>• Раб. температур.: 18 - 32°C</li><li>• Макс.отн.влажность 80% at 31°C</li><li>• Высота: до 3000 метров</li></ul>
Калибратор	MYT - CAL	Доп. оборудование	Штрих-код ридер и клавиатура
Обслуживание	Флаш клинер	Размеры (мм)	Ш 430, Д 507, В 540
Подача образца	Открытые пробирки и автозагрузка	Вес (кг)	< 31
		Дисплей	<ul style="list-style-type: none"><li>• LCD (8")</li><li>• Сенсорный (800x600)</li></ul>