



Lohmann & Rauscher



Lohmann & Rauscher

„Комплекты операционного белья компании L&R – ваше решение для операционной“



Операционное белье
Операционная одежда
Комплекты перевязочных материалов для операционной
Комплекты принадлежностей для операционной

Информация представлена: ноябрь 2013 г.

Информация представлена: ноябрь 2013 г. „Комплекты операционного белья компании L&R – ваше решение для операционной“

9504945 0314 r10S



Содержание

Введение в комплекты для операционной	5
Raucodrape комплекты операционного белья	
Общая информация	9-18
Общая хирургия	
Базовый комплект с простыней с вырезом	24
Базовый комплект	22
Базовый комплект Mini	20
Базовый комплект Super	23
Комплект для операций на брюшной полости I	32
Комплект для операций на брюшной полости II	33
Комплект для операций на брюшной полости III	34
Комплект для операций на прямой кишке I	35
Комплект для операций на прямой кишке II	36
Комплект для малых вмешательств	21
Универсальный комплект с простыней с вырезом I	28
Универсальный комплект с простыней с вырезом II	29
Универсальный комплект с простыней с вырезом III	30
Универсальный комплект I	25
Универсальный комплект I Super	26
Универсальный комплект II	27
Модифицируемый комплект простыней с вырезом	31
Педиатрия	
Простыня с вырезом с инцизной пленкой	39
Базовый комплект педиатрический	38
Гинекология/урология	
Простыня для новорожденного	46
Комплект для гинекологии I	52
Комплект для гинекологии II	53
Комплект для гинекологии/цистоскопии	49
Простыня для гинекологии/цистоскопии.....	50
Комплект для литотомии	51
Комплект для надлобкового доступа	42
Комплект для операций на прямой кишке I	43
Комплект для операций на прямой кишке II	44
Комплект для кесарева сечения I	47
Комплект для кесарева сечения II	48
Простыня для кесарева сечения	45
Комплект для трансуретральной резекции (ТУР) I	54
Комплект для трансуретральной резекции (ТУР) II	55

Ортопедия/травматология	
Комплект для артроскопии I	69
Комплект для артроскопии II	70
Комплект для артроскопии III	71
Комплект для артроскопии IV	72
Комплект для операций на конечностях I	62
Комплект для операций на конечностях II	63
Комплект для операций на конечностях III	64
Комплект для операций на кисти/стопе	66
Простыни для операций на конечностях	65
Простыни для операций на кисти/стопе	68
Комплект для операций на кисти	67
Комплект для артроскопии тазобедренного сустава	61
Комплект для операций на бедре и тазобедренном суставе I	59
Комплект для операций на бедре и тазобедренном суставе II	60
Комплект для артроскопии коленного сустава	74
Простыня для артроскопии коленного сустава	75
Комплект для артроскопии плечевого сустава I	73
Комплект для артроскопии плечевого сустава в положении пациента «шезлонг»	76
Универсальный комплект с простыней с вырезом I	58
Вертикальная простыня	78
Комплект с вертикальной простыней	77
Нейрохирургия, ЛОР, ЧЛХ, офтальмология	
Простыня офтальмологическая	88
Простыня с вырезом для лица	86
Комплект для операций на голове I	82
Комплект для операций на голове II	83
Комплект для краниотомии	80
Простыня для операций на брюшной полости и позвоночнике	81
Простыня для челюстно-лицевой хирургии	89
Простыня с вырезом для уха	87
Простыня с вырезом	85
Модифицируемый комплект простыней с вырезом	84
Кардиохирургия/ангиография	
Простыня для ангиографии I	93
Простыня для ангиографии II	94
Комплект для сердечно-сосудистой хирургии	92

Содержание

Простыни и принадлежности

Простыни	96
Покрытие для оборудования	103
Операционные простыни	96
Операционные простыни с клеящимся краем	98
Операционные простыни с вырезом	99-100
Операционные простыни с вырезом	101
Покрытия на стол	97
Инцизная пленка	104
Принадлежности	102-103

Операционная одежда

Медицинская одежда	106-109
Шапочки для операционной	116-117
Хирургические халаты	110-113
Хирургические маски	114-115
Хирургическая защитная накидка	118
Чулки для операционной	118

Setpack комплекты перевязочных материалов для операционной

Общая информация	121-122
Салфетки для брюшной полости рентгеноконтрастные	123-124
Индивидуальные комплекты	129
Марлевые компрессы рентгеноконтрастные	125-126
Тампоны для препарирования рентгеноконтрастные	128
Тампоны рентгеноконтрастные	127

Kitpack комплекты принадлежностей для операционной

Общая информация	130-135
------------------------	---------

Надежность в операционной



Защита и надежность

Предотвращение интра- и послеоперационных инфекций имеет высочайший приоритет. Это означает, что изделия и материалы, используемые в операционной, должны удовлетворять строгим требованиям. Чтобы обеспечить надежную защиту пациентов и персонала, необходимо максимально пресечь все пути распространения возбудителей инфекции. Этому в значительной мере содействуют изделия для операционной компании Lohmann & Rauscher.

Стерильные комплекты покрытий для операционной Raucodrape компании L&R отвечают европейским стандартам серии DIN EN 13795, а часто даже превосходят их. В этом заключаются основополагающие требования к простыням и халатам для операционной. Эти стандарты включают в том числе и минимальные значения для устойчивости к проникновению жидкостей и микроорганизмов. Изделия Raucodrape обеспечивают полноценную защиту и являются важным компонентом эффективной профилактики операционных инфекций. Комплекс изделий L&R, включающий операционную одежду Sentinex, индивидуальные многокомпонентные комплекты принадлежностей Kitpack, а также операционные перевязочные материалы Setpack, включает в себя полный ассортимент для любой операции.

Экономичность и компетентность

Наши консультанты по медицинским изделиям обладают многолетним практическим опытом. Совместно с вами они анализируют ход вашей работы и выработывают индивидуальные экономичные решения.


Контроль и качество

Все изделия соответствуют необходимым требованиям в отношении материалов и функций и подвергаются непрерывному строгому контролю качества. Мы придаем огромное значение стандартам безопасности. В этом наши изделия отчасти даже превосходят требования соответствующих нормативов.

Надежность в операционной

Благодаря своим всеохватывающим решениям мы предлагаем вам соответствующий высоким требованиям полный ассортимент для операционной. Операционные покрытия Raucodrape, одежда для операционной Sentinex, комплекты перевязочных материалов для операционной Setpack, а также составленные


индивидуально для вас многокомпонентные наборы принадлежностей для операционной Kitpack: при изготовлении нашей продукции главное внимание уделяется качеству и функциональности. Таким образом мы способствуем надежной и эффективной работе вашей операционной.



Sentinex®
Термокуртка

Sentinex®
Хирургические халаты


Raucodrape®
инцизная пленка



Raucodrape®
Покрывание для операционной

В некоторых странах может быть представлен не весь ассортимент продукции.

Raucodrape® Комплекты операционного белья



Вы можете на них положиться

Raucodrape® – надежность и комфорт для персонала операционной и пациентов

Инновации в комплектах операционного белья Raucodrape®

Убедительное преимущество операционного белья Raucodrape обусловлено использованием высококачественных материалов, высокой надежностью и инновационным сервисом. Покрытия для операционных отвечают требованиям стандартов серии DIN EN 13795, а часто даже превосходят их.

Изделия Raucodrape®

- большой выбор комплектов и отдельных изделий
- вся поверхность гигроскопична и непроницаема для жидкости
- способствуют эффективной профилактике инфекций в операционной
- оптимизируют процессы в операционной, снижают их стоимость

Компания L&R предлагает широкий выбор различных материалов и использует следующие обозначения для ассортимента покрытий для операционной:

Raucodrape®

2-слойный материал для операций с выходом среднего количества жидкости

Raucodrape® Plus

2-слойный материал с дополнительным впитывающим слоем для операций с выходом большого количества жидкости

Raucodrape® простыни

2-слойный материал для малых вмешательств



Выберите из ассортимента Raucodrape простыни, наилучшим образом соответствующие потребностям вашей операционной. Использование нескольких отдельных простыней позволяет найти недорогое практичное решение.

Специализированные для конкретных операций Raucodrape® стандартные комплекты

Для упрощения и сокращения затрат времени при подготовке к операции требуется выбор комплектов, подходящих именно для данной операции. Ассортимент Raucodrape включает большое количество стандартных операционных комплектов для различных операций.



Решения для амбулаторных вмешательств

Для амбулаторных вмешательств компания L&R предлагает расширенный и специально для этого предназначенный ассортимент изделий Raucodrape. Всеохватывающее предложение 2-слойных операционных простыней соответствует высоким требованиям в отношении комфорта и безопасности. Использование операционных простыней Raucodrape помогает улучшить производственный процесс и повысить экономичность амбулаторных вмешательств.

Многокомпонентные системы операционных принадлежностей Kitpack

Помимо операционных простыней в Kitpack входят все необходимые для операции одноразовые компоненты. Комплекты Kitpack составляются индивидуально в соответствии с вашими потребностями и с ориентиром на соответствующие показания и особенности процедур.

Тестирование изделий

Веским основанием для принятия решений являются результаты тестирования. Компания L&R предлагает Вам проверить операционные простыни Раукодрейп, испытав их в практических условиях. Отдельные замечания и конкретные пожелания можно обсудить с нашими консультантами по медицинским изделиям.

Обучение

Ориентированное на практику обучение использованию изделий является отправным пунктом для эффективного внедрения операционных покрытий Raucodrape в повседневную работу. Поэтому мы уделяем огромное внимание специальной подготовке вашей операционной бригады. Пожалуйста, воспользуйтесь нашими предложениями по обучению. Мы будем рады представить вам преимущества операционных покрытий Raucodrape.

Raucodrape®

Высокая эффективность для операционной

Операционные простыни Raucodrape обеспечивают высокую эффективность при проведении операций и безопасность в любой ситуации. Специальная комбинация из двух слоев, ПП*-материала и ПЭ*-пленки, позволяет изделиям абсорбировать жидкость, оставаясь при этом непромокаемыми. Благодаря этому они обладают прочностью и в то же время высокой эластичностью и, таким образом, обеспечивают высокую безопасность при использовании в операционной.


Преимущества 2-слойных изделий Raucodrape

- создание эффективных барьеров на пути проникновения жидкости
- создание эффективных барьеров на пути проникновения бактерий
- высокая прочность на разрыв как в сухом, так и во влажном состоянии
- вся поверхность гигроскопична и непроницаема для жидкости
- очень низкое содержание частиц

Высокая прочность на разрыв как в сухом, так и во влажном состоянии

Операционные простыни должны быть износоустойчивыми и прочными. Изделия Raucodrape демонстрируют высокие результаты испытаний прочности на разрыв как в намоленном, так и в сухом состоянии. Даже при большой нагрузке операционные простыни Raucodrape сохраняют свое барьерное действие.

Изделия Raucodrape® : высокая прочность на разрыв и отличная впитывающая способность



Способствует профилактике инфекций

Вы можете положиться на Raucodrape даже в тех случаях, когда требуется предотвратить проникновение бактерий. Этот материал создает надежный и эффективный барьер и благодаря своей высокой микробиологической чистоте и низкому содержанию частиц способствует эффективной профилактике инфекций в операционной.


Raucodrape® Plus - это плюс в отношении стандартов эффективности

При операциях с выходом большого количества жидкости Raucodrape Plus оказывается еще эффективнее.

Дополнительные преимущества при использовании Raucodrape Plus

- усиленная область вокруг операционного поля благодаря дополнительному слою нетканого материала
- отличная впитывающая способность повышена еще больше
- значительно повышена скорость впитывания
- высокая прочность на разрыв как в сухом, так и во влажном состоянии
- повышенная безопасность при операциях с большим выходом жидкости
- превосходят уровень требований стандарта DIN EN 13795

Raucodrape® Plus для более высокой надежности при более высокой нагрузке



Гибкость и отличное прилегание

Несмотря на дополнительное усиление, сочетание материалов Raucodrape Plus обеспечивает полную гибкость. Это преимущество обеспечивает непосредственный положительный эффект при покрытии пациента операционными простынями. Raucodrape Plus очень хорошо облегает контуры тела пациента, при этом обладает высокой стабильностью.

Защита там, где она необходима

Raucodrape Plus обеспечивает дополнительную защиту именно там, где она нужна: вокруг операционного поля. В этой зоне, в которой к материалам предъявляются особенно высокие требования, и в которой выделяется больше всего жидкости, изделия усилены вторым слоем нетканого материала, обладающим особенно высокой впитывающей способностью.

Очень хорошая впитывающая способность

Комбинация материалов Raucodrape Plus обеспечивает быстрое и эффективное распределение жидкости в материалах и, таким образом, направляет ее прямо вглубь материала, обеспечивая впитывание. Благодаря этому возможно быстрое и надежное поглощение большого количества жидкости.

Raucodrape® Сильные решения, учитывающие малейшие детали – их представляет ассортимент Raucodrape®

Raucodrape® упрощает и ускоряет развертывание упаковки

Операционные простыни Raucodrape удобно сложены. В зависимости от области применения простыни каждого вида имеют свою систему складывания, которая обеспечивает надежность при использовании и дополнительно упрощает и ускоряет развертывание. На всех простынях с вырезами и клеящимися краями вырезы видны еще до развертывания. Это существенно облегчает правильное покрытие пациента.


Поясняющие пиктограммы

Для надежного и быстрого развертывания служат наглядные пиктограммы. Они позволяют быстро определить направление развертывания, первое действие при развертывании, расположение простыней на пациенте, вырезы, встроенные бахилы и многое другое.

Большой выбор отдельных простыней

Ассортимент Raucodrape включает полный спектр современных покрытий, включающих одну простыню. При этом дополнительные элементы включающих одну простыню покрытий значительно сокращают время на подготовку и затраты труда.

„Критерием является опыт пользователя.“



Компания L&R предлагает множество дополнительных элементов:


- Мешок для сбора жидкости
- Инцизная пленка
- Фиксаторы трубок
- Карманы для инструментов

Клеящиеся полоски из трех частей

Все простыни с вырезом снабжены эргономичными, состоящими из трех частей клеящимися полосками, которые еще больше упрощают покрытие. На многих простынях с клеящимся краем имеются удлиненные клеящиеся полоски для полных пациентов. Все простыни с клеящимся краем имеют захват для пальцев длиной 2 см, обеспечивающий их быстрое взятие и надежное удержание.

Наш пример:

Простыня со всеми дополнительными элементами:
Простыня для операций на брюшной полости III
(Код 33 322)



Raucodrape® Продуманная концепция упаковки для большей наглядности и безопасности.

Солидная защита и надежность при использовании

Продуманная модульная система упаковки обеспечивает надежность – при транспортировке, хранении и использовании в операционной. Практичная упаковка с унифицированной и понятной маркировкой содержимого и Европейским товарным кодом EAN 128 на всех стадиях упаковки упрощает логистику и повышает надежность работы с изделием.

Прочная транспортная и складская упаковка

Транспортные и складские упаковки из подлежащего вторичной переработке материала надежно защищают от повреждений.

Практичная раздаточная упаковка

Все отдельные изделия упакованы в закрывающуюся картонную коробку с раздаточным отверстием. Она обеспечивает

эффективное хранение и быстрый доступ к отдельным стерильно упакованным изделиям. Комплекты Raucodrape упакованы в полиэтиленовый пакет.

Легко вскрываемые пакеты всех форматов

Операционные простыни Raucodrape упакованы в удобные, легко вскрываемые пакеты. Они вскрываются с помощью захвата рукой, и стерильные изделия извлекаются легко, надежно и быстро.

Кратко о самом важном

Все изделия имеют понятную и однозначную маркировку. В отношении визуальной и текстовой информации о содержимом и предоставлении всех прочих необходимых сведений всегда верно следующее: вся информация легко читаема и быстро воспринимается.

Документирование с помощью двойных этикеток

На каждой легко вскрываемой упаковке имеется двойная самоклеящаяся этикетка для быстрого и надежного документирования в операционной.



Направление
вскрытия пакета

 | **Raucodrape®**

обозначение изделия
на 19 языках

«СТЕРИЛЬНО» -
символ включает
способ стерилизации

информация о
количестве
номер изделия
маркировка CE

Европейский товарный
код EAN 128
символ „только
для одноразового
использования“

Universal-Set I
Trousse Universelle I
Universal set I
Juego universal I
Jogo universal I
Set universale I
Universal set I
Universal set I
Universal set I
Peripartusset I
Anesthésist set I

Universal-Set I
Pflanz universal I
Zusatz universal I
Universal-Set I
Sensit set I
Kollidat set I

STERILEG

1 Stk - pcs
REF 33 307
CE



REF 33 307
L&R
REF 33 307
L&R

изображение и
размеры изделия

две самоклеящиеся этикетки
для документирования

номер партии,
срок годности



Bitte, solange Packung unversehrt, 1 weitere Tragfläche des Produktes abheben um weitere event. usage.
Dont, unless package is damaged - No use if another wing detached.
Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG - D-58679 Paderborn

LOHMANN & RAUSCHER

Шаблон: Легенда

Детали, касающиеся материалов и изделий

На следующих страницах все операционные простыни представлены графически. Различные цветные прямоугольники и символы обозначают используемые материалы и указывают на особенности соответствующих операционных простыней.

На изображениях показана сторона, направленная от пациента. Для полноты информации находящиеся на стороне пациента встроенные клеящиеся полоски изображены красными линиями. Таким образом, вы ознакомились с кратким обзором используемых материалов и особенностей изделий.

	Raucodrape 2-слойный Raucodrape 3-слойный
	Raucodrape 2-слойный Плюс
	обертка
	операционная простыня
	инцизная пленка
	эластичная манжета
	полиэтиленовая пленка прозрачная
	полиэтиленовая пленка бирюзовая
	полотенца
	чехол для столика Мейо с накладкой из нетканого материала, покрытие на инструментальный стол с накладкой из нетканого материала
	клеящаяся полоска
	водоотталкивающий нетканый материал
	впитывающий жидкость нетканый материал
	сетчатый фильтр
	застежка-липучка
	внутренний проволочный каркас

Общая хирургия




Raucodrape® комплекты операционного белья

Общая хирургия

Raucodrape® Базовый комплект Mini стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 300	10 / 20
4 простыни с клеящимся краем 2-слойные	75 x 90		

Комплект, включающий четыре простыни; для малых хирургических вмешательств




— клеящийся край

Raucodrape® комплект для малых вмешательств
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 315	22
2 полотенца	30 x 40		
1 клеящаяся лента	9 x 50		
1 простыня 2-слойная самоклеящаяся с круглым вырезом в центре	225 x 240		

Комплект, включающий одну простыню; для малых хирургических вмешательств.




Raucodrape® комплекты операционного белья

Общая хирургия

Raucodrape® Базовый комплект стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 301	13
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
2 простыни с клеящимся краем 2-слойные	75 x <u>90</u>		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная	175 x <u>180</u>		
Клеящаяся полоска	80		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная	150 x <u>240</u>		
Клеящаяся полоска	15 + 70 + 15		

Комплект, включающий четыре простыни; для различных хирургических вмешательств.




— клеящийся край

Raucodrape® Базовый комплект Super
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 302	11
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 клеящаяся лента	9 x 50		
2 простыни с клеящимся краем 2-слойные	90 x 110		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная	190 x 225		
Клеящаяся полоска	15 + 70 + 15		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная	175 x 300		
Клеящаяся полоска	20 + 80 + 20		

Комплект из четырех простыней с широкими боковыми простынями, длинной простыней для ног и большой простыней для анестезии; для различных хирургических вмешательств







Raucodrape® комплекты операционного белья

Общая хирургия

Raucodrape® Базовый комплект с простыней с вырезом стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 303	15
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная	190 x 225		
Клеящая полоска	15 + 70 + 15		
1 простыня с вырезом 2-слойная	175 x 250		
Вырез	10 x 65		

Комплект, включающий две простыни, для хирургических вмешательств в области шеи (например, на щитовидной железе).




— клеящийся край

Raucodrape® Универсальный комплект I
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 307	13
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 клеящаяся лента	9 x 50		
2 простыни с клеящимся краем 2-слойные Plus	75 x 90		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная Plus	175 x 180		
Клеящаяся полоска	80		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная Plus	150 x 250		
Клеящаяся полоска	15 + 70 + 15		

Комплект операционного белья из четырех простыней с дополнительным впитывающим слоем вокруг операционного поля; для различных хирургических вмешательств.




— клеящийся край

Raucodrape® комплекты операционного белья Общая хирургия

Raucodrape® Универсальный комплект I Super стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 309	10
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 клеящаяся лента	9 x 50		
2 простыни с клеящимся краем 2-слойные Plus	90 x 110		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная Plus	190 x 225		
Клеящаяся полоска	15 + 70 + 15		
1 простыня для анестезии 2-слойная Plus	225 x 270		
с вырезом и покрытием на подлокотники	45 x 65		


Комплект операционного белья из четырех простыней с дополнительным впитывающим слоем вокруг операционного поля, широкими боковыми простынями и длинной простыней для ног. Особенно хорошо подходит для различных больших хирургических вмешательств.



Raucodrape® Универсальный комплект II
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 305	11
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 клеящаяся лента	9 x 50		
2 простыни с клеящимся краем 3-слойные	75 x 90		
1 простыня с клеящимся краем 3-слойная	175 x 180		
Клеящаяся полоска	80		
1 простыня с клеящимся краем 3-слойная	150 x 240		
Клеящаяся полоска	15 + 70 + 15		

Комплект, включающий четыре простыни; для различных хирургических вмешательств.



— клеящийся край


Raucodrape® комплекты операционного белья

Общая хирургия

Raucodrape® Универсальный комплект с простыней с вырезом I стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 310	12
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 клеящаяся лента	9 x 50		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная	75 x 90		
1 простыня с вырезом 2-слойная Plus	225 x 260		
Вырез	10 x 100		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная	150 x 240		
Клеящаяся полоска	15 + 70 + 15		

Комплект, включающий две простыни, для различных хирургических вмешательств. Особенно хорошо подходит для операций на сосудах конечностей.




— клеящийся край

Raucodrape® Универсальный комплект с простыней с вырезом II
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 318	11
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня с вырезом 2-слойная Plus	225 x 300		
Вырез	10 x 100		
Клеящаяся полоска	70		
1 простыня для анестезии 2-слойная Plus	225 x 270		
Вырез с покрытием на подлокотники	45 x 65		

Комплект, включающий две простыни, для различных хирургических вмешательств. Особенно хорошо подходит для операций в области шеи.




— клеящийся край

Raucodrape® комплекты операционного белья Общая хирургия

Raucodrape® Универсальный комплект с простыней с вырезом III стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 319	11
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня с вырезом 2-слойная Plus	225 x 300		
Вырез	30 x 80		
со встроенными фиксаторами трубок			
1 простыня для анестезии 2-слойная Plus	225 x 270		
Вырез с покрытием на подлокотники	45 x 65		

Комплект, включающий две простыни, для различных хирургических вмешательств. Особенно хорошо подходит для операций при положении пациента лежа на спине, на боку или на животе.







— клеящийся край

Raucodrape® Модифицируемый комплект простыней с вырезом
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 313	15
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня с вырезом 2-слойная Plus	225 x 240		
Вырез	20 x 20		
1 простыня с вырезом 2-слойная	150 x 260		
Вырез	20 x 65		

Комплект операционного белья из двух простыней; для различных хирургических вмешательств в области шеи, например, на щитовидной железе, сонных артериях, шейном отделе позвоночника, а также для имплантации кардиостимуляторов.





— клеящийся край

Raucodrape® комплекты операционного белья Общая хирургия

Raucodrape® Комплект для операций на брюшной полости I стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 320	14
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня для вмешательств на брюшной полости I при положении пациента лежа на спине,	260/200 x 335		
абдоминальный вырез,	28 x 32		
с покрытием на подлокотники, со встроенными фиксаторами трубок			



Комплект, включающий одну простыню с дополнительным впитывающим слоем вокруг операционного поля; для различных малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств при положении пациента лежа на спине.



Raucodrape® комплект для операций на брюшной полости II
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 321	12
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня для вмешательств на брюшной полости II	260 x 310		
со встроенными бахилами,	125		
абдоминальный вырез,	28 x 32		
с покрытием на подлокотники,			
со встроенными фиксаторами трубок			

Комплект, включающий одну простыню с дополнительным впитывающим слоем вокруг операционного поля; для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств при литотомическом положении пациента.






Raucodrape® комплекты операционного белья

Общая хирургия

Raucodrape® комплект для операций на брюшной полости III стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 322	11
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня для вмешательств на брюшной полости III	260 x 310		
со встроенными бахилами,	125		
абдоминальный вырез,	35 x 37		
с инцизной пленкой с вырезом	28 x 32		
с 2-камерными карманами для инструментов,			
с покрытием на подлокотники,			
со встроенными фиксаторами трубок			


Простыня для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств при литотомическом положении пациента.



Raucodrape® комплект для операций на прямой кишке I
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 325	11
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня для операций на прямой кишке I	260 x 310		
со встроенными бахилами,	125		
абдоминальный вырез,	28 x 32		
вырез для области промежности	10 x 15		
с покрытием на подлокотники,			
со встроенными фиксаторами трубок			

Комплект, включающий одну простыню с дополнительным впитывающим слоем вокруг операционного поля; для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств в абдоминально-перинеальной и вагинальной области.



Raucodrape® комплекты операционного белья Общая хирургия

Raucodrape® комплект для операций на прямой кишке II стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 326	11
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня-подстилка	75 x 120		
1 простыня для операций на прямой кишке II	260 x 310		
со встроенными бахилами,	125		
абдоминальный вырез,	35 x 37		
с инцизной пленкой с вырезом,	28 x 32		
вырез для области промежности,	10 x 15		
с 2-камерными карманами для инструментов,			
с покрытием на подлокотники,			
со встроенными фиксаторами трубок			

Комплект, включающий одну простыню; для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств в абдоминально-перинеальной или вагинальной области.



Педиатрия




Raucodrape® комплекты операционного белья Педиатрия

Raucodrape® Базовый комплект педиатрический стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 330	14
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 клеящаяся лента	9 x 50		
2 простыни с клеящимся краем 2-слойные	75 x 90		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная	175 x 180		
Клеящаяся полоска	80		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная	150 x 240		
Клеящаяся полоска	80		


Комплект, включающий четыре простыни; для различных хирургических вмешательств у детей.
На всех простынях с клеящимся краем имеется узкая клеящаяся полоска шириной 3 см.



Raucodrape® Простыня с вырезом с инцизной пленкой
стерильная

Изделие	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Простыня с вырезом 2-слойная,	120 x 150	33 055	22 / 44
продольный вырез в центре,	7 x 10		
с инцизной пленкой			

Простыня с вырезом для различных хирургических вмешательств.



Гинекология/урология





Raucodrape® комплекты операционного белья Гинекология/урология

Raucodrape® Комплект для надлобкового доступа стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 360	12
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня для надлобкового разреза,	260 x 310		
со встроенными бахилами,	125		
абдоминальный вырез,	35 x 37		
с инцизной пленкой с вырезом	24 x 29		
с покрытием на подлокотники,			
со встроенными фиксаторами трубок			



Комплект, включающий одну простыню; для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств при литотомическом положении пациента.



Raucodrape® Комплект для операций на прямой кишке I
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 325	11
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня для операций на прямой кишке I	260 x 310		
со встроенными бахилами,	125		
абдоминальный вырез,	28 x 32		
вырез для области промежности,	10 x 15		
с покрытием на подлокотники,			
со встроенными фиксаторами трубок			

Комплект, включающий одну простыню с дополнительным впитывающим слоем вокруг операционного поля; для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств в абдоминально-перинеальной и вагинальной области.




Raucodrape® комплекты операционного белья Гинекология/урология

Raucodrape® Комплект для операций на прямой кишке II стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 326	11
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня-подстилка	75 x 120		
1 простыня для операций на прямой кишке II	260 x 310		
со встроенными бахилами,	125		
абдоминальный вырез,	35 x 37		
с инцизной пленкой с вырезом,	28 x 32		
вырез для области промежности,	10 x 15		
с 2-камерными карманами для инструментов,			
с покрытием на подлокотники,			
со встроенными фиксаторами трубок			


Комплект, включающий одну простыню; для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств в абдоминально-перинеальной или вагинальной области.



Raucodrape® Простыня для кесарева сечения
стерильная

Изделие	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Простыня для кесарева сечения	260/200 x 335	33 359	8 / 16
для операций при горизонтальном положении пациентки,			
абдоминальный вырез,	27 x 33		
с инцизной пленкой с вырезом,	14 x 20		
с мешком для сбора жидкости,			
с отводными патрубками,			
с покрытием на подлокотники			

Простыня для кесарева сечения при горизонтальном положении пациентки на спине.




Raucodrape® комплекты операционного белья Гинекология/урология

Raucodrape® Простыня для новорожденного
стерильная

В продаже с февраля 2014 г.

Изделие	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Простыня для новорожденного,	90 x 100	33 160	18 / 72
впитывающий жидкость нетканый материал			


Впитывающая жидкость мягкая простыня для принятия новорожденного.



Raucodrape® Комплект для кесарева сечения I
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 361	11
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня для новорожденного, впитывающий жидкость нетканый материал	90 x 100		
1 простыня для кесарева сечения I при горизонтальном положении пациентки,	260/200 x 335		
абдоминальный вырез,	27 x 33		
инцизная пленка с вырезом,	14 x 20		
со встроенным мешком для сбора жидкости с отводными патрубками			
с покрытием на подлокотники			

Комплект, включающий одну простыню; для кесарева сечения при горизонтальном положении пациентки на спине.




Raucodrape® комплекты операционного белья Гинекология/урология

Raucodrape® Комплект для кесарева сечения II стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 362	11
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня для новорожденного, впитывающий жидкость нетканый материал	90 x 100		
1 простыня для кесарева сечения II	260 x 310		
со встроенными бахилами,	125		
абдоминальный вырез,	27 x 33		
с инцизной пленкой с вырезом, со встроенным мешком для	14 x 20		
сбора жидкости, отводным патрубком и покрытием на подлокотники			


Комплект, включающий одну простыню; для кесарева сечения при литотомическом положении пациентки.



Raucodrape® Комплект для гинекологии/цистоскопии
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	120 x 140	33 363	8 / 16
2 фиксации ног	75 x 120		
1 простыня для гинекологии / цистоскопии,	90 x 175		
вырез для области промежности в центре	9 x 15		

Комплект операционного белья для малых хирургических вмешательств при литотомическом положении пациента (например, при конизации, серкляже, цистоскопии).




Raucodrape® комплекты операционного белья Гинекология/урология

Raucodrape® Простыня для гинекологии / цистоскопии стерильная

Изделие	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Простыня для гинекологии / цистоскопии,	90 x 175	33 039	35 / 70
вырез для области промежности в центре	9 x 15		




Комплект, включающий одну простыню; для малых хирургических вмешательств при литотомическом положении пациента.



Raucodrape® Комплект для литотомии
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 366	21
2 полотенца	30 x 40		
1 клеящаяся лента	9 x 50		
1 простыня-подстилка 2-слойная	75 x 120		
1 простыня для литотомии	175/260 x 210		
со встроенными бахилами, вырез для области промежности	125		
	10 x 15		

Комплект, включающий одну простыню; для различных хирургических вмешательств при литотомическом положении пациента.




Raucodrape® комплекты операционного белья Гинекология/урология

Raucodrape® Комплект для гинекологии I стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 364	14
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 застежка-липучка	2,5 x 20/24		
1 простыня с клеящимся краем, полиэтиленовая пленка	50 x 50		
1 простыня для гинекологии I	240/260 x 230		
со встроенными бахилами, вырез для области промежности	125 10 x 15		

Комплект, включающий одну простыню; для различных крупных хирургических вмешательств при литотомическом положении пациента.




— клеящийся край

Raucodrape® Комплект для гинекологии II
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 365	14
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 клеящаяся лента	9 x 50		
1 простыня с клеящимся краем, полиэтиленовая пленка	50 x 50		
1 простыня для гинекологии II	240/260 x 230		
со встроенными бахилами,	125		
вырез для области промежности,	10 x 15		
с дополнительным впитывающим слоем вокруг операционного поля, со встроенным			
мешком для сбора жидкости, сетчатым фильтром и отводным патрубком			

Комплект, включающий одну простыню; для различных крупных хирургических вмешательств при литотомическом положении пациента.




— клеящийся край

Raucodrape® комплекты операционного белья Гинекология/урология

Raucodrape® Комплект для трансуретральной резекции (ТУР) I стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 376	21
2 полотенца	30 x 40		
1 застежка-липучка	2,5 x 20/24		
1 простыня для трансуретральной резекции (ТУР) I	225/260 x 210		
со встроенными бахилами,	125		
вырез для области промежности,	5		
надлобковый вырез,	8		
со встроенным мешком для сбора жидкости с сетчатым фильтром и отводным патрубком, с безлатексным напальчником			


Комплект, включающий одну простыню; для всех видов трансуретральных вмешательств.



Raucodrape® Комплект для трансуретральной резекции (ТУР) II
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 368	18
2 полотенца	30 x 40		
1 застежка-липучка	2,5 x 20/24		
1 простыня для трансуретральной резекции II	175/260 x 245		
со встроенными бахилами,	125		
вырез для области промежности,	7 x 10		
надлобковый вырез,	8		
со встроенным сетчатым фильтром,			
с безлатексным напальчником			

Комплект, включающий одну простыню; для всех видов трансуретральных вмешательств.



Ортопедия/травматология




Raucodrape® комплекты операционного белья Ортопедия/травматология

Raucodrape® Универсальный комплект с простыней с вырезом I стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 310	12
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 клеящаяся лента	9 x 50		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная	75 x 90		
1 простыня с вырезом 2-слойная Плюс	225 x 260		
Вырез	10 x 100		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная	150 x 240		
Клеящаяся полоска	15 + 70 + 15		

Комплект, включающий две простыни; для различных хирургических вмешательств.




— клеящийся край

Raucodrape® Комплект для операций на бедре и тазобедренном суставе I
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 387	9
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 клеящаяся лента	9 x 50		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная	75 x 90		
1 операционная простыня 2-слойная	150 x 180		
1 простыня с вырезом 2-слойная Plus	225 x 260		
Вырез	10 x 100		
1 простыня для анестезии 2-слойная Plus	225 x 270		
Вырез	45 x 65		
с покрытием на подлокотники			

Комплект, включающий простыни с вырезом с дополнительным впитывающим слоем вокруг операционного поля; для различных хирургических вмешательств на бедрах и конечностях.




— клеящийся край

Raucodrape® комплекты операционного белья Ортопедия/травматология

Raucodrape® Комплект для операций на бедре и тазобедренном суставе II стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 388	8
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо Spezial	80 x 145		
1 клеящаяся лента	9 x 50		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная	75 x 90		
1 операционная простыня 2-слойная	150 x 180		
1 ортопедический чулок	33 x 110		
2 клеящиеся полоски из пленки	10 x 50		
1 простыня с вырезом 2-слойная Plus	225 x 280		
Вырез	10 x 100		
со встроенными фиксаторами трубок			
1 простыня для анестезии 2-слойная Plus	225 x 270		
Вырез	45 x 65		
с покрытием на подлокотники			



Комплект, включающий простыни с вырезом с дополнительным впитывающим слоем вокруг операционного поля. Для хирургических вмешательств на бедрах, тазобедренных суставах и конечностях.



Raucodrape® Комплект для артроскопии тазобедренного сустава
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол, Spezial	150 x 190	33 357	13
4 полотенца	30 x 40		
1 простыня для артроскопии тазобедренного сустава, 2-слойная,	288 x 360		
со встроенной инцизионной пленкой,	46 x 41		
с мешком для сбора жидкости,			
с сетчатым фильтром и отводным патрубком,			
с двумя карманами для инструментов			

Комплект с одной простыней; для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств на тазобедренном суставе.




Raucodrape® комплекты операционного белья Ортопедия/травматология

Raucodrape® Комплект для операций на конечностях I стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 343	11
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная	75 x 75		
1 операционная простыня 2-слойная	150 x 180		
1 простыня для конечностей 2-слойная Plus, вырез с эластичной манжетой,	225 x 320		
вырез с эластичной манжетой,	7		
со встроенными фиксаторами трубок			

Комплект, включающий простыню для конечностей с дополнительным впитывающим слоем вокруг операционного поля и эластичной безлатексной манжетой. Для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств на конечностях.




— клеящийся край

Raucodrape® Комплект для операций на конечностях II
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 344	11
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 операционная простыня 2-слойная	150 x 180		
1 ортопедический чулок	33 x 55		
1 клеящаяся полоска из пленки	10 x 50		
1 простыня для конечностей 2-слойная Plus с вырезом с эластичной манжетой,	7		
со встроенными фиксаторами трубок			

Комплект, включающий простыню для конечностей с дополнительным впитывающим слоем вокруг операционного поля и эластичной безлатексной манжетой. Для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств на конечностях.




Raucodrape® комплекты операционного белья Ортопедия/травматология

Raucodrape® Комплект для операций на конечностях III стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 345	10
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо Spezial	80 x 145		
1 клеящаяся лента	9 x 50		
1 операционная простыня 2-слойная	150 x 180		
1 простыня для конечностей 2-слойная Plus	270/200 x 335		
с вырезом с эластичной манжетой,	7		
с покрытием на подлокотники, со встроенными фиксаторами трубок			


Многокомпонентный комплект, включающий простыню для конечностей с дополнительным впитывающим слоем вокруг операционного поля и эластичной безлатексной манжетой. Для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств на нижних конечностях.



Raucodrape® Простыни для операций на конечностях
стерильные

Размер (см)	Вырез см	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
2-слойная, с вырезом с эластичной манжетой в центре			
200 x 300	7	33 085	13 / 26
225 x 320	7	33 083	12 / 24
2-слойная Plus, с вырезом с эластичной манжетой в центре и встроенными фиксаторами трубок			
225 x 320	7	33 084	11 / 22

Простыни для конечностей с дополнительным впитывающим слоем вокруг операционного поля и без него, с эластичной безлатексной манжетой. Для хирургических вмешательств на конечностях.




Raucodrape® комплекты операционного белья Ортопедия/травматология

Raucodrape® Комплект для операций на кисти/стопе стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 347	17
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня для операций на конечностях (кисть/стопа) 2-слойная Plus	225 x 300		
с вырезом с эластичной манжетой, со встроенными фиксаторами трубок	4		


Простыня для операций на конечностях с дополнительным впитывающим слоем вокруг операционного поля, эластичной безлатексной смещенной от центра манжетой вокруг выреза. Для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств на кисти и стопе.



Raucodrape® Комплект для операций на кисти
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 349	14
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня для операций на кисти	370/175 x 365		
с вырезом с эластичной манжетой,	4		
особо широкое покрытие для анестезии, со встроенным фиксатором трубок			

Комплект со специальным покрытием операционного стола для руки, дополнительным впитывающим слоем вокруг операционного поля и эластичной безлатексной манжетой. Для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств на верхних конечностях.





Raucodrape® комплекты операционного белья Ортопедия/травматология

Raucodrape® Простыни для операций на кисти/стопе стерильные

Размер (см)	Размер выреза (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
2-слойная, с вырезом с эластичной манжетой в центре			
100 x 175	4	33 080	20 / 40
150 x 180	4	33 081	18 / 36
2-слойная Plus со смещенным от центра вырезом с эластичной манжетой и встроенными фиксаторами трубок			
225 x 300	4	33 082	10 / 20


Простыни для операций на конечностях с дополнительным впитывающим слоем и без него, с эластичной безлатексной манжетой. Для хирургических вмешательств на кисти и стопе.



Raucodrape® Комплект для артроскопии I
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 обертка	80 x 100	33 350	23
1 чехол для столика Мейо Lite	80 x 145		
1 чулок короткий	24 x 80		
1 клеящаяся полоска из пленки	10 x 50		
1 клеящаяся лента	9 x 50		
1 простыня для операций на конечностях 2-слойная	200 x 300		
с вырезом с эластичной манжетой	7		

Многокомпонентный комплект, включающий простыню для конечностей с эластичной безлатексной манжетой; для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств на конечностях.




Raucodrape® комплекты операционного белья Ортопедия/травматология

Raucodrape® Комплект для артроскопии II стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 обертка	80 x 100	33 351	21
1 чехол для столика Мейо Lite	80 x 145		
1 покрытие для камеры, вывернутое наизнанку	13 x 250		
1 ортопедический чулок	33 x 55		
1 клеящая полоска из пленки	10 x 50		
1 клеящая лента	9 x 50		
1 простыня для операций на конечностях 2-слойная с вырезом с эластичной манжетой	200 x 300 7		


Многокомпонентный комплект, включающий простыню для конечностей с эластичной безлатексной манжетой; для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств на конечностях.



Raucodrape® Комплект для артроскопии III
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 обертка	100 x 120	33 352	11
2 стандартных хирургических халата из материала СММС	150		
1 чехол для столика Мейо Lite	80 x 145		
1 покрытие для камеры, вывернутое наизнанку	13 x 250		
1 ортопедический чулок	33 x 55		
1 клеящаяся полоска из пленки	10 x 50		
1 клеящаяся лента	9 x 50		
1 простыня для операций на конечностях 2-слойная с вырезом с эластичной манжетой	200 x 300		

Многокомпонентный комплект, включающий простыню для конечностей с эластичной безлатексной манжетой; для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств на конечностях.




Raucodrape® комплекты операционного белья Ортопедия/травматология

Raucodrape® Комплект для артроскопии IV стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 обертка	80 x 100	33 353	15
1 стандартный хирургический халат из материала СММС	150		
1 чехол для столика Мейо Lite	80 x 145		
1 покрытие для камеры, вывернутое наизнанку	13 x 250		
1 ортопедический чулок	33 x 55		
1 клеящаяся полоска из пленки	10 x 50		
1 клеящаяся лента	9 x 50		
1 простыня для операций на конечностях 2-слойная с вырезом с эластичной манжетой	200 x 300 7		


Многокомпонентный комплект, включающий простыню для конечностей с эластичной безлатексной манжетой; для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств на конечностях.



Raucodrape® Комплект для артроскопии плечевого сустава I
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 обертка	80 x 100	33 354	20
1 чехол для столика Мейо Lite	80 x 145		
1 ортопедический чулок	33 x 55		
1 клеящаяся полоска из пленки	10 x 50		
1 простыня с вырезом 2-слойная	225 x 260		
Вырез	10 x 100		

Комплект для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств. Особенно хорошо подходит для операций на плечевом суставе.




Raucodrape® комплекты операционного белья Ортопедия/травматология

Raucodrape® Комплект для артроскопии коленного сустава стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 348	10
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 операционная простыня 2-слойная	150 x 180		
1 ортопедический чулок	33 x 55		
1 клеящаяся полоска из пленки	10 x 50		
1 простыня для артроскопии коленного сустава с вырезами с эластичной манжетой	225 x 320 6 + 7		
со встроенным мешком для сбора жидкости с отводными патрубками			
со встроенными фиксаторами трубок и застежкой-липучкой.			


Комплект, включающий простыню для артроскопии коленного сустава с эластичной безлатексной манжетой; для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств на коленном суставе.



Raucodrape® Простыня для артроскопии коленного сустава
стерильная

Изделие	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Простыня для артроскопии коленного сустава	225 x 320	33 086	11 / 22
с вырезами с эластичной манжетой	6 + 7		
с мешком для сбора жидкости			
с отводными патрубками			
со встроенными фиксаторами трубок			
и застежкой-липучкой			

Простыня для артроскопии коленного сустава с эластичной безлатексной манжетой. Для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств на коленном суставе при положении пациента лежа на спине – с откидывающимся нижним сегментом пластины для ног или без него.




Raucodrape® комплекты операционного белья Ортопедия/травматология

Raucodrape® Комплект для артроскопии плечевого сустава в положении пациента «шезлонг»
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 355	14
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 клеящаяся полоска из пленки	10 x 50		
1 чулок, короткий	24 x 80		
1 простыня для артроскопии плечевого сустава	225 x 380		
с грушевидным вырезом с эластичной манжетой,	11,5 x 12,5		
со встроенным мешком для сбора жидкости с отводными патрубками			
с тремя застежками-липучками			



Комплект для покрытия пациента; для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательств на плечевом суставе в положении «шезлонг».



Raucodrape® Комплект с вертикальной простыней
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 389	10
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 вертикальная простыня,	250 x 330		
прозрачная полиэтиленовая пленка со встроенной инцизной пленкой,	80 x 30		
со встроенным мешком для сбора жидкости с сетчатым фильтром			
и отводным патрубком, с двумя карманами для инструментов, с двумя застежками-липучками для фиксации трубок и кабелей			

Комплект с вертикальной простыней из прозрачной пленки; для хирургических вмешательств на экстензионном столе.




— клеящийся край

Raucodrape® комплекты операционного белья Ортопедия/травматология

Raucodrape® Вертикальная простыня стерильная

Изделие	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Вертикальная простыня, прозрачная полиэтиленовая пленка	250 x 330	33 038	13 / 26
со встроенной инцизной пленкой, с мешком для сбора жидкости,	80 x 30		
с сетчатым фильтром и отводными патрубками, с двумя карманами для инструментов,			
с двумя застежками-липучками для фиксации трубок и кабелей			

Вертикальная простыня из прозрачной пленки; для хирургических вмешательств на экстензионном столе.



— клеящийся край

Нейрохирургия, ЛОР, ЧЛХ, офтальмология




Raucodrape® комплекты операционного белья Нейрохирургия, ЛОР, ЧЛХ, офтальмология

Raucodrape® Комплект для краниотомии стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 370	14
2 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
3 простыни с клеящимся краем (полиэтиленовая пленка)	50 x 50		
1 простыня для краниотомии,	225 x 280		
вырез,	19 x 25		
со встроенной инцизионной пленкой, мешком для сбора жидкости,			
с отводящими желобами, сетчатым фильтром и сливным патрубком со встроенными фиксаторами трубок			

Комплект, включающий простыню для краниотомии с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля с отводящими желобами, предназначенную для хирургических вмешательств на черепе.




— клеящийся край

Raucodrape® Простыня для операций на брюшной полости и позвоночнике
стерильная

Изделие	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Простыня для операции на брюшной полости и позвоночнике, 3-слойная,	225 x 320	33 051	8 / 16
вырез (овальный, продольный, смещен от центра, с клеящимися краями)	11 x 22		

Комплект, включающий одну простыню; для хирургических вмешательств в области живота и спины




Raucodrape® комплекты операционного белья Нейрохирургия, ЛОР, ЧЛХ, офтальмология

Raucodrape® Комплект для операций на голове I стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 371	16
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня, 2-слойная	75 x 90		
1 простыня с вырезом 2-слойная	150 x 250		
Вырез	10 x 80		
1 простыня с клеящимся краем 2-слойная	75 x 90		

Комплект, включающий две простыни; для хирургических вмешательств на голове и шее.




— указывает сторону с клеящимся краем

Raucodrape® Комплект для операций на голове II
стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 372	13
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 клеящаяся лента	9 x 50		
1 простыня «тюбан» из 2 частей, 2-слойная вставка из водоотталкивающего нетканого материала	130 x 100		
1 простыня с вырезом 2-слойная Plus, прямоугольный вырез, со встроенными фиксаторами трубок	225 x 300		
	14 x 80		

Комплект, включающий две простыни; для хирургических вмешательств на голове и шее.







— клеящийся край

Raucodrape® комплекты операционного белья Нейрохирургия, ЛОР, ЧЛХ, офтальмология

Raucodrape® Модифицируемый комплект простыней с вырезом стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 313	15
4 полотенца	30 x 40		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145		
1 простыня с вырезом 2-слойная Plus	225 x 240		
Вырез	20 x 20		
1 простыня с вырезом 2-слойная	150 x 260		
Вырез	20 x 65		

Комплект операционного белья из двух простыней; для различных хирургических вмешательств в области шеи, например, на щитовидной железе, сонных артериях, шейном отделе позвоночника, а также для имплантации кардиостимуляторов.




— клеящийся край

Raucodrape® Простыня с вырезом
стерильная

Изделие	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
1 простыня с вырезом, 2-слойная	150 x 250	33 073	14 / 28
Вырез	10 x 80		

Простыня с вырезом; особенно хорошо подходит для хирургических вмешательств на лице и шее.




— клеящийся край

Raucodrape® комплекты операционного белья Нейрохирургия, ЛОР, ЧЛХ, офтальмология

Raucodrape® Простыня с вырезом для лица стерильная

Изделие	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Простыня с вырезом для лица, 2-слойная,	150 x 240	33 054	15 / 30
Вырез	8 x 19		
овальный, поперечный, смещенный от центра,			
с инцизионной пленкой			

Простыня для хирургических вмешательств на лице и шее. Особенно хорошо подходит для коррекции двустороннего косоглазия.



Raucodrape® Простыня с вырезом для уха
стерильная

Изделие	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Простыня с вырезом для уха, 2-слойная, самоклеющаяся	175 x 240	33 050	11 / 22
Вырез	5 x 7,5		
овальный, продольный, смещенный от центра, самоклеющийся			

Комплект, включающий одну простыню. Например, для операций на ухе.



Raucodrape® комплекты операционного белья Нейрохирургия, ЛОР, ЧЛХ, офтальмология

Raucodrape® Простыня офтальмологическая стерильная



Изделие	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Простыня для офтальмологии, водоотталкивающий нетканый материал, вырез в центре, с инцизной пленкой, с мешком для сбора жидкости	150 x 150 7 x 10	33 056	17 / 34

Комплект из одной простыни. Обе стороны подходят для использования в офтальмологии, например, при операциях по удалению катаракты.

Raucodrape® Простыня офтальмологическая стерильная

Изделие	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Простыня для офтальмологии, 2-слойная, вырез в центре, с перфорированной инцизной пленкой	80 x 80 7 x 10	33 077	30 / 120


Комплект из одной простыни. Обе стороны подходят для офтальмологических вмешательств и интравитреальных инъекций.



Raucodrape® Простыня для челюстно-лицевой хирургии
стерильная

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
1 обертка	75 x 90	33 045	18 / 36
1 простыня для ЧЛХ, 2-слойная,	112 x 150		
вырез ромбовидный, смещен от центра	10 x 14		

Простыня с анатомическим неклеящимся вырезом для челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии, например, удаления и имплантации зубов, резекции верхушек корней зубов, а также малоинвазивных ЛОР-операций.



Кардиохирургия/ангиография




Raucodrape® комплекты операционного белья Кардиохирургия/ангиография

Raucodrape® Комплект для сердечно-сосудистой хирургии стерильный

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 покрытие на стол	150 x 190	33 383	8
4 полотенца	30 x 40		
2 чехла для столика Мейо	80 x 145		
2 клеящиеся полоски	9 x 50		
1 пара бахил	37,5 x 24		
1 операционная простыня	150 x 180		
1 простыня с вырезом двусторонняя 2-слойная Plus	175 x 260		
Вырез	20 x 100		
со встроенным фиксатором трубок			
1 простыня для сердечно-сосудистой хирургии 2-слойная Plus	300/225 x 370		
Вырез	38 x 40		
со встроенной инцизной пленкой			
с 2-камерными карманами для инструментов с обеих сторон,			
с двумя дополнительными 1-камерными карманами для инструментов,			
с 5 застежками-липучками для фиксации трубок и кабелей			


Многокомпонентный комплект операционного белья для кардиохирургических вмешательств (например, аортокоронарного шунтирования).



Raucodrape® Простыня для ангиографии I
стерильная

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 обертка	80 x 100	33 381	11 / 22
1 полотенце	30 x 40		
1 липкая лента	9 x 25		
1 простыня для ангиографии, 3-слойная, два круглых выреза, смещенных от центра	150 x 240		

Комплект, включающий одну простыню; для проведения ангиографии.




Raucodrape® комплекты операционного белья Кардиохирургия/ангиография

Raucodrape® Простыня для ангиографии II стерильная

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
1 обертка	80 x 100	33 382	8 / 16
1 полотенце	30 x 40		
1 липкая лента	9 x 25		
1 простыня для ангиографии, 3-слойная, с полиэтиленовой пленкой с обеих сторон,	227 x 330		
два выреза, смещенных от центра,	12 x 12		
с инцизной пленкой с вырезом	8		

Комплект, включающий одну простыню; с двумя смещенными от центра вырезами с дополнительным впитывающим слоем вокруг и большой полиэтиленовой лентой с обеих сторон. Для покрытия пациента и элементов управления при проведении ангиографии.



Простыни и принадлежности




Raucodrape® комплекты операционного белья Простыни и принадлежности

Raucodrape® Простыни

2-слойные стерильные

Размер (см)	Код	PZN	Кол-во в упаковке (шт.)
38 x 45	33 001	061 619 45	220 / 880
45 x 75	33 002	061 619 51	120 / 480
75 x 90	33 003	061 619 80	65 / 260

Непромокаемые простыни для использования как в стационаре, так и в амбулатории; хорошо драпируются. 2-слойный материал из прочной полиэтиленовой пленки и абсорбирующего полипропиленового нетканого материала




Raucodrape® Операционные простыни

стерильные, 2-слойные

Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
75 x 90	33 005	40 / 160
100 x 150	33 008	27 / 54
150 x 180	33 009	13 / 26
150 x 240	33 004	13 / 26




Непромокаемое покрытие из прочной полиэтиленовой пленки и абсорбирующего полипропиленового нетканого материала. Хорошо драпируется. Предназначено для покрытия пациента и оборудования в операционной и амбулатории.



Raucodrape® Покрытия на стол
стерильные

Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Покрытие на операционный стол Standard		
120 x 140 см	33 090	26 / 52
150 x 190 см	33 091	15 / 30
Покрытие на операционный стол Spezial		
150 x 190 см	33 092	11 / 22
Чехол для столика Мейо Standard		
80 x 145 см	33 093	35 / 70
Чехол для столика Мейо Lite		
80 x 145 см	33 094	40 / 80
Чехол для столика Мейо Spezial		
80 x 145 см	33 095	25 / 50

Непромокаемые и чрезвычайно прочные покрытия на столы в операционной с накладкой из впитывающего нетканого материала; для всех приставных и инструментальных столов.



Raucodrape® комплекты операционного белья


Простыни и принадлежности

Raucodrape® Операционные простыни с клеящимся краем


2-слойные стерильные

Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
2-слойная		
50 x 50	33 010	80 / 320
50 x 75	33 011	60 / 240
75 x 75	33 012	40 / 160
75 x 90	33 013	38 / 152
90 x 110	33 020	25 / 100
150 x 180	33 025	20 / 40
175 x 180	33 016	17 / 34
150 x 240	33 018	15 / 30
175 x 300	33 024	10 / 20
2-слойная Plus		
150 x 180	33 015	18 / 36
175 x 180	33 017	15 / 30
150 x 250	33 019	14 / 28
190 x 225	33 021	11 / 22
Простыня скольжения, 2-слойная		
90 x 150	33 022	19 / 76


Непромокаемая простыня с клеящимся краем для простого и надежного покрытия пациента и ограничения операционного поля; хорошо драпируется.



Код 33 020



Код 33 024




Код 33 021

— клеящийся край

Raucodrape® Операционные простыни с вырезом
стерильные

Размер/расположение/свойства выреза	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
2-слойная			
6 см, круглый, в центре	45 x 75	33 040	130 / 520
8 см, круглый, в центре	75 x 90	33 042	70 / 280
2-слойная, самоклеящаяся			
варьируют	50 x 75	33 058	50 / 200
варьируют	75 x 90	33 059	30 / 120
6 см, круглый, в центре	50 x 60	33 041	70 / 280
8 см, круглый, в центре	75 x 90	33 043	40 / 160
7 x 10 см, овальный, поперечный, смещен от центра	120 x 150	33 044	25 / 50
12 см, круглый, смещен от центра	150 x 200	33 046	18 / 36

Непромокаемые, частично самоклеящиеся простыни с вырезами разных размеров; хорошо драпируются.




Raucodrape® комплекты операционного белья Простыни и принадлежности

Raucodrape® Операционные простыни с вырезом стерильные

Размер/расположение/свойства выреза	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Простыня для эпидуральной анестезии, 2-слойная, самоклеящаяся			
10 см, круглый, смещен от центра	60 x 75	33 047	68 / 272
10 x 15 см, прямоугольный, продольный, смещен от центра	55 x 90	33 049	45 / 180
Простыня для эпидуральной анестезии, прозрачная, самоклеящаяся			
10 см, круглый, в центре	75 x 100	33 148	55 / 220
Простыня для челюстно-лицевой хирургии, 2-слойная			
10 x 14 см, ромбовидный, смещен от центра	112 x 150	33 045	18 / 36
Простыня с вырезом для уха, 2-слойная, самоклеящаяся			
5 x 7,5 см, овальный, продольный, смещен от центра	175 x 240	33 050	11 / 22
Простыня с вырезом, 2-слойная, с инцизионной пленкой			
7 x 10 см, овальный, поперечный, в центре	120 x 150	33 055	22 / 44
Простыня с вырезом для лица, 2-слойная, с инцизионной пленкой			
8 x 19 см, овальный, поперечный, смещен от центра	150 x 240	33 054	15 / 30
Простыня для операции на брюшной полости и позвоночнике, 3-слойная, самоклеящаяся			
11 x 22 см, овальный, поперечный, смещен от центра	225 x 320	33 051	8 / 16


Непромокаемые, частично самоклеящиеся простыни с вырезами различных размеров. Хорошо драпируются.



Raucodrape® Операционные простыни с вырезом
стерильные

Размер (см)	Размер выреза (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
2-слойная			
75 x 90	7 x 30	33 062	35 / 140
125 x 150	10 x 45	33 064	28 / 56
150 x 200	10 x 65	33 067	14 / 28
150 x 250	10 x 80	33 073	14 / 28
225 x 260	10 x 100	33 069	13 / 26
полиэтиленовая пленка			
120 x 150	14 x 50	33 065	60 / 120
150 x 210	14 x 75	33 066	40 / 80
3-слойная			
150 x 200	10 x 65	33 068	10 / 20
2-слойная Plus			
225 x 260	10 x 100	33 071	11 / 22
2-слойная Plus со встроенными фиксаторами трубок			
225 x 280	10 x 100	33 060	10 / 20
двусторонняя 2-слойная Plus со встроенными фиксаторами трубок			
175 x 260	20 x 100	33 072	13 / 26

Непромокаемые простыни с U-образным вырезом и клеящимся краем из трех полосок для простой и надежной фиксации на теле пациента, хорошо драпируются; для хирургических вмешательств на конечностях, плечевом суставе, в области шеи и головы.



— клеящийся край

Raucodrape® комплекты операционного белья Простыни и принадлежности

Raucodrape® Принадлежности стерильные


Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Нарукавник	50	33 103	45 / 180
Защита для ног, 2 шт.	50 x 110	33 104	26 / 104
Защита для ног, 2 шт.	75 x 120	33 105	30 / 60
Ортопедический чулок	33 x 55	33 106	65 / 130
с 1 клеящейся лентой из пленки	10 x 50		
Ортопедические бахилы	33 x 110	33 107	38 / 76
с 2 клеящимися лентами из пленки	10 x 50		
Чулок короткий	24 x 80	33 128	17 / 68
с 1 клеящейся лентой из пленки	10 x 50		
Чулок средний	24 x 110	33 129	12 / 48
с 1 клеящейся лентой из пленки	10 x 50		
Чулок большой	32 x 120	33 130	16 / 32
с 2 клеящимися лентами из пленки	10 x 50		
Полотенца, 2 шт.	30 x 40	33 108	120 / 480
Простыня-подстилка I	75 x 120	33 101	28 / 112
Простыня-подстилка II с мешком для сбора жидкости	75 x 100	33 102	35 / 70
Простыня для новорожденного. В продаже с февраля 2014 г.	90 x 100	33 160	18 / 72

Дополнительные принадлежности к операционной одежде и операционному белью.


Нарукавник
Код 33 103



Простыня-подстилка II
с мешком для сбора жидкости
Код 33 102



Простыня для новорожденного
Код 33 160




Raucodrape® Принадлежности стерильные


Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Впитывающая прокладка, 2 шт.	35 x 50	33 125	80 / 320
Впитывающая прокладка	50 x 75	33 126	33 / 132
Клеящаяся лента	9 x 50	33 116	250 / 750
Застежка-липучка	2,5 x 20/24	33 127	100 / 400
Фиксатор для трубок самоклеящийся, фиксирующие ленты 30 см	9 x 11	33 147	100 / 500
Карман для инструментов, 1-камерный	38 x 40	33 109	110 / 440
Карман для инструментов, 2-камерный	38 x 40	33 110	110 / 440
Простыня для промежности	20 x 40	33 100	140 / 560
Защита для прямой кишки	60 x 90	33 111	70 / 280

Самоклеящиеся дополнительные элементы для быстрого и безопасного применения.


Простыня для промежности
Код 33 100



Карман для инструментов, 2-камерный
Код 33 110



Фиксатор для трубок
Код 33 147




Raucodrape® Покрытие для оборудования стерильное

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Чехол на стул	Ø = 75	33 124	30 / 120
Чехол на пульт управления, круглый	80 x 90	33 113	40 / 160
Чехол на пульт управления, круглый	Ø = 90	33 120	20 / 80
Чехол на пульт управления, круглый	Ø = 120	33 121	15 / 60
Чехол на пульт управления, прямоугольный	80 x 145	33 112	25 / 100
Чехол на пульт управления, прямоугольный	80 x 45	33 122	30 / 120
Комплект оптического преобразователя из трех частей		33 114	36 / 72
2 покрытия на камеру	65 x 75		
1 покрытие для С-образной дуги	30 x 195		
Комплект оптического преобразователя из одной части	90 x 225	33 115	19 / 38
Покрытие на камеру, сложенное гармошкой	13 x 250	15 965	40 / 160
Покрытие на камеру, вывернутое наизнанку	13 x 250	15 966	40 / 160
Покрытие на камеру с кольцом	15 x 250	33 119	20 / 80
Покрытие на камеру	16 x 250	33 118	25 / 50
Чехлы на подлокотники, 2 шт.	35 x 73	33 123	46 / 184
Покрытие для чаши с поваренной солью Ø 34 x 20 см	132 x 132	33 099	30 / 840

Для оптических преобразователей, камер и прочего операционного оборудования

Чехол на пульт управления, прямоугольный
Код 33 112



Покрытие для чаши с поваренной солью
Код 33 099



— клеящийся край

Raucodrape® комплекты операционного белья Простыни и принадлежности

Raucodrape® Инцизная пленка стерильная, упакована по отдельности

Клеящаяся поверхность (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
12 x 17	25 440	10 / 80
15 x 20	25 441	10 / 60
30 x 20	25 442	10 / 80
45 x 20	25 443	10 / 80
40 x 35	25 444	10 / 80
45 x 50	25 445	10 / 80
45 x 65	25 446	10 / 40
55 x 80	25 447	10 / 40
72 x 88	25 448	10 / 40

Область применения

- для покрытия области разреза при хирургических вмешательствах и сведения к минимуму риска проникновения микроорганизмов в рану.

Свойства

- не раздражающий кожу клей
- эластичная и мягкая
- непроницаема для бактерий
- паропроницаемая
- прозрачная, не дает бликов
- край для захвата обозначен красным для удобства при использовании
- не содержит латекса

Состав изделий

Пленка из полиуретана, покрытая полиакрилатным клеем



Операционная одежда

**медицинская одежда, хирургические халаты,
хирургические маски, шапочки и перчатки**



**Надежная защита для персонала
операционной и пациента**

Sentinex® медицинская одежда – однократное использование, многократное преимущество

Работа в операционной предъявляет высокие требования как к человеку, так и к материалам. Наша компания обладает большим опытом снабжения операционных, поэтому предъявляемые к этой продукции требования нам хорошо знакомы. Учитывая ваши потребности, мы дополнили наш ассортимент новой медицинской одеждой Sentinex для одноразового применения.

Особое преимущество:

У вас есть выбор! Все компоненты доступны по отдельности и могут быть скомбинированы индивидуально. Рубашка и брюки могут также поставляться в виде комплекта. Помимо этого, вы можете выбирать между зеленым и синим цветом.

5 причин для выбора медицинской одежды Sentinex®

- Надежность – неизменное качество материалов*
- Гигиена – ежедневно свежая одежда
- Комфорт – приятное ношение
- Термокуртка с теплоизоляцией – защита от холода в операционной
- воздухопроницаемый материал – улучшенный теплообмен

* Оба материала соответствуют требованиям стандарта DIN EN 13795 для операционных халатов, используемых в менее критических областях.



Sentinex Soft имеет нагрудный карман с двумя отделениями




Встроенная эластичная тесьма позволяет индивидуально подгонять форму




Резиновая тесьма внизу задней части термокуртки

Одним словом, это – индивидуально комбинируемая и точно соответствующая вашим потребностям одежда



Sentinel




Sentinel Soft




Хирургический костюм



Рубашка с практичными карманами



Брюки с вдетой затягивающейся тесьмой для комфортного ношения



Термокуртка с резинкой сзади внизу для большей безопасности в операционной



Sentinex® Медицинская одежда

Размер	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
--------	-----	-------------------------

Комплект одежды для подразделений зеленый

XS	39 501	50
S	39 514	45
M	39 515	40
L	39 516	35
XL	39 517	35
XXL	39 518	30

Комплект одежды для подразделений синий

XS	39 502	50
S	39 519	45
M	39 520	40
L	39 521	35
XL	39 522	35
XXL	39 523	30

Медицинская куртка зеленая

XS	39 503	105
S	39 524	100
M	39 525	90
L	39 526	80
XL	39 527	75
XXL	39 528	70

Медицинская куртка синяя

XS	39 505	105
S	39 534	100
M	39 535	90
L	39 536	80
XL	39 537	75
XXL	39 538	70

Медицинские брюки зеленые

XS	39 504	80
S	39 529	75
M	39 530	70
L	39 531	65
XL	39 532	60
XXL	39 533	55

Медицинские брюки синие

XS	39 506	80
S	39 540	75
M	39 541	70
L	39 542	65
XL	39 543	60
XXL	39 544	55

Термокуртка синяя

M	39 512	40
L	39 513	40

Размер одежды

Женщины	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Международные/Размеры L&R	XS	S		M		L		XL		XXL	
Мужчины	-	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62

Sentinex® Хирургический костюм Soft

Размер	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
--------	-----	-------------------------

Комплект одежды для подразделений Soft зеленый

XS	39 507	25
S	39 545	25
M	39 546	22
L	39 547	20
XL	39 548	20
XXL	39 549	20

Комплект одежды для подразделений Soft синий

XS	39 508	25
S	39 550	25
M	39 551	22
L	39 552	20
XL	39 553	20
XXL	39 554	20

Медицинская куртка Soft зеленая

XS	39 509	60
S	39 555	55
M	39 556	50
L	39 557	50
XL	39 558	45
XXL	39 559	40

Медицинская куртка Soft синяя

XS	39 576	60
S	39 565	55
M	39 566	50
L	39 567	50
XL	39 568	45
XXL	39 569	40

Медицинские брюки Soft зеленые

XS	39 575	50
S	39 560	45
M	39 561	40
L	39 562	40
XL	39 563	35
XXL	39 564	30

Медицинские брюки Soft синие

XS	39 577	50
S	39 570	45
M	39 571	40
L	39 572	40
XL	39 573	35
XXL	39 574	30

Термокуртка Soft синяя

M	39 510	30
L	39 511	30

Sentinex® Хирургические халаты


В хирургических халатах Sentinex® компании L&R представлена четко структурированная и последовательная комплексная концепция:

- Спанлейс и СММС
- модели Basic, Standard, Special
- с внутренней стерильной упаковкой и без нее («direct»)

Хирургические халаты Sentinex обеспечивают высокий комфорт и надежную защиту для пользователя и пациента

Материалы: Спанлейс и СММС



С введением стандарта DIN EN 13795 на хирургические халаты были установлены единые требования качества. Основным требованием этого стандарта является выполнение функции барьера для жидкостей и микроорганизмов для защиты пациента и пользователя от инфекций. Оба материала удовлетворяют требованиям этого стандарта и подходят для всех видов хирургических операций. При необходимости используются халаты с дополнительным защитным слоем в критически важных местах.



СММС

- легкий
- надежно защищает от проникновения бактерий и жидкости
- обеспечивает циркуляцию воздуха, не нарушает теплообмен, паропроницаем

«СММС - легкая
альтернатива с отличными
физическими свойствами»




Спанлейс

- исключительный комфорт при ношении
- не раздражает кожу и проницаем для воздуха
- также очень хорошо подходит для операций, требующих напряженной физической активности
- обеспечивает эффективный теплообмен

«Спанлейс,
материал со свойствами текстиля,
обеспечивающий высокую комфортность.»

Sentinex® Хирургические халаты



Sentinex® Халат хирургический Basic

Завязывающийся халат для малоинвазивных операций и медицинского обслуживания, надежно фиксируется на спине тремя парами завязок.

Sentinex® Халат хирургический Standard

Запахивающийся хирургический халат с особенно широким запахом для обеспечения стерильности спины. Лучше всего подходит для операций с выходом небольшого количества жидкости.

Sentinex® Халат хирургический Special

Запахивающийся хирургический халат на основе версии Standard, имеет дополнительный непромокаемый слой спереди и на рукавах. Очень хорошо подходит для операций с выходом большого количества жидкости.

Sentinex® Халат хирургический Special Plus


Запахивающийся хирургический халат на основе версии Special, дополнен широкой непромокаемой областью для надежной защиты при латеральном воздействии жидкости.

Sentinex® Хирургические халаты Спанлейс стерильная

Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Standard, с двойной стерильной упаковкой		
120	19 300	44
130	19 301	40
150	19 302	36
170	19 303	32
150 большой	19 304	32
Special, с двойной стерильной упаковкой		
120	19 310	40
130	19 311	36
150	19 312	32
170	19 313	28
150 большой	19 314	28
Комплект Standard		
3 x 150	19 308	12
2 x 150 / 1 x 130	19 309	12


Sentinex® Хирургические халаты в двойной стерильной упаковке

- идеально подходят для подготовки к операции в стерильных условиях
- в двойной стерильной упаковке
- 2 полотенца



Sentinex® Хирургические халаты «direct»

- для срочной передачи хирургу в стерильном виде
- для быстрого извлечения из упаковки
- без внутренней стерильной упаковки и полотенца



Sentinex® Хирургические халаты СММС стерильная

Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Standard, с двойной стерильной упаковкой		
120	19 340	52
130	19 341	48
150	19 342	44
170	19 343	40
150 большой	19 344	40
Special, с двойной стерильной упаковкой		
120	19 350	48
130	19 351	44
150	19 352	40
170	19 353	36
150 большой	19 354	36
Standard «direct» без внутренней стерильной упаковки		
120	19 360	52
130	19 361	48
150	19 362	44
Special «direct» без внутренней стерильной упаковки		
120	19 370	48
130	19 371	44
150	19 372	40
Special Plus «direct» без внутренней стерильной упаковки		
150	31 276	36
Basic «direct» без внутренней стерильной упаковки		
120	19 380	48
130	19 381	44
150	19 382	40

Sentinex® хирургические маски

Отличительными признаками хирургических масок Sentinex являются комфорт при ношении и дыхании, а также надежная защита от инфекций. Благодаря наличию различных модификаций они словно изготовлены на заказ. Высокий показатель ЭБФ* свидетельствует об эффективности профилактики инфекций у пациентов и персонала в условиях операционных, частных практик, отделений интенсивной терапии и в местах с высоким риском инфицирования.

Удлиненный носовой зажим заключен в мягкую, не натирающую кожу окантовку и хорошо охватывает нос. Материал фильтра, внутреннее и наружное покрытие, а также ленты приварены ультразвуком - высококачественная обработка. Все маски для операционной не содержат латекса и стекловолокна.

1 2 3 Sentinex® Lite

Основная модель, очень удобная. Маска из комбинации сверхлегких материалов обеспечивает более высокую воздухопроницаемость, благодаря чему она «прохладнее», чем другие маски для операционной. Низкий показатель задержки тепла снижает вероятность раздражения кожи.

4 Sentinex® Classic

Модель премиум класса. Благодаря использованию высококачественных материалов обеспечивает очень хороший комфорт при ношении.

5 Sentinex® SuperSoft

Имеет эластичный внутренний слой, не содержит красителей и клеящих средств, разработана специально для чувствительной кожи.



6 Sentinex® ExtraTouch

Более широкая форма и горизонтально направленные ленты увеличивают объем дыхательной камеры, делая дыхание заметно «прохладнее»; подходит также для тех, кто носит бороду.

7 Sentinex® AntiFog

Встроенные противозапотевающие полосы и широко расходящийся носовой зажим предотвращают запотевание стекол очков или окуляров микроскопа.

8 Sentinex® Ultra

Маска натурально-белого цвета изготовлена из неотбеленного материала, благодаря чему совершенно безвредна для кожи; имеет полосы, предотвращающие запотевание.

9 Sentinex® SafetyShield

с незапотевающим экраном

Маска с усиленной защитой персонала операционной от инфекций: усиленное наружное покрытие препятствует проникновению потенциально опасных жидкостей организма. При этом безбликовый и незапотевающий экран защищает всю область лица.

* ЭБФ = Эффективность бактериальной фильтрации. С помощью ЭБФ оценивают эффективность фильтрации в обоих направлениях (приблизительный размер бактерий 3,0 мкм). Чем меньше бактерий проникает, тем выше эффективность. Все хирургические маски Sentinex имеют соответствующий стандарту EC EN 14683 показатель ЭБФ ≥ 98 % (Тип II), обеспечивая при этом высокую комфортность дыхания.



Sentinex® Хирургические маски

Модель	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Sentinex Lite, синяя	11 983	50 / 300
Sentinex Lite, зеленая	11 991	50 / 300
Sentinex Lite, зеленая, на резинке	11 992	50 / 500
Sentinex Classic, зеленая	11 996	50 / 300
Sentinex SuperSoft	11 997	50 / 300
Sentinex ExtraTouch	11 998	50 / 300
Sentinex AntiFog	11 986	50 / 300
Sentinex Ultra	11 999	50 / 300
Sentinex SafetyShield	11 989	25 / 100

Sentinex® шапочки для операционной

1 Sentinex® Soft

Воздухопроницаемая шапочка в форме берета, удобна и подходит как для длинных, так и для коротких волос.



2 Sentinex® Astro

Шапочка в форме шлема для надежной комплексной защиты, с окантованными краями. Голова и шея полностью закрыты благодаря круговым завязкам, фиксирующимся под подбородком.



3 Sentinex® Astro Extra

Шапочка в форме шлема для комплексной защиты, надежна и комфортна. Встроенная мягкая налобная лента поглощает жидкость и задерживает частицы.



4 Sentinex® Fancy

Специально для длинных волос. Имеет центральный шов, увеличивающий объем. Мягкая часть в области лба не имеет резинки и не оставляет следов от надавливания.



5 Sentinex® Nova

Шапочка, которую можно носить по-разному. Передний край можно легко завернуть, превратив в налобную ленту.



6 Sentinex® Trend

Идеально прилегающая четкая форма, также подходит для длинных волос. Резиновая тесьма на стороне шеи обеспечивает длительное комфортное ношение.



7 Sentinex® Flex

Удобная шапочка хирурга для коротких волос, обеспечивает особенно эффективный воздухообмен. Хорошо подходит для длительного ношения.



8 9 10 Sentinex® Easy

Шапочка-берет для повседневного ношения в клинике. Полностью и надежно закрывает волосы, подходит также для пациентов и посетителей.



Шапочка-Astro



Шапочка-берет



Шапочка хирурга



Шапочка медсестры



С налобной лентой



Для персонала



Для пациентов



Для длинных волос/«Soft» для любых причесок



Для коротких волос



Sentinex® Шапочки для операционной

	Модель	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Sentinex Soft	Шапочка-берет, зеленая, воздухопроницаемая	17 420	100 / 600
Sentinex Astro	Шапочка-Astro, зеленая	17 421	100 / 600
Sentinex Astro Extra	Шапочка-Astro с налобной лентой, зеленая	17 422	100 / 600
Sentinex Fancy	Шапочка медсестры с центральным швом, зеленая	17 423	100 / 600
Sentinex Nova	Шапочка медсестры с завязками, зеленая	17 424	100 / 600
Sentinex Trend	Шапочка медсестры, длинная, зеленая	17 425	100 / 600
Sentinex Flex	Шапочка хирурга, зеленая	17 426	100 / 600
Sentinex Easy	шапочка-берет, зеленая	17 427	100 / 600
Sentinex Easy	шапочка-берет, голубая	17 428	100 / 600
Sentinex Easy	шапочка-берет, белая	17 429	100 / 600

Sentinex® чулки для операционной Sentina® защитная накидка



Sentina® защитные накидки

Из воздухопроницаемого нетканого материала, зеленые, с застежкой велкро и завязками на рукавах.



Sentinex® носки для операционной

Эластичные, не содержат латекса, предназначены для ношения в операционном блоке и больничном отделении.

Sentinex® Чулки для операционной

	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
Чулки для операционной Sentinex	20 225	200 / 200
Носки для операционной Sentinex	20 224	400

Sentina® Защитные накидки

	Код	Кол-во в упаковке (шт.)
нестерильные	18 418	60
стерильные	18 419	30

Setrack[®] комплекты перевязочных материалов для операционной



**экономически эффективные • надежные •
модифицируемые • готовые к использованию**


Setpack® комплекты перевязочных материалов для операционной - гибкая комбинация из стандартизированных компонентов

Добросовестная подготовка к операции требует времени, в том числе в экстренных ситуациях. Необходимо обеспечить немедленный доступ и безопасность.

Стандартная программа Setpack предлагает готовые к применению комплекты, которые включают наиболее часто применяемые при операциях перевязочные материалы, стерильные и доступные в любой момент.

Готовые к использованию стандартные комплекты содержат операционные салфетки для брюшной полости, компрессы, тампоны и тампоны для препарирования в рассчитанных количествах, удовлетворяющих требованиям практики. Все изделия Setpack помечены рентгеноконтрастными нитями или рентгеноконтрастными чипами (содержание сульфата бария не менее 60%). Это позволяет с помощью контрольного рентгеновского снимка немедленно разрешить спорную ситуацию.

В зависимости от вида предстоящей операции выбирают соответствующий комплект. Благодаря заданному количеству материалов достигается максимальная экономичность.



Запатентованная система счетных карт

- двойная защита благодаря счетной карте на внутренней и внешней упаковках стерильного изделия
- во время операции счетная карта не передается
- четкое документирование благодаря самоклеющимся счетным картам



Внутренняя оболочка стерильных изделий

- для компрессов и салфеток для брюшной полости
- легкое вскрытие упаковки с помощью удобного язычка для захвата
- быстрое и надежное извлечение изделия

Запатентованная выдвижная коробка для тампонов

- повышенная надежность благодаря упрощенному контролю количества изделий до и после операции
- разработано специально для извлечения тампонов для препарирования вручную



Setpack
марлевые компрессы
рентгеноконтрастные



Setpack тампоны
рентгеноконтрастные



Setpack тампоны
для препарирования
рентгеноконтрастные

Setpack® комплекты перевязочных материалов для операционной Tortex® lite салфетки для брюшной полости рентгеноконтрастные

Область применения

- предназначены для использования непосредственно в операционной
- для захвата и удержания органов и тканей пациента
- для остановки кровотечений и абсорбции жидкостей организма при оперативных вмешательствах

Свойства

- из перевязочной марли стандарта DIN EN 14079
- предварительно промыты
- мягкие и гигроскопичные
- в 20 нитей
- упакованы в запатентованную внутреннюю оболочку для стерильных изделий, позволяющую быстро извлекать и подсчитывать их количество
- отдельно установленные двойные самоклеящиеся счетные карты

Варианты поставляемых изделий

- белые, синие* и зеленые*
- 4- и 6-слойные

Состав изделий

100% хлопок; рентгеноконтрастный чип (поливинилхлорид и сульфат бария)



* Противопоказания: изделие не предназначено для использования при торакальной хирургии с применением аппарата искусственного кровообращения.

Setpack® Tortex® lite салфетки для брюшной полости рентгеноконтрастные
стерильные

Состав	Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
Белые			
2 шт. 4-слойные	40 x 40	15 004	14 / 42
5 шт. 4-слойные	40 x 40	15 001	6 / 18
2 шт. 6-слойные	40 x 40	15 012	12 / 36
5 шт. 6-слойные	40 x 40	15 003	6 / 18
2 шт. 4-слойные	20 x 30	15 011	28 / 84
5 шт. 4-слойные	20 x 30	15 007	14 / 42
2 шт. 4-слойные	50 x 60	15 014	8 / 24
2 шт. 4-слойные	8 x 90	15 010	26 / 78
Зеленые			
2 шт. 4-слойные	40 x 40	15 006*	14 / 42
5 шт. 4-слойные	40 x 40	15 002*	6 / 18
2 шт. 6-слойные	40 x 40	15 008*	12 / 36
5 шт. 6-слойные	40 x 40	15 000*	6 / 18
2 шт. 4-слойные	20 x 30	15 017*	28 / 84
5 шт. 4-слойные	20 x 30	15 005*	14 / 42
2 шт. 4-слойные	50 x 60	15 013*	8 / 24
2 шт. 6-слойные	50 x 60	15 018*	6 / 18
2 шт. 4-слойные	8 x 90	15 009*	26 / 78
Синие			
2 шт. 4-слойные	40 x 40	15 016*	14 / 42
5 шт. 4-слойные	40 x 40	15 015*	6 / 18

* Противопоказания: изделие не предназначено для использования при торакальной хирургии с применением аппарата искусственного кровообращения.

Setpack® комплекты перевязочных материалов для операционной

Марлевые компрессы рентгеноконтрастные

Область применения

- предназначены для использования непосредственно в операционной
- для промакивания и абсорбции биологических жидкостей при оперативных вмешательствах

Свойства

- из перевязочной марли стандарта DIN EN 14079
- мягкие и гигроскопичные
- все обрезные края находятся внутри, поэтому нет торчащих концов нитей
- упакованы в запатентованную внутреннюю оболочку для стерильных изделий, позволяющую быстро извлекать и подсчитывать их количество
- отдельно установленные двойные самоклеящиеся счетные карты

Варианты поставляемых изделий

- 12-, 16- и 32-слойные
- 17- и 20-слойные

Состав изделий

100% хлопок; рентгеноконтрастная лента (синего цвета, полипропилен, полиэстер, сульфат бария)



Setpack® марлевые компрессы рентгеноконтрастные
стерильные

Размер (см)	Код	Кол-во в упаковке
Упакованы по 10 штук		
12-слойные, в 17 нитей		
7,5 x 7,5	15 114	28 / 84
10 x 10	15 100	20 / 60
10 x 12,5	15 116	20 / 60
10 x 20	15 102	16 / 48
16-слойные, в 17 нитей		
5 x 5	15 110	34 / 102
7,5 x 7,5	15 106	24 / 72
10 x 10	15 101	20 / 60
10 x 12,5	15 111	18 / 54
32-слойные, в 20 нитей		
10 x 10	15 104	12 / 36
Упакованы по 20 штук		
12-слойные, в 17 нитей		
7,5 x 7,5	15 119	20 / 60
10 x 10	15 103	18 / 54
10 x 12,5	15 109	10 / 30
10 x 20	15 108	8 / 24
16-слойные, в 17 нитей		
5 x 5	15 117	26 / 78
7,5 x 7,5	15 118	16 / 48
10 x 10	15 105	14 / 42
10 x 12,5	15 112	8 / 24

Setpack® комплекты перевязочных материалов для операционной

Тампоны рентгеноконтрастные

Область применения


- предназначены для использования непосредственно в операционной
- для впитывания крови и секретуруемой жидкости при оперативных вмешательствах

Свойства

- из перевязочной марли стандарта DIN EN 14079
- мягкие, обладают высокой гигроскопичностью
- в 20 нитей
- двойная стерильная упаковка
- отдельно установленные двойные самоклеящиеся счетные карты

Состав изделий

100% хлопок; рентгеноконтрастная лента (синего цвета, полипропилен, полиэстер, сульфат бария) предохранительное кольцо состоит из силикона.



Setpack® тампоны рентгеноконтрастные стерильные

Размер	Код	Кол-во в упаковке
Упакованы по 5 штук		
размером с кулак	7	22 800
Упакованы по 10 штук		
размером с грецкий орех	2	22 801
размером со сливу	3	22 802
размером с яйцо	4	22 803
размер особо большой	6	22 804
Упакованы по 15 штук		
размером со сливу	3	22 805
размером с яйцо	4	22 806
размер особо большой	6	22 807
Упакованы по 20 штук		
размером со сливу	3	22 808
размером с яйцо	4	22 809
размер особо большой	6	22 810

Setpack® комплекты перевязочных материалов для операционной

Тампоны для препарирования рентгеноконтрастные

Область применения

- предназначены для использования непосредственно в операционной
- для препарирования органов, кровеносных сосудов и слоев тканей при оперативных вмешательствах

Свойства

- из перевязочной марли стандарта DIN EN 14079
- тугие, обладают высокой гигроскопичностью
- в 24 нити
- в запатентованной выдвигной коробке для тампонов, позволяющей легко подсчитывать их количество и извлекать
- отдельно установленные двойные самоклеящиеся счетные карты

Состав изделий

100% хлопок; рентгеноконтрастная лента (синего цвета, полипропилен, полиэстер, сульфат бария)



Setpack® тампоны для препарирования рентгеноконтрастные стерильные

Размер	Код	Кол-во в упаковке
Упакованы по 10 штук		
маленькие 2	12 780	40 / 120
средние 3	12 781	40 / 120
большие 4	12 782	40 / 120
Упакованы по 20 штук		
маленькие 2	12 783	40 / 120
средние 3	12 784	40 / 120
большие 4	12 785	40 / 120

Комплекты перевязочных материалов для операционной Setpack[®] формируются индивидуально в соответствии с Вашими потребностями

Setpack Individual предлагает гибкие решения для всех регулярно проводимых операций. В ходе диалога с клиентом L&R анализирует исходную ситуацию и определяет профиль требований, после чего индивидуально составляет комплект Setpack в соответствии с планируемым применением. Клиент может воспользоваться этой услугой в любой момент, даже в случае изменения общих условий. Благодаря стандартизированной системе упаковки L&R осуществляет производство профессиональных, ориентированных на требования клиентов комплектов Setpack. Комбинация из комплектов Setpack Standard и Individual позволяет пользователю экономично использовать материалы и избегать слишком большого количества остатков.



Преимущества

1. Индивидуальность

- составляется индивидуально в соответствии с потребностями клиента
- индивидуальный анализ потребностей в ходе тесного взаимодействия со специализированным отделом производителя


2. Экономичность

- экономия времени за счет стандартизации производственного процесса
- экономичное расходование материалов
- отпадает необходимость собственной подготовки
- не нужен специально утвержденный процесс стерилизации

3. Надежность

- многократный контроль количества изделий Setpack

Kitrask[®] комплекты принадлежностей для операционной



**надежные • индивидуальные •
экономичные • эффективные**

Kitrack® Комплекты принадлежностей для операционной


Kitrack - это эффективные комплекты принадлежностей для операционной, составленные из различных готовых к применению компонентов. Помимо различных видов перевязочных материалов, а также покрытий и одежды для операционной, поставляются также другие одноразовые медицинские изделия. Например, дренажные трубки, одноразовые шприцы и канюли, шовный материал и прочие одноразовые изделия, компактно упакованные, стерильные и готовые к немедленному использованию.

Комплекты формируются с учетом индивидуальных потребностей по запросу вашего медицинского учреждения и в соответствии с особенностями отдельных оперативных вмешательств.

Используя предварительно сформированные комплекты Kitrack, вы уменьшаете затрачиваемое на подготовку время и стоимость процесса, обеспечивая при этом полную безопасность и необходимую гибкость.



Raucodrape® Покрытия для операционной



- особо высокая прочность и впитывающая способность
- создание эффективных барьеров на пути проникновения жидкости и бактерий
- хорошо драпируются

Перевязочные материалы для операционной



- помечены рентгеноконтрастной нитью или чипом
- обладают высокой впитывающей способностью
- снабжены двойной самоклеящейся счетной картой

Sentinex® Хирургические халаты




- надежная защита от проникновения бактерий и жидкостей
- высокая комфортность при ношении
- материал не раздражает кожу и пропускает для воздуха

Прочие одноразовые компоненты для операционной, например, трубки, шовный материал, скальпели и шприцы



- высококачественные изделия
- изделия от солидного производителя



Дополнительные преимущества: Kitpack®

- значительно сокращает затраты времени, поскольку отпадает необходимость в комплектовании отдельными предметами перед операцией.
- снижает расходы на логистику и управление, поскольку упрощенный процесс заказа облегчает покупку.
- повышает безопасность в операционной, поскольку снижает риск контаминации при вскрытии и передаче стерильных изделий, способствуя профилактике инфекций.
- облегчает документирование используемых в операционной материалов, поскольку вся информация о комплекте содержится на одной этикетке.
- повышает прозрачность расходов, поскольку расчет расходов на одно лечение осуществляется быстрее и легче, чем в случае использования отдельных компонентов.

Kitrack® комплекты принадлежностей для операционной

Kitrack start

Область применения:

- предназначены для использования непосредственно в операционной

Свойства:

- поставляются немедленно
- без договорного периода
- стерильны и готовы к немедленному использованию
- сокращение затрат времени на подготовку к операции и послеоперационную обработку
- при покупке заказ совершается в одно действие
- сокращается длительность хранения на складе

Состав:

- базовая комплектация, включающая наиболее важные, готовые к применению одноразовые компоненты для соответствующей области специализации

Комплект для общей хирургии



Состав	Размер	Код	Кол-во в упаковке
1 Raucodrape покрытие на операционный стол	150 x 190 см	28 145	6
4 Raucodrape полотенца	30 x 40 см		
1 Sentinex хирургический халат из материала CMMC Standard	150 см		
1 Raucodrape чехол для столика Мейо Standard	80 x 145 см		
1 Sentinex хирургический халат из материала CMMC Standard	150 см		
1 Sentinex хирургический халат из материала CMMC Special	150 см		
1 одноразовый скальпель Рис. 21 ¹			
1 лоток синий ¹	250 мл		
5 Gazin марлевых шариков рентгеноконтрастных ¹	размер 6 особо большой		
10 Gazin марлевых шариков рентгеноконтрастных ¹	размер 4 с яйцо		
10 Gazin марлевых шариков для препарирования рентгеноконтрастных ¹	без размера 2		
10 Gazin марлевых салфеток рентгеноконтрастных 16-слойных ¹	10 x 10 см		
1 Raucodrape клеющаяся лента эластичная	9 x 50 см		
2 Raucodrape простыни с клеющимся краем 2-слойные Plus	75 x 90 см		
1 Raucodrape простыня с клеющимся краем 2-слойная Plus	175 x 180 см		
1 Raucodrape простыня с клеющимся краем 2-слойная Plus	150 x 250 см		

— клеющийся край

¹ компоненты в картонной коробке

Комплект для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава

Состав	Размер	Код	Кол-во в упаковке
1 Raucodrape покрытие на операционный стол	150 x 190 см	28 146	4
4 Raucodrape полотенца	30 x 40 см		
1 Sentinex хирургический халат из материала CMMC Standard	150 см		
1 Raucodrape чехол для столика Мейо Standard	80 x 145 см		
1 комплект для аспирации типа Yankauer CH 25 ¹	∅ 6 мм		
Карман для инструментов 1-камерный	38 x 40 см		
2 одноразовых скальпеля Figur 21 ¹			
1 лоток синий ¹	250 мл		
10 Gazin марлевых шариков рентгеноконтрастных ¹	размер 6 особо большой		
30 Gazin марлевых салфеток рентгеноконтрастных 16-слойных ¹	10 x 10 см		
2 Toptex lite лапаротомные салфетки рентгеноконтрастные зеленые 6-слойные ^{1, 2}	40 x 40 см		
1 Sentinex хирургический халат из материала CMMC Standard	150 см		
2 Sentinex хирургических халата из материала CMMC Special	150 см		
1 Raucodrape простыня с клеящимся краем 2-слойная	75 x 90 см		
1 Raucodrape ортопедический чулок	33 x 110 см		
с 2 клеящимися полосками из пленки	10 x 50 см		
1 Raucodrape операционная простыня 2-слойная	150 x 180 см		
2 Raucodrape эластичные клеящиеся полоски	9 x 50 см		
1 Raucodrape простыня с вырезом 2-слойная Plus	225 x 260 см		
Вырез	10 x 100 см		
1 Raucodrape простыня для анестезии 2-слойная Plus	225 x 270 см		

Комплект для операций на конечностях

Состав	Размер	Код	Кол-во в упаковке
1 Raucodrape покрытие на операционный стол	150 x 190 см	28 147	5
2 Raucodrape полотенца	30 x 40 см		
1 Sentinex хирургический халат из материала CMMC Standard	150 см		
1 Raucodrape чехол для столика Мейо Standard	80 x 145 см		
1 Sentinex хирургический халат из материала CMMC Special	150 см		
1 Raucodrape покрытие для камеры, вывернутое наизнанку ¹	13 x 250 см		
1 лоток синий ¹	250 мл		
3 Curapog повязки на рану ¹	5 x 7 см		
5 Gazin марлевых шариков рентгеноконтрастных ¹	размер 6 особо большой		
1 одноразовый скальпель Figur 11 ¹			
10 Gazin марлевых салфеток рентгеноконтрастных 16-слойных ¹	10 x 10 см		
1 Lenkelast бинт универсальный ¹	12 см x 5 м		
1 Raucodrape операционная простыня 2-слойная	150 x 180 см		
1 Raucodrape клеящаяся лента эластичная	9 x 50 см		
1 Raucodrape простыня для операций на конечностях 2-слойная Plus	225 x 320 см		

— клеящийся край

¹ компоненты в картонной коробке

² противопоказание: изделие не предназначено для использования при торакальной хирургии с применением аппарата искусственного кровообращения.

Kitrack® комплекты принадлежностей для операционной

Kitrack старт

Комплект с простыней с вырезом для операций на сосудах

Состав	Размер	Код	Кол-во в упаковке
1 Raucodrape покрытие на операционный стол	150 x 190 см	28 148	5
4 Raucodrape полотенца	30 x 40 см		
1 Sentinex хирургический халат из материала CMMC Standard	150 см		
1 Raucodrape чехол для столика Мейо Standard	80 x 145 см		
1 Sentinex хирургический халат из материала CMMC Standard	150 см		
1 лоток синий ¹	250 мл		
1 Curapor повязка на рану ¹	10 x 8 см		
5 Gazin марлевых шариков рентгеноконтрастных ¹	размер 6 особо большой		
10 Gazin марлевых шариков для препарирования рентгеноконтрастных ¹	размер 3 средний		
1 одноразовый скальпель Figur 10 ¹			
2 одноразовых скальпеля Figur 15 ¹			
30 Gazin марлевых салфеток рентгеноконтрастных 16-слойных ¹	10 x 10 см		
1 Raucodrape клеящаяся лента эластичная	9 x 50 см		
1 Raucodrape простыня с вырезом 2-слойная Plus	225 x 260 см		
Вырез	10 x 100 см		
1 Raucodrape простыня с клеящимся краем 2-слойная Plus	150 x 250 см		

Комплект для кесарева сечения

Состав	Размер	Код	Кол-во в упаковке
1 Raucodrape покрытие на операционный стол	150 x 190 см	28 149	4
4 Raucodrape полотенца	30 x 40 см		
1 Sentinex хирургический халат из материала CMMC Standard	150 см		
1 Raucodrape чехол для столика Мейо Standard	80 x 145 см		
1 комплект для аспирации типа Yankauer CH 25 ¹	∅ 6 мм		
1 одноразовый скальпель Figur 22 ¹			
1 лоток синий ¹	250 мл		
20 Gazin тампонов рентгеноконтрастных ¹	размер 6 особо большой		
10 Gazin марлевых салфеток рентгеноконтрастных 16-слойных ¹	10 x 10 см		
5 Torptex lite лапаротомных салфеток рентгеноконтрастных зеленых 4-слойных ^{1, 2}	40 x 40 см		
1 Sentinex хирургический халат из материала CMMC Standard	150 см		
1 Sentinex хирургический халат из материала CMMC Special	150 см		
1 Raucodrape клеящаяся лента эластичная	9 x 50 см		
1 Raucodrape простыня для новорожденного	90 x 100 см		
1 Raucodrape простыня для кесарева сечения со встроенными бахилами	260 x 310 см		

— клеящийся край

¹ компоненты в картонной коробке

² противопоказание: изделие не предназначено для использования при торакальной хирургии с применением аппарата искусственного кровообращения.

