

Мебель

Прикроватная тумба | Прикроватный столик

Обустройте больничную палату с помощью мебели компании Stryker

Мебель производства Stryker включает прикроватные тумбы, прикроватные тумбы со встроенными прикроватными столиками и отдельные прикроватные столики. Мебель доступна в различных цветах, что позволяет обеспечить ее сочетание с больничной кроватью и интерьером палаты.

Stryker предлагает не только больничную кровать SV2, но и возможность создания обустроенной современной больничной палаты.

Прикроватные тумбы



MAC-307-S

Технические характеристики

Вес	25 кг
Ширина	46 см
Длина	47 см
Высота	81 см

Характеристики изделия

- Современная тумба с одним выдвижным ящиком и дверцей
- Выдвижной ящик со съемным лотком из АБС-пластика
- Стальной корпус с алюминиевым профилем
- Столешница и передняя панель изготовлены из ламината высокого давления
- Колеса с перекрестной блокировкой для обеспечения прикроватные



MAC-308-S

Технические характеристики

Вес	29 кг
Ширина	46 см
Длина	47 см
Высота	81 см

Характеристики изделия

- Современная тумба с двумя выдвижными ящиками и полкой
- Выдвижной ящик со съемным лотком из АБС-пластика
- Стальной корпус с алюминиевым профилем
- Столешница и передняя панель изготовлены из ламината высокого давления
- Колеса с перекрестной блокировкой для обеспечения неподвижности



MAC-310

Технические характеристики

Вес	36,5 кг
Ширина	45 см
Длина	45,5 см
Высота	77 см

Характеристики изделия

- Комбинированный прикроватный столик с двумя выдвижными ящиками
- Выдвижной ящик со съемным лотком из АБС-пластика
- Стальной корпус с алюминиевым профилем
- Столешница и передняя панель изготовлены из ламината высокого давления
- Колеса с перекрестной блокировкой для обеспечения неподвижности

Прикроватные СТОЛИКИ



MOT-404


Технические характеристики

Вес	15 кг
Ширина	42 см
Длина	80 см
Высота	80–104 см

Характеристики изделия

- Прикроватный столик с фиксированной столешницей и U-образным основанием
- Столешница из АБС-пластика с бортиками для удерживания пролившейся жидкости
- Пневматическая пружина для регулировки высоты
- Колеса с двойной блокировкой для обеспечения неподвижности
- Доступен в стандартном сером цвете

Прикроватные тумбы и прикроватные столики доступны в 5 различных цветах:



MOT-406

Технические характеристики

Вес	17 кг
Ширина	70 см
Длина	77 см
Высота	80–105 см

Характеристики изделия

- Прикроватный столик с S-образным основанием и вращающейся столешницей с возможностью наклона в одну сторону
- Пневматическая пружина для регулировки высоты
- Колеса с двойной блокировкой для обеспечения неподвижности
- Серая или белая стойка
- Доступен в пяти различных цветах

Medical

Настоящий документ предназначен исключительно для работников здравоохранения.

При выборе определенных изделий для оказания помощи конкретному пациенту медицинский работник всегда должен опираться на собственный профессиональный опыт и знания. Компания Stryker не дает медицинских рекомендаций и советует работникам здравоохранения пройти обучение использованию любого медицинского изделия, прежде чем применять его в лечебной практике.

Информация, содержащаяся в данной брошюре, представлена с целью продемонстрировать ассортимент предлагаемой компанией Stryker продукции. Прежде чем приступать к использованию какого-либо изделия компании Stryker, медицинский работник должен изучить информацию, содержащуюся во вложенной инструкции, на этикетках изделия и/или в руководстве по эксплуатации.

Изделия могут быть доступны не во всех странах, так как наличие продукции в конкретной стране зависит от принятых там норм правового регулирования и лечебной практики. С вопросами о наличии продукции компании Stryker в вашем регионе обращайтесь к региональному представителю Stryker.

Корпорация Stryker, ее подразделения или другие аффилированные юридические лица владеют или пользуются следующими товарными знаками или знаками обслуживания либо подали заявку на их регистрацию: Stryker. Все прочие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам или держателям товарных знаков.

Изображенные здесь изделия имеют маркировку CE, присвоенную в соответствии с действующими нормами и директивами ЕС.

Данные материалы не предназначены для распространения за пределами ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).