





СОДЕРЖАНИЕ

ESTACORE® АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ.....	2
ESTACORE PRO® АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ.....	3
KATRAcore® АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ.....	4
VESCUt® АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ.....	5
MAXICORE-M® МНОГОРАЗОВЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ БИОПСИИ.....	6
MAXICORE-M® ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ.....	7
MAXICORE-U МНОГОРАЗОВЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ БИОПСИИ.....	8
MAXICORE-U® ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ.....	9
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ.....	10

ESTACORE® АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ

- ↳ Простое управление одной рукой с двухступенчатой активацией
- ↳ Эхогенная и атравматичная конструкция кончика иглы
- ↳ Выдвижение на 22 мм с выемкой на 17 мм
- ↳ Эргономичный и простой дизайн
- ↳ Канюля с маркировкой глубины
- ↳ Выбор из двух триггеров
- ↳ Опционально доступны коаксиальные иглы



Ref. No	Diameter (G)	Length (cm)	Coaxial Needle Length (cm)	With Coaxial Ref. No
GEC1410	14	10	5,5	GEC1410-X
GEC1415	14	15	10,5	GEC1415-X
GEC1420	14	20	15,5	GEC1420-X
GEC1610	16	10	5,5	GEC1610-X
GEC1615	16	15	10,5	GEC1615-X
GEC1620	16	20	15,5	GEC1620-X
GEC1810	18	10	5,5	GEC1810-X
GEC1815	18	15	10,5	GEC1815-X
GEC1820	18	20	15,5	GEC1820-X
GEC1825	18	25		
GEC1830	18	30		
GEC2010	20	10	5,5	GEC2010-X
GEC2015	20	15	10,5	GEC2015-X
GEC2020	20	20	15,5	GEC2020-X




ESTACORE PRO® АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ

- Простое управление одной рукой с двухступенчатой активацией
- Эхогенная и атравматичная конструкция кончика иглы
- **Глубина проникновения 22 мм* (выемка 17 мм) и 15 мм** (выемка 10 мм)**
- Эргономичный и простой дизайн
- Канюля с маркировкой глубины
- Выбор из двух триггеров (сверху и сзади)
- Опционально доступны коаксиальные иглы
- **Цветовой код**



Ref. No 22mm**	Ref. No 15mm**	Diameter (G)	Length (cm)	Coaxial Needle Length (cm) 22mm / 15mm	With Coaxial Ref. No: 22mm	With Coaxial Ref. No: 15mm
GEP1409	-	14	09	4,5 / 4	GEP1409-X	-
GEP1410	-	14	10	5,5 / 5	GEP1410-X	-
GEP1412	-	14	12	7,5 / 7	GEP1412-X	-
GEP1415	-	14	15	10,5 / 10	GEP1415-X	-
GEP1416	-	14	16	11,5 / 11	GEP1416-X	-
GEP1420	-	14	20	15,5 / 15	GEP1420-X	-
GEP1609	GEP1609-S	16	09	4,5 / 4	GEP1609-X	GEP1609S-X
GEP1610	GEP1610-S	16	10	5,5 / 5	GEP1610-X	GEP1610S-X
GEP1612	GEP1612-S	16	12	7,5 / 7	GEP1612-X	GEP1612S-X
GEP1615	GEP1615-S	16	15	10,5 / 10	GEP1615-X	GEP1615S-X
GEP1616	GEP1616-S	16	16	11,5 / 11	GEP1616-X	GEP1616S-X
GEP1620	GEP1620-S	16	20	15,5 / 15	GEP1620-X	GEP1620S-X
GEP1625	GEP1625-S	16	25	-	-	-
GEP1809	GEP1809-S	18	09	4,5 / 4	GEP1809-X	GEP1809S-X
GEP1810	GEP1810-S	18	10	5,5 / 5	GEP1810-X	GEP1810S-X
GEP1812	GEP1812-S	18	12	7,5 / 7	GEP1812-X	GEP1812S-X
GEP1815	GEP1815-S	18	15	10,5 / 10	GEP1815-X	GEP1815S-X
GEP1816	GEP1816-S	18	16	11,5 / 11	GEP1816-X	GEP1816S-X
GEP1820	GEP1820-S	18	20	15,5 / 15	GEP1820-X	GEP1820S-X
GEP1825	GEP1825-S	18	25	-	-	-
GEP1830	GEP1830-S	18	30	-	-	-
GEP2009	GEP2009-S	20	09	4,5 / 4	GEP2009-X	GEP2009S-X
GEP2010	GEP2010-S	20	10	5,5 / 5	GEP2010-X	GEP2010S-X
GEP2015	GEP2015-S	20	15	10,5 / 10	GEP2015-X	GEP2015S-X
GEP2020	GEP2020-S	20	20	15,5 / 15	GEP2020-X	GEP2020S-X



KATRACORE® АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ


- ↳ Простота и управление одной рукой с двухступенчатой постановкой на предохранитель
- ↳ Эхогенная и атравматичная конструкция кончика иглы
- ↳ Выдвижение на 25 мм с выемкой на 20 мм
- ↳ Эргономичный и простой дизайн
- ↳ Канюля с маркировкой глубины
- ↳ Опционально доступны коаксиальные иглы



Ref. No	Diameter (G)	Length (cm)	Coaxial Needle Length (cm)	With Coaxial Ref. No
GKR1410	14	10	5	GKR1410-X
GKR1415	14	15	10	GKR1415-X
GKR1420	14	20	15	GKR1420-X
GKR1610	16	10	5	GKR1610-X
GKR1615	16	15	10	GKR1615-X
GKR1620	16	20	15	GKR1620-X
GKR1810	18	10	5	GKR1810-X
GKR1815	18	15	10	GKR1815-X
GKR1820	18	20	15	GKR1820-X
GKR1825	18	25		
GKR1830	18	30		
GKR2010	20	10	5	GKR2010-X
GKR2015	20	15	10	GKR2015-X
GKR2020	20	20	15	GKR2020-X

VESCUT® АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ

- ↳ Выбор из двух триггеров
- ↳ Простое управление одной рукой с двухступенчатой активацией
- ↳ Автоматически активируемый предохранительный механизм
- ↳ Эхогенная и атравматичная конструкция кончика иглы
- ↳ Эргономичный и простой дизайн
- ↳ Канюля с маркировкой глубины
- ↳ Опционально доступны коаксиальные иглы
- ↳ Выдвижение на 25 мм с выемкой на 17 мм



Ref. No	Diameter (G)	Length (cm)	Coaxial Needle Length (cm)	With Coaxial Ref. No
GVS1410	14	10	5	GVS1410-X
GVS1415	14	15	10	GVS1415-X
GVS1420	14	20	15	GVS1420-X
GVS1610	16	10	5	GVS1610-X
GVS1615	16	15	10	GVS1615-X
GVS1620	16	20	15	GVS1620-X
GVS1810	18	10	5	GVS1810-X
GVS1815	18	15	10	GVS1815-X
GVS1820	18	20	15	GVS1820-X
GVS1825	18	25		
GVS1830	18	30		
GVS2010	20	10	5	GVS2010-X
GVS2015	20	15	10	GVS2015-X
GVS2020	20	20	15	GVS2020-X

MAXICORE-M® МНОГОРАЗОВЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ БИОПСИИ

- ↳ Легкий корпус
- ↳ Опция регулируемого отбора проб 15/22 мм
- ↳ Предохранительный механизм для предотвращения случайного срабатывания
- ↳ Можно стерилизовать ЭО и автоклавировать




Ref. No	Description
GBG-M	Maxicore-M Reusable Biopsy Gun



MAXICORE-M® ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ

- ↳ Эхогенный кончик иглы
- ↳ Выемка образца 17 мм
- ↳ Канюля с маркировкой глубины
- ↳ Цветовой код
- ↳ Совместимость с многоразовым биопсийным пистолетом Maxicore-M® и Многоразовым пистолетом Bard Magnum® (*)

(*) Bard Magnum® является торговой маркой Bard Inc.




Ref. No	Diameter (G)	Length (cm)
GPN1410-M	14	10
GPN1412-M	14	12
GPN1415-M	14	15
GPN1420-M	14	20
GPN1610-M	16	10
GPN1615-M	16	15
GPN1620-M	16	20
GPN1810-M	18	10
GPN1815-M	18	15
GPN1820-M	18	20
GPN1825-M	18	25
GPN1830-M	18	30

MAXICORE-U МНОГОРАЗОВЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ БИОПСИИ

- ↳ Легкий корпус
- ↳ Предохранительный механизм для предотвращения случайного срабатывания
- ↳ Два варианта триггеров
- ↳ Можно стерилизовать ЭО и автоклавировать




Ref. No	Description
GBG-U	Maxicore-U Reusable Biopsy Gun



MAXICORE-U® ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ

- ↳ Эхогенный кончик иглы
- ↳ Выемка образца 17 мм
- ↳ Канюля с маркировкой глубины
- ↳ Цветовой код
- ↳ Совместимость с многоразовым пистолетом для биопсии Maxicare-U® и Многоразовым пистолетом Pro-Mag Ultra® (*)


(*) Pro-Mag Ultra является торговой маркой Angiotech Inc.



Ref. No	Diameter (G)	Length (cm)
GPN1410-U	14	10
GPN1412-U	14	12
GPN1415-U	14	15
GPN1420-U	14	20
GPN1610-U	16	10
GPN1615-U	16	15
GPN1620-U	16	20
GPN1810-U	18	10
GPN1815-U	18	15
GPN1820-U	18	20
GPN1825-U	18	25
GPN1830-U	18	30

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ

- ↳ Эхогенная и атравматичная конструкция кончика иглы
- ↳ Легкая и удобная ручка
- ↳ Регулируемая выемка для образца: 10–20 мм
- ↳ Канюля с маркировкой глубины
- ↳ Цветовой код
- ↳ Опционально доступны коаксиальные иглы.



Ref. No	Diameter (G)	Length (cm)	Coaxial Needle Length (cm)	With Coaxial Ref. No
GSN1410	14	10	5,5	GSN1410-X
GSN1415	14	15	10,5	GSN1415-X
GSN1420	14	20	15,5	GSN1420-X
GSN1610	16	10	5,5	GSN1610-X
GSN1615	16	15	10,5	GSN1615-X
GSN1620	16	20	15,5	GSN1620-X
GSN1810	18	10	5,5	GSN1810-X
GSN1815	18	15	10,5	GSN1815-X
GSN1820	18	20	15,5	GSN1820-X
GSN1825	18	25		
GSN2010	20	10	5,5	GSN2010-X
GSN2015	20	15	10,5	GSN2015-X
GSN2020	20	20	15,5	GSN2020-X

NOTES

NOTES

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

Спасибо...