

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОСТУП. ЗАЩИТА КРАЕВ РАНЫ.¹




Протектор раны SurgiSleeve™

Обеспечьте ретракцию краев раны и помогите защитить их от контаминации с протектором раны SurgiSleeve™

МАКСИМИЗИРОВАННЫЙ ДОСТУП

Циркулярная эластичная ретракция увеличивает созданный доступ, обеспечивая лучшую визуализацию и защиту краев раны.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наружное синее кольцо легко скручивается, обеспечивая адаптацию протектора к различной толщине брюшной стенки.
- Прочный материал протектора SurgiSleeve™ для более надежной защиты.¹
- Эластичное внутреннее серое кольцо быстро устанавливается в разрез и легко извлекается по завершении операции.



КАТАЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОДЫ ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
WPXSM24	Устройство для защиты раны SurgiSleeve очень малого размера 2-4 см	5
WPSM256	Устройство для защиты раны SurgiSleeve малого размера 2.5-6 см	5
WPMD509	Устройство для защиты раны SurgiSleeve среднего размера 5-9 см	5
WPLG914	Устройство для защиты раны SurgiSleeve большого размера 9-14 см	5
WPLGR914	Устройство для защиты раны SurgiSleeve большого размера со стягивающим кольцом 9-14 см	5
WPXLGR1117	Устройство для защиты раны SurgiSleeve очень большого размера со стягивающим кольцом 11-17 см	5

Ссылки:

1. На основе внутреннего отчета - стендовых испытаний устойчивости различных материалов к проколам #2151-002. 9 февраля 2012.

Medtronic



Для связи с нами, пожалуйста, пройдите по ссылке medtronic.eu/product-catalog

© 2017 Medtronic. Все права зарегистрированы компанией Medtronic. Логотип Medtronic и Further, Together торговые марки Medtronic. Все остальные бренды являются торговыми марками Medtronic.

www.medtronic.com
ООО "Медтроник"
123112, Москва,
Пресненская набережная, д. 10
Тел.: +7(495)580-73-77
Факс: +7(495)580-73-78
E-mail: info.russia@medtronic.ru

Используйте приложение для сканирования