



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**  
от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

На медицинское изделие

**Система мониторинга физиологических показателей BeneVision N1  
с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР,  
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Mindray Building,  
Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057,  
P.R. of China

Производитель

"Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР,  
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Mindray Building,  
Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057,  
P.R. of China

Место производства медицинского изделия

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Mindray Building,  
Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057,  
P.R. of China

Номер регистрационного досье № РД-31613/11763 от 27.02.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 26.60.12.129

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 36 листах

приказом Росздравнадзора от 23 декабря 2020 года № 12238  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.  
**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

A.B. Самойлова



0054519

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 1

**На медицинское изделие**

**Система мониторинга физиологических показателей BeneVision N1**  
с принадлежностями, варианты исполнения:

1. Блок основной BeneVision N1 с принадлежностями, вариант исполнения:  
N1, Mindray SpO<sub>2</sub>, в составе:
  1. Основной блок N1; Mindray SpO<sub>2</sub> - 1 шт.
  2. Руководство пользователя - не более 10 шт.
  3. Кабель питания - не более 10 шт.
  4. Адаптер переменного тока, модель FSP030-RCAM-G - не более 5 шт.
  5. Док-станция, модель DOCK - не более 5 шт. (при необходимости).
  6. Кабель для подключения док-станции к BeneVision N1, 10 м, артикул 009-006594-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
  7. Адаптер CO<sub>2</sub>, модель GA350I - не более 10 шт. (при необходимости).
  8. Рукоятка для подключения модуля, модель Rack - не более 5 шт. (при необходимости).
  9. Транспортная док-станция, модель DOCK-T - не более 5 шт. (при необходимости).
  10. Аккумулятор, модель E121003A - 1 шт. (при необходимости).
  11. Рукоятка, модель HANDLE-T, не более 5 шт. (при необходимости).
  12. Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
  13. Модуль PiCCO, модель PiCCO - не более 5 шт. (при необходимости).
  14. Модуль капнографии в основном потоке, модель CO2-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
  15. Модуль холтерометрия Microstream, модель CO2-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
  16. Модуль капнографии кислорода, модель CO2-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
  17. Модуль капнографии в боковом потоке, модель CO2-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
  18. Электрод ЭКГ взрослый, модель 31499224 - не более 1000 шт. (при необходимости).
  19. Электрод ЭКГ детский, модель 2245-50 - не более 1000 шт. (при необходимости).
  20. Электрод ЭКГ новорожденный, модель Н124SG - не более 1000 шт. (при необходимости).
  21. 3 отведения ЭКГ новорожденные, негернированные с электродами, рентгенопрозрачные, модель 1050NPSM - не более 1000 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079013

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 2

22. Электрод ЭКГ, взрослый, модель SF06 - не более 1000 шт. (при необходимости).  
23. Электрод ЭКГ, детский/неонатальный, модель SF07 - не более 1000 шт. (при необходимости).  
24. Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201 - не более 30 шт. (при необходимости).  
25. Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202 - не более 30 шт. (при необходимости).  
26. Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204 - не более 30 шт. (при необходимости).  
27. Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от электрохирургии, модель EV6211 - не более 30 шт. (при необходимости).  
28. Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, DIN, модель EV6222 - не более 30 шт. (при необходимости).  
29. Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A - не более 30 шт. (при необходимости).  
30. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6304A - не более 30 шт. (при необходимости).  
31. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B - не более 30 шт. (при необходимости).  
32. Провод ЭКГ на 3 отведения, детский/неонатальный, тип защелка, одноразовый, модель EL6312B - не более 200 шт. (при необходимости).  
33. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6504A - не более 30 шт. (при необходимости).  
34. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B - не более 30 шт. (при необходимости).  
35. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A - не более 30 шт. (при необходимости).  
36. Провод ЭКГ на 12 отведений, трудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A - не более 30 шт. (при необходимости).  
37. Кабель SpO<sub>2</sub>, модель 562A - не более 30 шт. (при необходимости).  
38. Датчик SpO<sub>2</sub> взрослый, многоразовый, напалечный, модель 512F - не более 30 шт. (при необходимости).  
39. Датчик SpO<sub>2</sub> детский, многоразовый, напалечный, модель 512H - не более 30 шт. (при необходимости).  
40. Датчик SpO<sub>2</sub> взрослый, многоразовый, напалечный, мягкий, модель 512E - не более 30 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0079014

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

**Лист 3**

41. Датчик SpO<sub>2</sub> детский, многоразовый, наплечный, мягкий, модель 512G - не более 30 шт. (при необходимости).
42. Датчик SpO<sub>2</sub> взрослый/детский/неонатальный, многоразовый, модель 513B - не более 30 шт. (при необходимости).
43. Датчик SpO<sub>2</sub>, многоразовый, ушной, модель 513A - не более 30 шт. (при необходимости).
44. Трубка НИАД взрослая/детская, многоразовая, модель СМ1903 - не более 30 шт. (при необходимости).
45. Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель СМ1901 - не более 30 шт. (при необходимости).
46. Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором, модель СМ1200 - не более 100 шт. (при необходимости).
47. Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель СМ1301 - не более 100 шт. (при необходимости).
48. Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель СМ1202 - не более 100 шт. (при необходимости).
49. Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель СМ1203 - не более 100 шт. (при необходимости).
50. Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель СМ1204 - не более 100 шт. (при необходимости).
51. Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель СМ1205 - не более 100 шт. (при необходимости).
52. Манжета многоразовая, бескамерная, неонатальная, с коннектором, модель СМ1300 - не более 100 шт. (при необходимости).
53. Манжета многоразовая, бескамерная, детская маленькая, с коннектором, модель СМ1301 - не более 100 шт. (при необходимости).
54. Манжета многоразовая, бескамерная, детская, с коннектором, модель СМ1302 - не более 100 шт. (при необходимости).
55. Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая, с коннектором, модель СМ1303 - не более 100 шт. (при необходимости).
56. Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая большая, с коннектором, модель СМ1304 - не более 100 шт. (при необходимости).
57. Манжета многоразовая, бескамерная, набедренная, с коннектором, модель СМ1305 - не более 100 шт. (при необходимости).
58. Манжета многоразовая, бескамерная, удлиненная, взрослая, с коннектором, модель СМ1306 - не более 100 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А. В. Самойлова

0079015

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 4

59. **Манжета одноразовая, взрослая, модель CM1503 - не более 200 шт.**  
(при необходимости).
60. **Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500A - не более 600 шт.**  
(при необходимости).
61. **Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500B - не более 600 шт.**  
(при необходимости).
62. **Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C - не более 600 шт.**  
(при необходимости).
63. **Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500D - не более 600 шт.**  
(при необходимости).
64. Адаптер для кабеля температуры, модель MR420B - не более 10 шт.  
(при необходимости).
65. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагальный/ректальный, модель MR401B - не более 10 шт. (при необходимости).
66. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B - не более 10 шт. (при необходимости).
67. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагальный/ректальный, модель MR402B - не более 10 шт. (при необходимости).
68. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B - не более 10 шт. (при необходимости).
69. Датчик температуры, одноразовый, эзофагальный/ректальный, модель MR411 - не более 200 шт. (при необходимости).
70. Датчик температуры, одноразовый, накожный, модель MR412 - не более 200 шт.  
(при необходимости).
71. Кабель PiCCO, модель CO7701 - не более 10 шт. (при необходимости).
72. Кабель датчика температуры для PiCCO, модель PC80105 - не более 10 шт.  
(при необходимости).
73. PULSIOSATN 5F термодилюционный катетер длина 20 см: PV2015L20N, производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 шт. (при необходимости).
74. PULSIOSATN 3F термодилюционный катетер длина 7 см: PV2013L07N, производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 шт. (при необходимости).
75. Кабель ИАД типа "Y" для PiCCO, модель IM2203 - не более 10 шт.  
(при необходимости).
76. Кабель АД/ЦВД для PiCCO, модель IM2212 - не более 10 шт. (при необходимости).
- Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 5

77. Трансдьюсерная система для гемодинамического мониторинга PiCCO; PV8215, производство "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 наборов (при необходимости), в составе:
- 77.1. Датчик давления - 1 шт.
  - 77.2. Адаптер для датчика температуры инъекции - 1 шт.
  - 77.3. Заглушка - 3 шт.
78. Крепление для принадлежностей PiCCO, модель РМК-37 - не более 10 шт. (при необходимости).
79. Ремешок для фиксации кабели, модель 6934 - не более 200 шт. (при необходимости).
80. Влагосборник, взрослый/детский, артикул 100-000080-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
81. Влагосборник, неонатальный, артикул 100-000081-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
82. Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
83. Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
84. Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000 - не более 200 шт. (при необходимости).
85. Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100 - не более 200 шт. (при необходимости).
86. Карбональная назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200 - не более 200 шт. (при необходимости).
87. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
88. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, артикул 040-001187-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
89. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, угловой, модель 60-14200-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
90. Линия забора пробы газа FilterLine, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620 - не более 200 шт. (при необходимости).
91. Линия забора пробы газа FilterLine H, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624 - не более 200 шт. (при необходимости).
92. Линия забора пробы газа FilterLine H, детская/неонатальная с адаптером, модель 6324 - не более 200 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0079017

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 6

93. Линия забора пробы газа назальная CapnoLine Н, детская/неонатальная, модель 8179 - не более 200 шт. (при необходимости).  
94. Линия забора пробы газа назальная CapnoLine Н О<sub>2</sub>, взрослая, модель 008180 - не более 200 шт. (при необходимости).  
95. Линия забора пробы газа назальная CapnoLine Н О<sub>2</sub>, детская, модель 008181 - не более 200 шт. (при необходимости).  
96. Линия забора пробы газа назальная NV-Line, взрослая, модель 008174 - не более 200 шт. (при необходимости).  
97. Линия забора пробы газа назальная NV-Line, детская, модель 008175 - не более 200 шт. (при необходимости).  
98. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063 - не более 200 шт. (при необходимости).  
99. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, одноразовый, модель 6312 - не более 200 шт. (при необходимости).  
100. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, многоразовый, модель 7007 - не более 30 шт. (при необходимости).  
101. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, многоразовый, модель 7053 - не более 30 шт. (при необходимости).  
102. Крепление для датчика СО<sub>2</sub>, модель 8751 - не более 200 шт. (при необходимости).  
103. Датчик СО<sub>2</sub> с кабелем, модель 1036698 - не более 30 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Кабель аналогового сигнала, артикул 009-005391-00 - не более 5 шт.
2. Штатив напольный, модель RS-adapter-A - не более 5 шт.
3. Настенное крепление, модель WM-adapter-A - не более 5 шт.
4. Стойка для крепления к BeneView, модель Clamp-POST-B - не более 5 шт.
5. Настенное крепление для основного дисплея, модель MND-0008-04 - не более 5 шт.
6. Зажим фиксирующий для крепления к BeneView, модель Clamp-B - не более 5 шт.
7. Крючок для крепления рукоятки, модель НООК-С - не более 5 шт.
8. Крючок для крепления, модель НООК-Д - не более 5 шт.

II. Блок основной BeneView N1c с принадлежностями, вариант исполнения:

N1, Mindray SpO<sub>2</sub>, ИАД, а состав:

1. Основной блок N1, Mindray SpO<sub>2</sub>, ИАД - 1 шт.
2. Руководство пользователя - не более 10 шт.
3. Кабель питания - не более 10 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0079018

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 7

4. Адаптер переменного тока, модель FSP030-RCAM-G - не более 5 шт.
5. Док-станция, модель Dock - не более 5 шт. (при необходимости).
6. Кабель для подключения док-станций к BeneVision N, 10 м, артикул 009-006594-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
7. Адаптер CO<sub>2</sub>, модель GA3501 - не более 10 шт. (при необходимости).
8. Рукоятка для подключения модуля, модель Rack T - не более 5 шт. (при необходимости).
9. Транспортная док-станция, модель DOCK-T - не более 5 шт. (при необходимости).
10. Аккумулятор, модель L1121003A - 1 шт. (при необходимости).
11. Рукоятка, модель HANDLE-T - не более 5 шт. (при необходимости).
12. Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
13. Модуль PiCCO, модель PiCCO - не более 5 шт. (при необходимости).
14. Модуль капнографии в основном потоке, модель CO2-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
15. Модуль капнографии Microstream, модель CO2-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Модуль капнографии кислорода, модель CO2-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
17. Модуль капнографии в боковом потоке, модель CO2-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
18. Электрод ЭКГ, модель 31499224, взрослый - не более 1000 шт. (при необходимости).
19. Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50 - не более 1000 шт. (при необходимости).
20. Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H124SG - не более 1000 шт. (при необходимости).
21. 3 отведения ЭКГ, неонатальные, интегрированные с электродами, рентгенопрозрачные, модель 1050NPSM - не более 1000 шт. (при необходимости).
22. Электрод ЭКГ, взрослый, модель SF06 - не более 1000 шт. (при необходимости).
23. Электрод ЭКГ, детский/неонатальный, модель SF07 - не более 1000 шт. (при необходимости).
24. Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201 - не более 30 шт. (при необходимости).
25. Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель FV6202 - не более 30 шт. (при необходимости).
26. Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079019

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 8

- от дефибрилляции, модель EV6204 - не более 30 шт. (при необходимости).  
27. Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от электрорганики, модель EV6211 - не более 30 шт. (при необходимости).  
28. Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, DIN, модель EV6222 - не более 30 шт. (при необходимости).  
29. Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A - не более 30 шт. (при необходимости).  
30. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6304A - не более 30 шт. (при необходимости).  
31. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B - не более 30 шт. (при необходимости).  
32. Провод ЭКГ на 3 отведения, детский/неонатальный, тип защелка одноразовый, модель EL6312B - не более 200 шт. (при необходимости).  
33. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6504A - не более 30 шт. (при необходимости).  
34. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B - не более 30 шт. (при необходимости).  
35. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A - не более 30 шт. (при необходимости).  
36. Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A - не более 30 шт. (при необходимости).  
37. Кабель SpO<sub>2</sub>, модель 562A - не более 30 шт. (при необходимости).  
38. Датчик SpO<sub>2</sub> взрослый, многоразовый, напалечный, модель 512F - не более 30 шт. (при необходимости).  
39. Датчик SpO<sub>2</sub> детский, многоразовый, напалечный, модель 512H - не более 30 шт. (при необходимости).  
40. Датчик SpO<sub>2</sub> взрослый, многоразовый, напалечный, мягкий, модель 512E - не более 30 шт. (при необходимости).  
41. Датчик SpO<sub>2</sub> детский, многоразовый, напалечный, мягкий, модель 512G - не более 30 шт. (при необходимости).  
42. Датчик SpO<sub>2</sub> взрослый/детский/неонатальный, многоразовый, модель 518B - не более 30 шт. (при необходимости).  
43. Датчик SpO<sub>2</sub> многоразовый, ушной, модель 513A - не более 30 шт. (при необходимости).  
44. Трубка НИАД взрослая/детская, многоразовая, модель СМ1903 - не более 30 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А. В. Самойлова



0079020

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 9

(при необходимости).

45. Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель СМ1901 - не более 30 шт.  
(при необходимости).

46. Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором,  
модель СМ1200 - не более 100 шт. (при необходимости).

47. Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором,  
модель СМ1201 - не более 100 шт. (при необходимости).

48. Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель СМ1202 - не более 100 шт.  
(при необходимости).

49. Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором,  
модель СМ1203 - не более 100 шт. (при необходимости).

50. Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором,  
модель СМ1204 - не более 100 шт. (при необходимости).

51. Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором,  
модель СМ1205 - не более 100 шт. (при необходимости).

52. Манжета многоразовая, бескамерная, неонатальная, с коннектором,  
модель СМ1300 - не более 100 шт. (при необходимости).

53. Манжета многоразовая, бескамерная, детская маленькая, с коннектором,  
модель СМ1301 - не более 100 шт. (при необходимости).

54. Манжета многоразовая, бескамерная, детская, с коннектором,  
модель СМ1302 - не более 100 шт. (при необходимости).

55. Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая, с коннектором,  
модель СМ1303 - не более 100 шт. (при необходимости).

56. Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая большая, с коннектором,  
модель СМ1304 - не более 100 шт. (при необходимости).

57. Манжета многоразовая, бескамерная, набедренная, с коннектором,  
модель СМ1305 - не более 100 шт. (при необходимости).

58. Манжета многоразовая, бескамерная, удлиненная, взрослая, с коннектором,  
модель СМ1306 - не более 100 шт. (при необходимости).

59. Манжета одноразовая, взрослая, модель СМ1503 - не более 200 шт.  
(при необходимости).

60. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500A - не более 600 шт.  
(при необходимости).

61. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500B - не более 600 шт.  
(при необходимости).

62. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500C - не более 600 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079021

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 10

(при необходимости).

63. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500D - не более 600 шт.  
(при необходимости).
64. Адаптер для кабеля температуры, модель MR420B - не более 10 шт.  
(при необходимости).
65. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B - не более 10 шт. (при необходимости).
66. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B - не более 10 шт. (при необходимости).
67. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагальный/ректальный, модель MR402B - не более 10 шт. (при необходимости).
68. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B - не более 10 шт. (при необходимости).
69. Датчик температуры, одноразовый, эзофагеальный/ректальный, модель MR411 - не более 200 шт. (при необходимости).
70. Датчик температуры, одноразовый, накожный, модель MR412 - не более 200 шт. (при необходимости).
71. Кабель нивязывного давления, модель IM2202 - не более 30 шт.  
(при необходимости).
72. Датчики стерильные одноразовые для мониторинга кровяного давления, Meritans DTX Plus DI-XX, производства "Merit Медикал Сингапур Пte.Лтд.", Сингапур, РУ № ФСЗ 2010/07799 - не более 600 шт. (при необходимости).
73. Кабель нивязывного давления, модель IM2201 - не более 30 шт.  
(при необходимости).
74. Кабель нивязывного давления, модель IM2211 - не более 30 шт.  
(при необходимости).
75. Кабель нивязывного давления, модель IM2207 - не более 30 шт.  
(при необходимости).
76. Кабель ИАД У-типа, модель IM2204 - не более 30 шт. (при необходимости).
77. Кабель ВЧД, модель CR12601 - не более 10 шт. (при необходимости).
78. Кабель PiCCO, модель СО7701 - не более 10 шт. (при необходимости).
79. Кабель датчика температуры для PiCCO, модель PC80105 - не более 10 шт.  
(при необходимости).
80. PULSIOSATII-SF термодилюционный катетер длина 20 см, PV2015L20N, производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0079022

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 11

81. PULSIOCATH 3F термодилюционный катетер длина 7 см: PV2013L07N, производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 шт. (при необходимости).
82. Кабель ИАД типа "Y" для PiCCO, модель IM2203 - не более 10 шт. (при необходимости).
83. Кабель АД ЦВД для PiCCO, модель IM2212 - не более 10 шт. (при необходимости).
84. Трансдьюсерная система для гемодинамического мониторинга PiCCO: PV8215, производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 наборов (при необходимости), в составе:
- 84.1. Датчик давления - 1 шт.
- 84.2. Адаптер для датчика температуры инъекции - 1 шт.
- 84.3. Заглушка - 3 шт.
85. Крепление для принадлежностей PiCCO, модель РМК-37 - не более 10 шт. (при необходимости).
86. Ремешок для фиксации кабеля, модель 6934 - не более 200 шт. (при необходимости).
87. Влагооборонка взрослый/детский, артикул 100-000080-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
88. Влагооборонка, неонатальный, артикул 100-000081-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
89. Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
90. Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
91. Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000 - не более 200 шт. (при необходимости).
92. Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100 - не более 200 шт. (при необходимости).
93. Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200 - не более 200 шт. (при необходимости).
94. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
95. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, артикул 040-061187-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
96. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, угловой, модель 60-14200-00 - не более 200 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079023

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 12

97. Линия забора пробы газа FilterLine, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620 - не более 200 шт. (при необходимости).
98. Линия забора пробы газа FilterLine Н, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624 - не более 200 шт. (при необходимости).
99. Линия забора пробы газа FilterLine Н, детская/неонатальная с адаптером, модель 6324 - не более 200 шт. (при необходимости).
100. Линия забора пробы газа назальная CapnoLine Н, детская/неонатальная, модель 8179 - не более 200 шт. (при необходимости).
101. Линия забора пробы газа назальная CapnoLine Н<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, взрослая, модель 008180 - не более 200 шт. (при необходимости).
102. Линия забора пробы газа назальная CapnoLine Н<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, детская, модель 008181 - не более 200 шт. (при необходимости).
103. Линия забора пробы газа назальная NIV-Line, взрослая, модель 008174 - не более 200 шт. (при необходимости).
104. Линия забора пробы газа назальная NGU-Line, детская, модель 008175 - не более 200 шт. (при необходимости).
105. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063 - не более 200 шт. (при необходимости).
106. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, одноразовый, модель 6312 - не более 200 шт. (при необходимости).
107. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, многоразовый, модель 7007 - не более 30 шт. (при необходимости).
108. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, многоразовый, модель 7053 - не более 30 шт. (при необходимости).
109. Крепление для датчика СО<sub>2</sub>, модель 8751 - не более 200 шт. (при необходимости).
110. Датчик СО<sub>2</sub> с кабелем, модель 1036698 - не более 30 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Кабель аналогового сигнала, артикул 009-005391-00 - не более 5 шт.
2. Штатив напольный, модель RS-adapter-A - не более 5 шт.
3. Настенное крепление, модель WM-adapter-A - не более 5 шт.
4. Стойка для крепления к BeneView, модель Clamp-POST-B - не более 5 шт.
5. Настенное крепление для вспомогательного дисплея, модель MND-0068-04 - не более 5 шт.
6. Зажим фиксирующий для креплений к BeneView, модель Clamp-B - не более 5 шт.
7. Крючок для крепления рукоятки, модель НООК-C - не более 5 шт.
8. Крючок для крепления, модель НООК-D - не более 5 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079024

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 13

- III. Блок основной BeneVision N1c принадлежностями, вариант исполнения:  
N1: Mindray SpO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, ИАД, в составе:
1. Основной блок N1, Mindray SpO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, ИАД - 1 шт.
  2. Руководство пользователя - не более 10 шт.
  3. Кабель питания - не более 10 шт.
  4. Адаптер переменного тока, модель FSP030-RCAM-G - не более 5 шт.
  5. Док-станция, модель Dock - не более 5 шт. (при необходимости).
  6. Кабель для подключения док-станции к BeneVision N10 и артикул 009-006594-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
  7. Адаптер CO<sub>2</sub>, модель GL3501 - не более 10 шт. (при необходимости).
  8. Рукоятка для подключения модуля, модель Rack - не более 5 шт. (при необходимости).
  9. Транспортная док-станция, модель DOCK-T - не более 5 шт. (при необходимости).
  10. Аккумулятор, модель LP21003A - 1 шт. (при необходимости).
  11. Рукоятка, модель HANDLE-T - не более 5 шт. (при необходимости).
  12. Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
  13. Модуль RiCCO, модель RiCCO - не более 5 шт. (при необходимости).
  14. Модуль калиметрии в основном потоке, модель CO2-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
  15. Модуль калиметрии Microstream, модель CO2-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
  16. Модуль калиметрии кислорода, модель CO2-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
  17. Модуль калиметрии в боковом потоке, модель CO2-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
  18. Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224 - не более 1000 шт. (при необходимости).
  19. Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50 - не более 1000 шт. (при необходимости).
  20. Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H124SG - не более 1000 шт. (при необходимости).
  21. 3 отведения ЭКГ, неонатальные, интегрированные с электродами, рентгенопрозрачные, модель 1050MPSM - не более 1000 шт. (при необходимости).
  22. Электрод ЭКГ, взрослый, модель SF06 - не более 1000 шт. (при необходимости).
  23. Электрод ЭКГ, детский/неонатальный, модель SF07 - не более 1000 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079025

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 14

24. Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201 - не более 30 шт. (при необходимости).
25. Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, Модель EV6202 - не более 30 шт. (при необходимости).
26. Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204 - не более 30 шт. (при необходимости).
27. Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от электрохирургии, модель EV6211 - не более 30 шт. (при необходимости).
28. Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, DIN, модель EV6222 - не более 30 шт. (при необходимости).
29. Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A - не более 30 шт. (при необходимости).
30. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6304A - не более 30 шт. (при необходимости).
31. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B - не более 30 шт. (при необходимости).
32. Провод ЭКГ на 3 отведения, детский/неонатальный, тип защелка одноразовый, модель EL6312B - не более 200 шт. (при необходимости).
33. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6504A - не более 30 шт. (при необходимости).
34. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B - не более 30 шт. (при необходимости).
35. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A - не более 30 шт. (при необходимости).
36. Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A - не более 30 шт. (при необходимости).
37. Кабель SpO<sub>2</sub>, модель 562A - не более 30 шт. (при необходимости).
38. Датчик SpO<sub>2</sub> взрослый, многоразовый, напалечный, модель 512F - не более 30 шт. (при необходимости).
39. Датчик SpO<sub>2</sub> детский, многоразовый, напалечный, модель 512H - не более 30 шт. (при необходимости).
40. Датчик SpO<sub>2</sub> взрослый, многоразовый, напалечный, мягкий, модель 512E - не более 30 шт. (при необходимости).
41. Датчик SpO<sub>2</sub> детский, многоразовый, напалечный, мягкий, модель 512G - не более 30 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0079026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 15

42. Датчик SpO<sub>2</sub>, взрослый/детский/неонатальный, многоразовый, модель 518В - не более 30 шт. (при необходимости).
43. Датчик SpO<sub>2</sub>, многоразовый, ушной, модель 513А - не более 30 шт. (при необходимости).
44. Трубка НИАД взрослая/детская, многоразовая, модель СМ1903 - не более 30 шт. (при необходимости).
45. Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель СМ1901 - не более 30 шт. (при необходимости).
46. Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором, модель СМ1200 - не более 100 шт. (при необходимости).
47. Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель СМ1201 - не более 100 шт. (при необходимости).
48. Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель СМ1202 - не более 100 шт. (при необходимости).
49. Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель СМ1203 - не более 100 шт. (при необходимости).
50. Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель СМ1204 - не более 100 шт. (при необходимости).
51. Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель СМ1205 - не более 100 шт. (при необходимости).
52. Манжета многоразовая, бескамерная, неонатальная, с коннектором, модель СМ1300 - не более 100 шт. (при необходимости).
53. Манжета многоразовая, бескамерная, детская маленькая, с коннектором, модель СМ1301 - не более 100 шт. (при необходимости).
54. Манжета многоразовая, бескамерная, детская, с коннектором, модель СМ1302 - не более 100 шт. (при необходимости).
55. Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая, с коннектором, модель СМ1303 - не более 100 шт. (при необходимости).
56. Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая большая, с коннектором, модель СМ1304 - не более 100 шт. (при необходимости).
57. Манжета многоразовая, бескамерная, набедренная, с коннектором, модель СМ1305 - не более 100 шт. (при необходимости).
58. Манжета многоразовая, бескамерная, удлиненная, взрослая, с коннектором, модель СМ1306 - не более 100 шт. (при необходимости).
59. Манжета одноразовая, взрослая, модель СМ1503 - не более 200 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.Н. Самойлова



0079027

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 16

60. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500А - не более 600 шт.  
(при необходимости).
61. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500В - не более 600 шт.  
(при необходимости).
62. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500С - не более 600 шт.  
(при необходимости).
63. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500D - не более 600 шт.  
(при необходимости).
64. Адаптер для кабеля температуры, модель MR420B - не более 10 шт.  
(при необходимости).
65. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный,  
модель MR401B - не более 10 шт. (при необходимости).
66. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный,  
модель MR403B - не более 10 шт. (при необходимости).
67. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный,  
эзофагеальный/ректальный, модель MR402B - не более 10 шт. (при необходимости).
68. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный,  
модель MR404B - не более 10 шт. (при необходимости).
69. Датчик температуры, одноразовый, эзофагеальный/ректальный,  
модель MR411 - не более 200 шт. (при необходимости).
70. Датчик температуры, одноразовый, накожный, модель MR412 - не более 200 шт.  
(при необходимости).
71. Кабель инвазивного давления, модель IM2202 - не более 30 шт.  
(при необходимости).
72. Датчики стерильные одноразовые для мониторинга кровяного давления,  
Meritran DTX Plus DT-XK, производства "Мерит Медикал Сингапур Пte Ltд".  
Сингапур. РУ № ФСЗ 2010/07799 - не более 600 шт. (при необходимости).
73. Кабель инвазивного давления, модель IM2201 - не более 30 шт.  
(при необходимости).
74. Кабель инвазивного давления, модель IM2211 - не более 30 шт.  
(при необходимости).
75. Кабель инвазивного давления, модель IM2207 - не более 30 шт.  
(при необходимости).
76. Кабель ИАД У-типа, модель IM2204 - не более 30 шт. (при необходимости).
77. Кабель ВЧД, модель СР12601 - не более 10 шт. (при необходимости).
78. Кабель РиССО, модель СО7701 - не более 10 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079028

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 17

79. Кабель датчика температуры для PiCCO, модель PC80105 - не более 10 шт. (при необходимости).
80. PULSIOTATH 5F термодилюционный катетер длина 20 см: PV2015L20N, производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 шт. (при необходимости).
81. PULSIOTATH 3F термодилюционный катетер длина 7 см: PV2013L07N, производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 шт. (при необходимости).
82. Кабель ИАД типа "Y" для PiCCO, модель IM2203 - не более 10 шт. (при необходимости).
83. Кабель АД/ПВД для PiCCO, модель IM2212 - не более 10 шт. (при необходимости).
84. Трансдьюсерная система для гемодинамического мониторинга PiCCO: PV8215, производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 наборов (при необходимости), в составе:
- 84.1. Датчик давления - 1 шт.
- 84.2. Адаптер для датчика температуры инъекции - 1 шт.
- 84.3. Заглушка - 3 шт.
85. Крепление для принадлежностей PiCCO, модель РМК-37 - не более 10 шт. (при необходимости).
86. Ремешок для фиксации кабеля, модель 6934 - не более 200 шт. (при необходимости).
87. Влагосборник, взрослый/детский, артикул 100-000080-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
88. Влагосборник, неонатальный, артикул 100-000081-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
89. Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
90. Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
91. Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000 - не более 200 шт. (при необходимости).
92. Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100 - не более 200 шт. (при необходимости).
93. Канюля взрывная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200 - не более 200 шт. (при необходимости).
94. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой.

Руководитель, Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0079029

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 18

- модель 60-14100-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
95. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, артикул 040-001187-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
96. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, угловой, модель 60-14200-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
97. Линия забора пробы газа FilterLine, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620 - не более 200 шт. (при необходимости).
98. Линия забора пробы газа FilterLine H, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624 - не более 200 шт. (при необходимости).
99. Линия забора пробы газа FilterLine H, детская/неонатальная с адаптером, модель 6324 - не более 200 шт. (при необходимости).
100. Линия забора пробы газа назальная CapnoLine H, детская/неонатальная, модель 8179 - не более 200 шт. (при необходимости).
101. Линия забора пробы газа назальная CapnoLine H O<sub>2</sub>, взрослая, модель 008180 - не более 200 шт. (при необходимости).
102. Линия забора пробы газа назальная CapnoLine H O<sub>2</sub>, детская, модель 008181 - не более 200 шт. (при необходимости).
103. Линия забора пробы газа назальная NIV-Line, взрослая, модель 008174 - не более 200 шт. (при необходимости).
104. Линия забора пробы газа назальная NIV-Line, детская, модель 008175 - не более 200 шт. (при необходимости).
105. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063 - не более 200 шт. (при необходимости).
106. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, одноразовый, модель 6312 - не более 200 шт. (при необходимости).
107. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, многоразовый, модель 7007 - не более 30 шт. (при необходимости).
108. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, многоразовый, модель 7053 - не более 30 шт. (при необходимости).
109. Крепление для датчика CO<sub>2</sub>, модель 8751 - не более 200 шт. (при необходимости).
110. Датчик CO<sub>2</sub> с кабелем, модель 1036698 - не более 30 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:
- 1.1. Кабель аналогового сигнала, артикул 009-005391-00 - не более 5 шт.
- 1.2. Штутгат маленький, модель RS-adapter-A - не более 5 шт.
- 1.3. Настенное крепление, модель WM-adapter-A - не более 5 шт.
- 1.4. Стойка для крепления к BeneView, модель Clamp-POST-B - не более 5 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079030

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН-2020/13008

Лист 19

- 1.5. Настенное крепление для вспомогательного дисплея, модель MND-0008-04 - не более 5 шт.
- 1.6. Зажим фиксирующий для крепления к BeneView, модель Clamp-B - не более 5 шт.
- 1.7. Крючок для крепления рукоятки, модель HOOK-C - не более 5 шт.
- 1.8. Крючок для крепления, модель HOOK-D - не более 5 шт.
- IV. Блок основной BeneVision N1c с принадлежностями, вариант исполнения:  
N1, Nelleor SpO<sub>2</sub>, в составе:
1. Основной блок N1, Nelleor SpO<sub>2</sub> - 1 шт.
  2. Руководство пользователя - не более 10 шт.
  3. Кабель питания - не более 10 шт.
  4. Адаптер переменного тока, модель FSP030-RCAM-G - не более 5 шт.
  5. Док-станция, модель Dock - не более 5 шт. (при необходимости).
  6. Кабель для подключения док-станции к BeneVision N1, 10 м, артикул 009-006594-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
  7. Адаптер CO<sub>2</sub>, модель GA3501 - не более 10 шт. (при необходимости).
  8. Рукоятка для подключения модулей, модель Rack - не более 5 шт. (при необходимости).
  9. Транспортная док-станция, модель DOCK-T - не более 5 шт. (при необходимости).
  10. Аккумулятор, модель LIP21003A - 1 шт. (при необходимости).
  11. Рукоятка, модель HANDI P-T - не более 5 шт. (при необходимости).
  12. Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
  13. Модуль PiCCO, модель PiCCO - не более 5 шт. (при необходимости).
  14. Модуль капнографии в основном потоке, модель CO2-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
  15. Модуль капнографии Microstream, модель CO2-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
  16. Модуль капнографии, кислорода, модель CO2-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
  17. Модуль капнографии в боковом потоке, модель CO2-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
  18. Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224 - не более 1000 шт. (при необходимости).
  19. Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50 - не более 1000 шт. (при необходимости).
  20. Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H124SG - не более 1000 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0079031

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 20

21. 3 отведения ЭКГ, неонатальные, интегрированные с электродами, рентгенопрозрачные, модель 1050NPSM - не более 1000 шт. (при необходимости).
22. Электрод ЭКГ, взрослый, модель SF06 - не более 1000 шт. (при необходимости).
23. Электрод ЭКГ, детский/неонатальный, модель SF07 - не более 1000 шт. (при необходимости).
24. Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201 - не более 30 шт. (при необходимости).
25. Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202 - не более 30 шт. (при необходимости).
26. Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204 - не более 30 шт. (при необходимости).
27. Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от электрохирургии, модель EV6211 - не более 30 шт. (при необходимости).
28. Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, DIN, модель EV6222 - не более 30 шт. (при необходимости).
29. Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A - не более 30 шт. (при необходимости).
30. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6304A - не более 30 шт. (при необходимости).
31. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B - не более 30 шт. (при необходимости).
32. Провод ЭКГ на 3 отведения, детский/неонатальный, тип защелка, одноразовый, модель EL6312B - не более 200 шт. (при необходимости).
33. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6504A - не более 30 шт. (при необходимости).
34. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B - не более 30 шт. (при необходимости).
35. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A - не более 30 шт. (при необходимости).
36. Провод ЭКГ на 12 отведений, трудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A - не более 30 шт. (при необходимости).
37. Кабель SpO<sub>2</sub> Nellcor, модель S72A - не более 30 шт. (при необходимости).
38. Датчик SpO<sub>2</sub> Nellcor взрослый, многоразовый, модель DS-100A - не более 30 шт. (при необходимости).
39. Датчик SpO<sub>2</sub> Nellcor детский/маленький детский, многоразовый, модель ОХ1-Р1 - не более 30 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079032

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 21

40. Датчики SpO<sub>2</sub> для одного пациента клейкие, производства "Ковидиен Ллс", США, РУ № ФСЗ 2012Л1628 - не более 600 шт. (при необходимости).
41. Трубка НИАД взрослая/детская, многоразовая, модель СМ1903 - не более 30 шт. (при необходимости).
42. Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель СМ1901 - не более 30 шт. (при необходимости).
43. Манжета многоразовая, неонатальная; с коннектором, модель СМ1200 - не более 100 шт. (при необходимости).
44. Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель СМ1201 - не более 100 шт. (при необходимости).
45. Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель СМ1202 - не более 100 шт. (при необходимости).
46. Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель СМ1203 - не более 100 шт. (при необходимости).
47. Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель СМ1204 - не более 100 шт. (при необходимости).
48. Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель СМ1205 - не более 100 шт. (при необходимости).
49. Манжета многоразовая, бескамерная, неонатальная; с коннектором, модель СМ1300 - не более 100 шт. (при необходимости).
50. Манжета многоразовая, бескамерная, детская маленькая, с коннектором, модель СМ1301 - не более 100 шт. (при необходимости).
51. Манжета многоразовая, бескамерная, детская; с коннектором, модель СМ1302 - не более 100 шт. (при необходимости).
52. Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая, с коннектором, модель СМ1303 - не более 100 шт. (при необходимости).
53. Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая большая; с коннектором, модель СМ1304 - не более 100 шт. (при необходимости).
54. Манжета многоразовая, бескамерная, набедренная, с коннектором, модель СМ1305 - не более 100 шт. (при необходимости).
55. Манжета многоразовая, бескамерная, удлиненная, взрослая, с коннектором, модель СМ1306 - не более 100 шт. (при необходимости).
56. Манжета одноразовая, взрослая, модель СМ1503 - не более 200 шт. (при необходимости).
57. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500А - не более 600 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0079033

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 22

58. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500В - не более 600 шт.  
(при необходимости).
59. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500С - не более 600 шт.  
(при необходимости).
60. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500D - не более 600 шт.  
(при необходимости).
61. Адаптер для кабеля температуры, модель MR420B - не более 10 шт.  
(при необходимости).
62. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный,  
модель MR401B - не более 10 шт. (при необходимости).
63. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный,  
модель MR403B - не более 10 шт. (при необходимости).
64. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный,  
эзофагеальный/ректальный, модель MR402B - не более 10 шт. (при необходимости).
65. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный,  
модель MR404B - не более 10 шт. (при необходимости).
66. Датчик температуры, одноразовый, эзофагеальный/ректальный,  
модель MR411 - не более 200 шт. (при необходимости).
67. Датчик температуры, одноразовый, накожный, модель MR412 - не более 200 шт.  
(при необходимости).
68. Кабель PiCCO, модель СО7701 - не более 10 шт. (при необходимости).
69. Кабель датчика температуры для PiCCO, модель PC80105 - не более 10 шт.  
(при необходимости).
70. PULSIOTATH 5F термодилюционный катетер длина 20 см. PV2015L20N.  
производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия.  
РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 шт. (при необходимости).
71. PULSIOTATH 3F термодилюционный катетер длина 7 см. PV2013L07N.  
производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия.  
РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 шт. (при необходимости).
72. Кабель ИАД типа "Y" для PiCCO, модель IM2203 - не более 10 шт.  
(при необходимости).
73. Кабель АД/ЦВД для PiCCO, модель IM2212 - не более 10 шт. (при необходимости).
74. Трансдьюссерная система для гемодинамического мониторинга PiCCO. PV8215.  
производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия,  
РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 наборов (при необходимости), в составе:
- 74.1. Датчик давления - 1 шт.
- Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079034

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 23

- 74.2. Адаптер для датчика температуры инъекции - 1 шт.  
74.3. Заглушка - 3 шт.  
75. Крепление для принадлежностей PiCCO, модель РМК-37 - не более 10 шт.  
(при необходимости).  
76. Ремешок для фиксации кабеля, модель 6934 - не более 200 шт.  
(при необходимости).  
77. Влагосборник, взрослый/детский, артикул 100-000080-00 - не более 200 шт.  
(при необходимости).  
78. Влагосборник, неонатальный, артикул 100-000081-00 - не более 200 шт.  
(при необходимости).  
79. Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00 - не более 200 шт.  
(при необходимости).  
80. Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00 - не более 200 шт.  
(при необходимости).  
81. Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000 - не более 200 шт.  
(при необходимости).  
82. Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100 - не более 200 шт.  
(при необходимости).  
83. Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная,  
модель 4200 - не более 200 шт. (при необходимости).  
84. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой,  
модель 60-14100-00 - не более 200 шт. (при необходимости).  
85. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный,  
артикул 040-001187-00 - не более 200 шт. (при необходимости).  
86. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, угловой,  
модель 60-14200-00 - не более 200 шт. (при необходимости).  
87. Линия забора пробы газа FilterLine, взрослая/детская с адаптером,  
модель XS04620 - не более 200 шт. (при необходимости).  
88. Линия забора пробы газа FilterLine Н, взрослая/детская с адаптером, модель  
XS04624 - не более 200 шт. (при необходимости).  
89. Линия забора пробы газа FilterLine Н, детская/неонатальная с адаптером,  
модель 6324 - не более 200 шт. (при необходимости).  
90. Линия забора пробы газа назальная CarboLine Н, детская/неонатальная,  
модель 8179 - не более 200 шт. (при необходимости).  
91. Линия забора пробы газа назальная CarboLine Н О<sub>2</sub>, взрослая,  
модель 008180 - не более 200 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0079035

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 24

92. Линия забора пробы газа назальная CapnoLine Н О<sub>2</sub>, детская, модель 008181 - не более 200 шт. (при необходимости).  
93. Линия забора пробы газа назальная NIV-Line, взрослая, модель 008174 - не более 200 шт. (при необходимости).  
94. Линия забора пробы газа назальная NIV-Line, детская, модель 008175 - не более 200 шт. (при необходимости).  
95. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063 - не более 200 шт. (при необходимости).  
96. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, одноразовый, модель 6312 - не более 200 шт. (при необходимости).  
97. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, многоразовый, модель 7007 - не более 30 шт. (при необходимости).  
98. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, многоразовый, модель 7053 - не более 30 шт. (при необходимости).  
99. Крепление для датчика СО<sub>2</sub>, модель 8751 - не более 200 шт. (при необходимости).  
100. Датчик СО<sub>2</sub> с кабелем, модель 1036698 - не более 30 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Кабель аналогового сигнала, артикул 009-005391-00 - не более 5 шт.
2. Штатив напольный, модель RS-adapter-A - не более 5 шт.
3. Настенное крепление, модель WM-adapter-A - не более 5 шт.
4. Стойка для крепления к BeneView, модель Clamp-POST-B - не более 5 шт.
5. Настенное крепление для вспомогательного дисплея, модель MND-0008-04 - не более 5 шт.
6. Зажим фиксирующий для крепления к BeneView, модель Clamp-B - не более 5 шт.
7. Крючок для крепления рукоятки, модель HOOK-C - не более 5 шт.
8. Крючок для крепления, модель HOOK-D - не более 5 шт.

V. Блок основной BeneVision N1c с принадлежностями, вариант исполнения: N1, Nellcor SpO<sub>2</sub>, ИАД в составе:

1. Основной блок N1, Nellcor SpO<sub>2</sub>, ИАД - 1 шт.
2. Руководство пользователя - не более 10 шт.
3. Кабель питания - не более 10 шт.
4. Адаптер переменного тока, модель FSP030-RCAM-G - не более 5 шт.
5. Док-станция, модель Dock - не более 5 шт. (при необходимости).
6. Кабель для подключения док-станции к BeneVision N1, 10 м, артикул 009-006594-00 - не более 5 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079036

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 25

7. Адаптер CO<sub>2</sub>, модель GA3501 - не более 10 шт. (при необходимости).
8. Рукоятка для подключения модуля, модель Rack - не более 5 шт. (при необходимости).
9. Транспортная док-станция, модель DOCK-T - не более 5 шт. (при необходимости).
10. Акумулятор, модель LI121003A - 1 шт. (при необходимости).
11. Рукоятка, модель HANDLE-T - не более 5 шт. (при необходимости).
12. Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
13. Модуль PiCCO, модель PiCCO - не более 5 шт. (при необходимости).
14. Модуль калиметрии в основном потоке, модель CO2-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
15. Модуль калиметрии Microstream, модель CO2-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Модуль калиметрии кислорода, модель CO2-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
17. Модуль калиметрии в боковом потоке, модель CO2-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
18. Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224 - не более 1000 шт. (при необходимости).
19. Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50 - не более 1000 шт. (при необходимости).
20. Электрод ЭКГ, неонатальный, модель Н124SG - не более 1000 шт. (при необходимости).
21. 3 отведения ЭКГ, неонатальные, интегрированные с электродами, рентгеновопрозрачные, модель 1050NPSM - не более 1000 шт. (при необходимости).
22. Электрод ЭКГ, взрослый, модель SF06 - не более 1000 шт. (при необходимости).
23. Электрод ЭКГ, детский/неонатальный, модель SF07 - не более 1000 шт. (при необходимости).
24. Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201 - не более 30 шт. (при необходимости).
25. Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202 - не более 30 шт. (при необходимости).
26. Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204 - не более 30 шт. (при необходимости).
27. Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от электрохирургии, модель EV6211 - не более 30 шт. (при необходимости).
28. Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, DIN.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079037

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 26

- модель EV6232 - не более 30 шт. (при необходимости).  
29. Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A - не более 30 шт. (при необходимости).  
30. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6304A - не более 30 шт. (при необходимости).  
31. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B - не более 30 шт. (при необходимости).  
32. Провод ЭКГ на 3 отведения, детский/неонатальный, тип защелка, одноразовый, модель EL6312B - не более 200 шт. (при необходимости).  
33. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6504A - не более 30 шт. (при необходимости).  
34. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B - не более 30 шт. (при необходимости).  
35. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A - не более 30 шт. (при необходимости).  
36. Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A - не более 30 шт. (при необходимости).  
37. Кабель SpO<sub>2</sub> Nellcor, модель 572A - не более 30 шт. (при необходимости).  
38. Датчик SpO<sub>2</sub> Nellcor взрослый, многоразовый, модель DS-100A - не более 30 шт. (при необходимости).  
39. Датчик SpO<sub>2</sub> Nellcor детский/маленький детский, многоразовый, модель ОХ1-Р/І - не более 30 шт. (при необходимости).  
40. Датчики SpO<sub>2</sub> для одного пациента клейкие, производства "Конидиен Ллс" (США, РУ № ФСЭ 2012/11628 - не более 600 шт. (при необходимости).  
41. Трубка НИАД взрослая/детская, многоразовая, модель СМ1903 - не более 30 шт. (при необходимости).  
42. Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель СМ1901 - не более 30 шт. (при необходимости).  
43. Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором, модель СМ1200 - не более 100 шт. (при необходимости).  
44. Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель СМ1201 - не более 100 шт. (при необходимости).  
45. Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель СМ1202 - не более 100 шт. (при необходимости).  
46. Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель СМ1203 - не более 100 шт. (при необходимости).
- Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0679038

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 27

47. Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель СМ1204 - не более 100 шт. (при необходимости).
48. Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель СМ1205 - не более 100 шт. (при необходимости).
49. Манжета многоразовая, бескамерная, неонатальная, с коннектором, модель СМ1300, модель СМ1300 - не более 100 шт. (при необходимости).
50. Манжета многоразовая, бескамерная, детская маленькая, с коннектором, модель СМ1301 - не более 100 шт. (при необходимости).
51. Манжета многоразовая, бескамерная, детская, с коннектором, модель СМ1302 - не более 100 шт. (при необходимости).
52. Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая, с коннектором, модель СМ1303 - не более 100 шт. (при необходимости).
53. Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая большая, с коннектором, модель СМ1304 - не более 100 шт. (при необходимости).
54. Манжета многоразовая, бескамерная, набедренная, с коннектором, модель СМ1305 - не более 100 шт. (при необходимости).
55. Манжета многоразовая, бескамерная, удлиненная, взрослая, с коннектором, модель СМ1306 - не более 100 шт. (при необходимости).
56. Манжета одноразовая, взрослая, модель СМ1503 - не более 200 шт. (при необходимости).
57. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500A - не более 600 шт. (при необходимости).
58. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500B - не более 600 шт. (при необходимости).
59. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500C - не более 600 шт. (при необходимости).
60. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500D - не более 600 шт. (при необходимости).
61. Адаптер для кабеля температуры, модель MR420B - не более 10 шт. (при необходимости).
62. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B - не более 10 шт. (при необходимости).
63. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, наружный, модель MR403B - не более 10 шт. (при необходимости).
64. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B - не более 10 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0079039

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 28

65. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B - не более 10 шт. (при необходимости).
66. Датчик температуры, одноразовый, эзофагеальный/ректальный, модель MR411 - не более 200 шт. (при необходимости).
67. Датчик температуры, одноразовый, накожный, модель MR412 - не более 200 шт. (при необходимости).
68. Кабель изодиаметрического давления, модель IM2202 - не более 30 шт. (при необходимости).
69. Датчики стерильные одноразовые для мониторинга кровяного давления, Meritplus DTX Plus DT-XH, производства "Merit Медикал Сингапур Птс Лтд.", Сингапур, РУ № ФСЗ 2010/07799 - не более 600 шт. (при необходимости).
70. Кабель изодиаметрического давления, модель IM2201 - не более 30 шт. (при необходимости).
71. Кабель изодиаметрического давления, модель IM2211 - не более 30 шт. (при необходимости).
72. Кабель изодиаметрического давления, модель IM2207 - не более 30 шт. (при необходимости).
73. Кабель ИАД Y-типа, модель IM2204 - не более 30 шт. (при необходимости).
74. Кабель ВЧД, модель CR12601 - не более 10 шт. (при необходимости).
75. Кабель PiCCO, модель CO7701 - не более 10 шт. (при необходимости).
76. Кабель датчика температуры для PiCCO, модель PC80105 - не более 10 шт. (при необходимости).
77. PULSIOSATN 5F термодилатационный катетер длина 20 см: PV2015L20N, производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 шт. (при необходимости).
78. PULSIOSATN 3F термодилатационный катетер длина 7 см: PV2013E07N, производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 шт. (при необходимости).
79. Кабель ИАД типа "Y" для PiCCO, модель IM2203 - не более 10 шт. (при необходимости).
80. Кабель АД/ЦВД для PiCCO, модель IM2212 - не более 10 шт. (при необходимости).
81. Трансдьюсерная система для гемодинамического мониторинга PiCCO: PV8215, производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 наборов (при необходимости), в составе:
- 81.1. Датчик давления - 1 шт.
- 81.2. Адаптер для датчика температуры инъекций - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079040

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 29

81. Заглушка - 3 шт.
82. Крепление для принадлежностей РиССО, модель РМК-37 - не более 10 шт. (при необходимости).
83. Ремешок для фиксации кабеля, модель 6934 - не более 200 шт. (при необходимости).
84. Влагосборник, взрослый/детский, артикул 100-000080-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
85. Влагосборник, неонатальный, артикул 100-000081-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
86. Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
87. Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
88. Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4060 - не более 200 шт. (при необходимости).
89. Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100 - не более 200 шт. (при необходимости).
90. Канюта назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200 - не более 200 шт. (при необходимости).
91. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
92. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, артикул 040-001187-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
93. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, угловой, модель 60-14200-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
94. Линия забора пробы газа FilterLine, взрослая/детская с адаптером, модель X804620 - не более 200 шт. (при необходимости).
95. Линия забора пробы газа FilterLine Н, взрослая/детская с адаптером, модель X804624 - не более 200 шт. (при необходимости).
96. Линия забора пробы газа FilterLine Н, детская/неонатальная с адаптером, модель 6324 - не более 200 шт. (при необходимости).
97. Линия забора пробы газа назальная CapnoLine Н, детская/неонатальная, модель 8179 - не более 200 шт. (при необходимости).
98. Линия забора пробы газа назальная CapnoLine Н О<sub>2</sub>, взрослая, модель 008180 - не более 200 шт. (при необходимости).
99. Линия забора пробы газа назальная CapnoLine Н О<sub>2</sub>, детская.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0079041

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 30

- модель 008181 - не более 200 шт. (при необходимости).  
100. Линия забора пробы газа назальная NIV-Line, взрослая, модель 008174 - не более 200 шт. (при необходимости).  
101. Линия забора пробы газа назальная NIV-Line, детская, модель 008175 - не более 200 шт. (при необходимости).  
102. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063 - не более 200 шт. (при необходимости).  
103. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, одноразовый, модель 6312 - не более 200 шт. (при необходимости).  
104. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, многоразовый, модель 7007 - не более 30 шт. (при необходимости).  
105. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, многоразовый, модель 7053 - не более 30 шт. (при необходимости).  
106. Крепление для датчика CO<sub>2</sub>, модель 8751 - не более 200 шт. (при необходимости).  
107. Датчик CO<sub>2</sub> с кабелем, модель 1036698 - не более 30 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Кабель аналогового сигнала, артикул 009-005391-00 - не более 5 шт.
2. Штатив напольный, модель RS-adapter-A - не более 5 шт.
3. Настенное крепление, модель WM-adapter-A - не более 5 шт.
4. Стойка для крепления к BeneView, модель Clamp-POST-B - не более 5 шт.
5. Настенное крепление для вспомогательного дисплея, модель MND-0008-04 - не более 5 шт.
6. Зажим фиксирующий для крепления к BeneView, модель Clamp-B - не более 5 шт.
7. Крючок для крепления рукоятки, модель НОЭК-С - не более 5 шт.
8. Крючок для крепления, модель НОЭК-Д - не более 5 шт.

V1. Блок основной BeneVision N1c с принадлежностями, вариант исполнения:

- N1. Nellcor SpO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, ИАД, в составе:
1. Основной блок N1, Nellcor SpO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, ИАД - 1 шт.
  2. Руководство пользователя - не более 10 шт.
  3. Кабель питания - не более 10 шт.
  4. Адаптер переменного тока, модель FSP030-RCAM-G - не более 5 шт.
  5. Док-станция, модель Dock - не более 5 шт. (при необходимости).
  6. Кабель для подключения док-станции к BeneVision N, 10 м, артикул 009-006594-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
  7. Адаптер CO<sub>2</sub>, модель GA3501 - не более 10 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079042

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 31

8. Рукоятка для подключения модуля, модель Rack - не более 5 шт.  
(при необходимости).
9. Транспортная док-станция, модель DOCK-T - не более 5 шт. (при необходимости).
10. Аккумулятор, модель L112I003A - 1 шт. (при необходимости).
11. Рукоятка, модель HANDLE-T - не более 5 шт. (при необходимости).
12. Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 1.15-030320-00 - не более 5 шт.  
(при необходимости).
13. Модуль РИССО, модель РИССО - не более 5 шт. (при необходимости).
14. Модуль калиметрии в основном потоке, модель CO2-1 - не более 5 шт.  
(при необходимости).
15. Модуль калиметрии Microstream, модель CO2-1 - не более 5 шт.  
(при необходимости).
16. Модуль калиметрии кислорода, модель CO2-4 - не более 5 шт.  
(при необходимости).
17. Модуль калиметрии в боковом потоке, модель CO2-3 - не более 5 шт.  
(при необходимости).
18. Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224 - не более 1000 шт.  
(при необходимости).
19. Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50 - не более 1000 шт. (при необходимости).
20. Электрод ЭКГ, новорожденный, модель Н124SG - не более 1000 шт.  
(при необходимости).
21. 3 отведения ЭКГ, новорожденные, интегрированные с электродами,  
рентгенопрозрачные, модель 1050NPSM - не более 1000 шт. (при необходимости).
22. Электрод ЭКГ, взрослый, модель SF06 - не более 1000 шт. (при необходимости).
23. Электрод ЭКГ, детский/новорожденный, модель SF07 - не более 1000 шт.  
(при необходимости).
24. Кабель ЭКГ-магистральный, 3/5-отведений, взрослый/детский, защита  
от дефибрилляции, модель EV6201 - не более 30 шт. (при необходимости).
25. Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/новорожденный, защита  
от дефибрилляции, модель EV6202 - не более 30 шт. (при необходимости).
26. Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита  
от дефибрилляции, модель EV6204 - не более 30 шт. (при необходимости).
27. Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита  
от блокированной хирургии, модель EV6211 - не более 30 шт. (при необходимости).
28. Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/новорожденный, DIN,  
модель EV6222 - не более 30 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079043

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 32

29. Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим,  
модель EL6306A - не более 30 шт. (при необходимости).
30. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип зажим,  
модель EL6304A - не более 30 шт. (при необходимости).
31. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка,  
модель EL6302B - не более 30 шт. (при необходимости).
32. Провод ЭКГ на 3 отведения, детский/неонатальный, тип защелка, одноразовый,  
модель EL63412B - не более 200 шт. (при необходимости).
33. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип зажим,  
модель EL6504A - не более 30 шт. (при необходимости).
34. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка,  
модель EL6502B - не более 30 шт. (при необходимости).
35. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферийский, взрослый/детский, тип зажим,  
модель EL6802A - не более 30 шт. (при необходимости).
36. Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим,  
модель EL6804A - не более 30 шт. (при необходимости).
37. Кабель SpO<sub>2</sub> Nellcor; модель 572A - не более 30 шт. (при необходимости).
38. Датчик SpO<sub>2</sub> Nellcor взрослый, многоразовый,  
модель DS-100A - не более 30 шт. (при необходимости).
39. Датчик SpO<sub>2</sub> Nellcor детский/маленький детский, многоразовый.  
модель OXI-P1 - не более 30 шт. (при необходимости).
40. Датчик SpO<sub>2</sub> для одного пациента клейкие, производство "Ковидиен Лдс", США,  
РУ № ФСЗ 2012/11628 - не более 600 шт. (при необходимости).
41. Трубка НИАД взрослая/детская, многоразовая, модель СМ1903 - не более 30 шт.  
(при необходимости).
42. Трубка НИАД цефалальная, многоразовая, модель СМ1901 - не более 30 шт.  
(при необходимости).
43. Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором,  
модель СМ1200 - не более 100 шт. (при необходимости).
44. Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором,  
модель СМ1201 - не более 100 шт. (при необходимости).
45. Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель СМ1202 - не более 100 шт.  
(при необходимости).
46. Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором,  
модель СМ1203 - не более 100 шт. (при необходимости).
47. Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором.
- Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0079044

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 33

модель CM1204 - не более 100 шт. (при необходимости).

48. Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором,

модель CM1205 - не более 100 шт. (при необходимости).

49. Манжета многоразовая, бескамерная, неонатальная, с коннектором,

модель CM1300 - не более 100 шт. (при необходимости).

50. Манжета многоразовая, бескамерная, детская маленькая, с коннектором,

модель CM1301 - не более 100 шт. (при необходимости).

51. Манжета многоразовая, бескамерная, детская, с коннектором,

модель CM1302 - не более 100 шт. (при необходимости).

52. Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая, с коннектором,

модель CM1303 - не более 100 шт. (при необходимости).

53. Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая большая, с коннектором,

модель CM1304 - не более 100 шт. (при необходимости).

54. Манжета многоразовая, бескамерная, набедренная, с коннектором,

модель CM1305 - не более 100 шт. (при необходимости).

55. Манжета многоразовая, бескамерная, удлиненная, взрослая, с коннектором,

модель CM1306 - не более 100 шт. (при необходимости).

56. Манжета одноразовая, взрослая, модель CM1503 - не более 200 шт.

(при необходимости).

57. Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500A - не более 600 шт.

(при необходимости).

58. Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500B - не более 600 шт.

(при необходимости).

59. Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C - не более 600 шт.

(при необходимости).

60. Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500D - не более 600 шт.

(при необходимости).

61. Датчик для измерения температуры, модель MR420B - не более 10 шт.

(при необходимости).

62. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный;

модель MR401B - не более 10 шт. (при необходимости).

63. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный,

модель MK403B - не более 10 шт. (при необходимости).

64. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный,

эзофагеальный/ректальный; модель MR402B - не более 10 шт. (при необходимости).

65. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный.

Руководитель Федеральной службы

по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079045

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 34

- модель MR404B - не более 10 шт. (при необходимости).
66. Датчик температуры, одноразовый, эзофагеальный/ректальный, модель MR411 - не более 200 шт. (при необходимости).
67. Датчик температуры, одноразовый, накожный, модель MR412 - не более 200 шт. (при необходимости).
68. Кабель изнадинного давления, модель IM2202 - не более 30 шт. (при необходимости).
69. Датчики стерильные одноразовые для мониторинга кровяного давления, Meritron DTX Plus DT-XX, производства "Merit Медикал Сингапур Птс. Лтд.", Сингапур, РУ № ФСЗ 2010/07799 - не более 600 шт. (при необходимости).
70. Кабель изнадинного давления, модель IM2201 - не более 30 шт. (при необходимости).
71. Кабель изнадинного давления, модель IM2211 - не более 30 шт. (при необходимости).
72. Кабель изнадинного давления, модель IM2207 - не более 30 шт. (при необходимости).
73. Кабель ИАД У-типа, модель IM2204 - не более 30 шт. (при необходимости).
74. Кабель ВЧД, модель CR12601 - не более 10 шт. (при необходимости).
75. Кабель PiCCO, модель CO7701 - не более 10 шт. (при необходимости).
76. Кабель датчика температуры для PiCCO, модель PC80105 - не более 10 шт. (при необходимости).
77. PULSIOTATH 5F термодилюционный катетер длина 20 см, РУ2015L20N, производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 шт. (при необходимости).
78. PULSIOTATH 3F термодилюционный катетер длина 7 см, РУ2013L07N, производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 шт. (при необходимости).
79. Кабель ИАД типа "Y" для PiCCO, модель IM2203 - не более 10 шт. (при необходимости).
80. Кабель АД/ПВД для PiCCO, модель IM2212 - не более 10 шт. (при необходимости).
81. Трансдьюсерная система для гемодинамического мониторинга PiCCO, PV8215, производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системс АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 100 наборов (при необходимости), в составе:
- 81.1. Датчик давления - 1 шт.
- 81.2. Адаптер для датчика температуры инъекции - 1 шт.
- 81.3. Заглушка - 3 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0079046

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист 35

82. Крепление для принадлежностей PiCCO, модель РМК-37 - не более 10 шт.  
(при необходимости).
83. Ремешок для фиксации кабеля, модель 6934 - не более 200 шт.  
(при необходимости).
84. Влагооборонник, взрослый/детский, артикул 100-000080-00 - не более 200 шт.  
(при необходимости).
85. Влагооборонник, неонатальный, артикул 100-000081-00 - не более 200 шт.  
(при необходимости).
86. Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00 - не более 200 шт.  
(при необходимости).
87. Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00 - не более 200 шт.  
(при необходимости).
88. Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000 - не более 200 шт.  
(при необходимости).
89. Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100 - не более 200 шт.  
(при необходимости).
90. Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200 - не более 200 шт. (при необходимости).
91. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
92. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, артикул 040-001187-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
93. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, угловой, модель 60-14200-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
94. Линия забора пробы газа FilterLine, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620 - не более 200 шт. (при необходимости).
95. Линия забора пробы газа FilterLine Н, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624 - не более 200 шт. (при необходимости).
96. Линия забора пробы газа FilterLine Н, детская/неонатальная с адаптером, модель 6324 - не более 200 шт. (при необходимости).
97. Линия забора пробы газа назальная CappoLine Н, детская/неонатальная, модель 8179 - не более 200 шт. (при необходимости).
98. Линия забора пробы газа назальная CappoLine Н О<sub>2</sub>, взрослая, модель 008180 - не более 200 шт. (при необходимости).
99. Линия забора пробы газа назальная CappoLine Н О<sub>2</sub>, детская, модель 008181 - не более 200 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самодрова

0079047

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 декабря 2020 года № РЗН 2020/13008

Лист: 36

100. Линия забора пробы газа назальная NIV-Line, взрослая, модель 008174 - не более 200 шт. (при необходимости).  
101. Линия забора пробы газа назальная NIV-Line, детская, модель 008175 - не более 200 шт. (при необходимости).  
102. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063 - не более 200 шт. (при необходимости).  
103. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, одноразовый, модель 6312 - не более 200 шт. (при необходимости).  
104. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, многоразовый, модель 7007 - не более 30 шт. (при необходимости).  
105. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, многоразовый, модель 7053 - не более 30 шт. (при необходимости).  
106. Крепление для датчика CO<sub>2</sub>, модель 8751 - не более 200 шт. (при необходимости).  
107. Датчик CO<sub>2</sub> с кабелем, модель 1036998 - не более 30 шт. (при необходимости).

**Принадлежности:**

1. Кабель аналогового сигнала, артикул 009-005391-00 - не более 5 шт.
2. Штатив напольный, модель RS-adapter-A - не более 5 шт.
3. Настенное крепление, модель WM-adapter-A - не более 5 шт.
4. Стойка для крепления к BeneView, модель Clamp-POST-B - не более 5 шт.
5. Настенное крепление для вспомогательного дисплея, модель MND-0008-04 - не более 5 шт.
6. Зажим фиксирующий для крепления к BeneView, модель Clamp-B - не более 5 шт.
7. Крючок для крепления рукоятки, модель HOOK-C - не более 5 шт.
8. Крючок для крепления, модель HOOK-D - не более 5 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0079048